



CATALOGO

G E N E R A L E 2 0 2 6



Orgogliosamente Italiani

O U R M I S S I O N

Nata dall'esperienza maturata nel settore odontotecnico e della meccanica di precisione, Anteea con sede a Lucca è la sintesi tra esperienze di medici odontoiatri, esperti di settore nel campo dell' implantologia dentale e del settore odontoiatrico.

Anteea, studia, progetta, produce e commercializza componenti innovativi che permettono di soddisfare le richieste dei professionisti. La collaborazione con aziende e professionisti con elevata esperienza nel settore chirurgico, implantologico, tecnico, protesico, informatico e meccanico, che giornalmente utilizzano le più innovative e sofisticate tecniche di implantologia, consente ad Anteea di avere a disposizione tutto il know-how necessario per lo sviluppo di tutti i prodotti a catalogo.

La ricerca della qualità, sia in produzione che nell'organizzazione e nei servizi erogati, è una scelta strategica dell'azienda, nonché fattore chiave del suo successo. Quotidianamente si eseguono controlli diretti e rigorosi sul 100% dei semi-lavorati al termine di ogni fase del processo produttivo, avvalendosi di sofisticate apparecchiature ottiche di precisione.

Il controllo di produzione si basa su protocolli definiti nei quali vengono standardizzate le quantità e la frequenza dei controlli (a seconda della tipologia del prodotto) e i criteri di accettabilità. I controlli dimensionali avvengono mediante macchine di misurazione professionali 3d in grado di assicurare una precisione di 0,005mm.

Anteea mantiene anche i più alti standard di qualità in tutti gli aspetti delle nostre operazioni dalla ricerca e sviluppo, approvvigionamento di materie prime, fabbricazione, stoccaggio, spedizione del prodotto, fino ai consulenti di vendita e di servizio al cliente.

Questo include anche una formazione costante e lo sviluppo professionale di tutto il nostro personale ad ogni livello.

Per garantire questo alto livello di qualità, ogni prodotto è sottoposto a numerosi test e verifiche utilizzando processi sia interni che esterni.

Anteea opera in un regime di controllo della qualità conforme agli standard UNI CEI EN ISO 13485/2016 relative ai dispositivi medici, in ottemperanza alla Direttiva Europea MDR 745/2017.

In Anteea, la tradizione incontra l'innovazione e la rende una realtà originale e con caratteristiche uniche che ci rende orgogliosamente italiani.

LEGENDA

H	Altezza trasversale
PE	Profilo di Emergenza.
E	In stock a magazzino ma disponibile fino ad esaurimento
R	Disponibile su richiesta
$\varnothing$	Diametro in mm.

DUAL SISTEM

ATTENZIONE: IL MONCONE PERSONALIZZABILE DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete **vite D.I.S. testa esagonale**

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete **vite D.I.S. testa torx**

In fase di ordine lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete **vite "standard"**

Nel presente catalogo tutte le misure sono espresse in millimetri (mm)

*Tutti i prodotti contrassegnati dai simboli **®** e **TM** sono marchi registrati del produttore corrispondente.*

La pubblicazione e/o riproduzione non è consentita.

IMPORTANTE

Tutti i prodotti salvo diverse indicazioni sono venduti singolarmente (pack singolo).

Tutti i prodotti (che necessitano di vite) salvo diverse indicazioni sono comprensivi della vite stessa coordinata.

I dati tecnici, le foto ed i colori contenuti nel presente catalogo sono puramente indicativi. Anteea Srl si riserva di modificare e apportare soluzioni tecniche differenti in ogni momento e senza preavviso.

I codici del presente catalogo potrebbero subire variazioni.

In fase d'ordine specificare sempre codice casa implantare e specifiche tecniche.

Qualora in fase d'ordine uno dei codici articolo del presente catalogo, non fosse disponibile, sarà premura di Anteea Srl contattare le S.V. per informazioni e verifica timeline produzione.

Al fine di migliorare i prodotti Anteea Srl si riserva di modificare e apportare soluzioni tecniche differenti in ogni momento e senza preavviso.

I prodotti sono in continuo e costante aggiornamento. Vi invitiamo a visionare eventuali nuove piattaforme sul sito:

WWW.ANTEEA.COM

Indice

A Serie Compatibile ASTRATECH® / OsseoSpeed®

Pag. 33

ø3.0

Cortex® - Dinamix NP
ETK® - Naturactius ø3.0
ETK® - Naturall + ø3.0

ø3.5 / 4.0

Mozo Grau® (In-Ex MTA)
Etk® (Natea)
Etk® (natural)
Etk® (naturactis)
IBone® E
IBone® S
Geass® (Way milano)
Geass® (Way extra)
Geass® (Way mix)
Leader Medica® (five)
Leader Medica® (tsmart)
Leader Medica® (Five)
ProClinique® (Aqua CM)
Southern Implants® (Deep Conical)
Btk® (Mth)
Btk® (Mtd)
Btk® (Kr)
Btk® (Easy+)
Clscientific® (Conic)
Sympla® (GTB)
Sympla® (GTB-r)
Galimplant® (ipx)
Galimplant® (iCI)
Cortex® - Magix RP
Cortex® - Dinamix RP
Cortex® - Classix RP

ø4.5 / 5.0

Southern Implants® (Deep Conical)
Cortex - Dinamix WP
Cortex - Classix WP

AK Serie Compatibile ANKYLOS®

Pag. 38

AL Serie Compatibile ALPHABIO® / AB® / NORIS®

Pag. 44

ø3.75

AB®
Adin® (Os / S / Swell / Touareg)
Alphabio®
Avinent® (IC ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon®
BTK®
Cortex® (Classic)
Cortex® (Internal Ex Dinamic)
Cortex® (Saturn)
DentalTech® (Implogic)
Dering® (Exacort)
Ditron® (Mci-Ultimate)
Edgar® (MaxLogic)
Hi-Tec Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One b)
Ires® (TN)
Ires® (Imax NHSI)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Interno)

JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum / Gold)
Leader® Medica (Mito)
Matrix® / Tri-Vent Bone Level
Medline® (VCore / Classic /Short)
Medigma® (Fit T. TE. S. / Mars / Fix-A-Dent)
Mirell®
MIS® (Seven - M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff Pro)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Proclinique® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal Ex)
Tag® (Axis - Massif)
Triton® (Q Implant - 3.5 QZA)

B Serie Compatibile NOBEL / Branemark®

Pag. 49

Ø3.5 (NP)

Mozo Grau® (In-Ex)
Etk®
Geass® (Way Venezia)
Leader Medica®
ProClinique® (Aqua CM)
Southern Implants® (DC)
Ires® (nhse Ø3.3)
Sympla® (syx full Ø3.4)

Ø4.1 (RP)

Ace® 3.75/4.1
Antogyr® 3.75/4.1
Avanza® 3.75/4.1/RP
Avinent® RP
Best Fit® RP
Biolok®
Bionnovation®
Biotec®
BTK® (Konic Ex)
BTK® (Klassic Ext)
Bti® (3.75/4.1 Universal)
Calcitek® (Threadalock)
Conexao®
Phibo® (TSH S3/S4)
Eckeman® 3.75/4.1
Endopore® 3.75/4.1
Ergo-System® RP
Euroteknika® 3.75/4.1
Evert® RP
GMI® 4.1
Imtec® 3.75/4.1
Infit® 4.1
Innova® 3.75/4.0/4.1
INP® (Conus HE)

Ø4.1 (RP)

Intra-Lock® ex
I-RES® (EH - NH SE)
Leather® 4.1
Lifecore® RD
Megagen® (External)
Microdent® (Universal 3.75)
Neodent® (Est 3.75 - 4.1)
Oral-Tronics®
Osseotite® RP
Paragon® (Swede-Vent)
Peclab®
Proclinic® (S4)
Steri-oss® (HL 3.80/4.10)
Sterngold®
Sustainv 4.1
TBR®
Tecnopro® (RP)
Titanium Fix® 3.75
Trinon® (Titanium-Q-Implant)
ZIACOM® - (Osseolife RP EX)
Sympla® (syx full Ø3.4)

Ø5.0 (WP)

Avanza® WP
Avinet® WP
Atlantis®
Best Fit® WP
Ilerimplant® 5.10
INP® (Conus HE)
Lifecore® RD
Microdent® (Mt)
Neodent®
Titanium Fix® 5.1

BE Serie Compatibile BEGO® SEMADOSS® / SC / SCX / RS / RSX / RI

Pag. 54

BH Serie Compatibile BIOHORIZONS® TAPPERED PLUS / INTERNAL / TISSUE LEVEL

Pag. 59

Ø3.0

AB®
Adin® (OS / S / SWELL)
Alpha-Bio®
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (Classics)
Cortex® (Interna Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exakort)
Ditron® (MCI-Ultimate)
Edgar (Max-Logic)
HI-TEC Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One B)
Ires® (Tn)
Ires® (IMAX Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Intern)

Ø3.5

JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krug® (Platinum / Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic/Short)
Mirrell®
MIS® (Seven-M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff PRO)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Procilique® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal EX)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon® Ø4.5
Dentaltech® (Implogic)
HI-TEC Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven-M4)
Trinon® (Q Implant Ø4.5 QZA)

Ø5.7

Bio Horizon® Ø5.7

BT Serie Compatibile BREDENT® / SKY®

Pag. 64

BX Serie Compatibile STRAUMANN® / BLX®

Pag. 69

C Serie Compatibile 3I®/ CERTAIN® Tapered Certain Internal / Parallel Walled Certain Internal **Pag. 74**

Ø4.1

Leader Medica® (TFI - versione pm)
Titan Implants®

CI Serie Compatibile CAMLOC® Conelog® Isi® **Pag. 79**

CL Serie Compatibile CAMLOG® **Pag. 81**

CS Serie Compatibile BREDENT® CopaSKY **Pag. 83**

CSR Serie Compatibile SWEDEN® - CRS DAT/CSR RF SC **Pag. 87**

CX Serie Compatibile MEDENTIS ICX® (BL) **Pag. 89**

D Serie Compatibile STRAUMANN® / Bone Level® **Pag. 91**

ETK Serie Compatibile LYRA® ETK® / NATURALL / NATURACTIS / iBONE **Pag. 96**

EV Serie Compatibile ASTRA TECH®/ Implant System EV® **Pag. 101**

FX Serie Compatibile DENTSPLY®/ Xive®/ Frialit® **Pag. 106**

Ø3.4

Geass® (KENTRON)
S.I.N.® (strong)

Ø3.8

Geass® (KENTRON)
S.I.N.® (Strong)

Ø4.5

S.I.N.® (Strong)

GM Serie Compatibile NEODENT® / Grand Morse® **Pag. 111**

I Serie Compatibile IDI EVOLUTION® Stone / Stone TC / Aries / Aries Due / Tiger / Tiger Due / Short **Pag. 116**

LE Serie Compatibile LEONE® **Pag. 120**

LP Serie Compatibile LIFECORE®/ Primaconnex® **Pag. 122**

MO Serie Compatibile MEGAGEN®/ Anyone® **Pag. 124**

Dio Implant® (Regular - Wide)

Dentium® (Superline™) & Implantium®

Dentis® (SQ®) (ONE Q®) (S-Clear®)

Biogenesis® (Aticon®)

Chaorum® (PT®)

M2 Implant®

CowellMedi® (Inno®)

MG Serie Compatibile MEGAGEN®/ Anyridge® **Pag. 129**

JD Dental Care® - Icon Plus

MS Serie Compatibile MIS®/ Seven®/ M4® **Pag. 133**

Ø3.75

AB®
Adin® (OS / S / SWELL)
Alpha-Bio®
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (Classics)
Cortex® (Interna Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exakort)
Ditron® (MCI-Ultimate)
Edgar (Max-Logic)

Ø3.75

HI-TEC Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One B)
Ires® (Tn)
Ires® (IMAX Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Intern)
JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum / Gold)
Leader Medica® (Mito)

Ø3.75

Medline® (V Core/Classic/Short)
Mirrell®
MIS® (Seven-M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff PRO)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Procilique® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal EX)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon® Ø4.5
Dentaltech® (Implogic)
HI-TEC Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven-M4)
Trinon® (Q Implant Ø4.5 QZA)

MSC Serie Compatibile MIS® / C1®

Pag. 138

MSV Serie Compatibile MIS® /V3®

Pag. 140

N Serie Compatibile NOBEL ACTIVE®/ Replace CC®/ Parallel®

Pag. 142

ø3.5 (NP)

Adin® (Close Fit)
Dering® (Dynamic)
Dering® (Singular)
Implant Direct® (Internal active)
Itech® (Expert)
Itech® (Immex logic)
Medigma® (Fix Konish) SD

ø3.5 (NP)

Medigma® WD
J-CON® Dental

ø4.3/5.0 (RP)

Adin® (Close Fit)

NE Serie Compatibile NEOSS®/ PROACTIVE®

Pag. 147

O Serie Compatibile 3I®/Esagono Esterno®

Pag. 151

ø3.4

3I® (Micro-mini)
AoN® (Cyroth)
AoN® (Karoht)
Atlantis®
Bioclock® ø3.45
Microdent® (Ms)
Minimatic® ø3.45
Mozo Grau® ø3.40
Peclab®
Sin® ø3.4
Southern Implants®
leader medica® ø 3.4
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)

ø4.1

AoN® (Cyroth / Karoth)
Avinet®
Branemark® (MK3I)
Bioclock®
BTI® (Externa)
BTK® (Konic Ext)
BTK® (Klassic Ext)
Dio® (Ext)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Leader®
Lifecore®
MIS® EX
Mozo Grau® (In-Ext)
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink 2)

ø4.1

Titan Implants® (Maximum)
Resista® (ec)
Resista® (ek)
Resista® (ecmc)
Resista® (short)
Resista® (es genth)
Endopore® (External Hex)
Galimplant® (IPxe)
Dering® (biodent)
Dering® (kort)
Leader medica® (TCE)
Leader medica® (TfE)
Leader medica® (short)
Winsix® (TTX)

ø5.0

Ace®
Endopore®
GMI® (Phoenix)
Imtec®
Innova®
Leader®
Leather®
MIS® (Ex)
Microdent Universal®
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink)
Resista® ø5.0
Leader medica® ø5.0
BTK® (Ext ø5.0)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Galimplant® (IPxe)

OS Serie Compatibile OSSTEM®/ TSII®/ TSIII®/ TSIII ULTRA WIDE®/ TSIV®

Pag. 156

ø3.5

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)

ø4.0

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)

PH Serie Compatibile PHIBO®/ TSH®

Pag. 161

R Serie Compatibile NOBEL REPLACE®/ SELECT TAPARED®/ SELECT STRAIGHT®

Pag. 165

ø3.5

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

ø4.3/5.0

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

S Serie Compatibile STRAUMANN®/ Tissue Level®

Pag. 170

ø4.8 (RN)

Best Fit® (Oct)
DentalTech® (TR2 / TRW2)
EtK® (Aesthetica)
IBone® G
Geass® (Way Roma)
Geass® (Esedra dual)
Geass® (Way Rock)

ø4.8 (RN)

Geass® (Way short)
GT-Medical®
Hightech® (Tite-Fit)
I-RES® (slt)
Implant Direct® (Swish)
Megagen® (Ex Feel Internal)
Mis® (Mistral)

ø4.8 (RN)

Osstem® (SS Line)
Proclinic® (Octa)
Sweden & Martina® (Stark)
Titan® (T-C)
Zimmer® (Swiss Plus)
Sympla® (sy tissue)
Endopore® (Internal connection tc)
TRI® (Tri Octa)

SH Serie Compatibile **SWEDEN®/ Shelta®/ Premium®/ Kohno One®**

Pag. 175

SK Serie Compatibile **SWEDEN®/ Premium®/ Kohno®**

Pag. 180

SO Serie Compatibile **SWEDEN®/ Outilink®/ Syra®**

Pag. 185

T Serie Compatibile **THOMMEN® Nevo® / Element® / Contact®**

Pag. 190

TX Serie Compatibile **STRAUMANN / TLX®**

Pag. 194

WX Serie Compatibile **WINSIX® / TTI - K - KT - KE**

Pag. 198

Z Serie Compatibile **ZIMMER® / Screw Vent**

Pag. 202

ø3.5

AB®
Adin® (OS/S/Swell)
Alpha Bio®
AoN® (Cyroth)
AoN® (Karoht)
AoN® (Is-Four)
AoN® (Is-Two)
Avinent® (IC ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
BioHorizon® ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (CLASSICS)
Cortex® (Internal Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exacort)
Ditron® (Mci-Ultimate)
Edgar® (Max-Logic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (IntraHex)

ø3.5

Ires® (Shape Oneb)
Ires® (TN)
Ires® (Imax Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-linterno)
JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (BioImplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum/Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic / Short)
Mirell®
MIS® (Seven-M4)

ø3.5

Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (TUFF PRO)
Noris Medical® (TUFF TT)
Noris Medical® (ONYX)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (LIGHT)
Proclinique® (Connection Internal)
RESITA® (IC / IA / IK)
Ritter®
SouthernImplant® (Internal Ex)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant ø3.5 QZA)

ø4.5

Avinent® (IC ø4.1)
Bio Horizon®
Dentaltech® (Implogic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven M4)
Triton® (Q Implant ø4.5 QZA)

ø5.7

Bio Horizon® ø 5.7

Soluzioni Overdenture

Pag. 208

Strumentario

Pag. 225

Strumentario Vite Inclinata D.I.S.

Pag. 229

Surgical Guide Sleeves

Pag. 232

Broken Screw Extractor Kit

Pag. 234

Smart Lock-C Screw

Pag. 235

Smart Lock-T Bar

Pag. 236

Smart Lock-B Screw

Pag. 237

Overdenture Solutions O-Ring

Pag. 238


Materiali

Pag. 239

I.SCAN

INTRAORAL SCAN ABUTMENT

I.Scan sono gli scan abutment intraorali prodotti da Anteea®. Sono dispositivi fondamentali per effettuare un adeguato processo di scansione, sia per uso intraorale che per uso su modello dentale. Posizionati su analogo o su un impianto consentono, durante il processo di acquisizione, di rilevare e registrare con altissima precisione il corretto posizionamento dell'impianto all'interno del progetto implanto-protesico.



MARK DI POSIZIONAMENTO

Il mark di posizionamento è un riferimento presente sulla testa. Il mark aiuta l'operatore a posizionare l'I.Scan e a eseguire corrette scansioni intraorali evitando di storsioni.

DESIGN

La forma rastremata permette un agevole gestione degli spazi interprossimali stretti e facilitando posizionamento nel cavo orale.

MATERIALI

Per ottenere la massima precisione e lasciare inalterata la loro performance. I nuovi Intraoral Scan-Abutment I.Scan sono realizzati in lega di Titanio Gr. 4

SUPERFICIE

La superficie di I.Scan sabbiata grigio opaca consente una scansione accurata sia in studio che in laboratorio evitando l'uso di opacizzatori.

LIBRERIE

Le librerie implantari IScan sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i più performanti software disponibili in commercio:



Riferimento **SCANBODY M.U.A.**




INTRAORAL SCANBODY M.U.A.
SCANBODY SCREW M.U.A. 6.0 mm

SCAN XXXX*
XXXX*

3shape  exocad  dental wings  hypsocad  open technologies 

***CODICI**


Ogni marchio di impianto prodotto da Anteea ha un proprio codice corrispondente, reperibile nel catalogo generale Anteea.
Maggiori informazioni su www.anteea.com



I.SCAN9

INTRAORAL SCAN ABUTMENT per M.U.A.

I.ScanMUA9 sono gli abutment di scansione intraorali prodotti da Anteea. Sono dispositivi essenziali per effettuare un adeguato processo di scansione, sia per uso intraorale che per uso su modello dentale. Posizionati su un M.U.A. o su un analogo M.U.A., consentono, durante il processo di acquisizione, di rilevare e registrare con altissima precisione il corretto posizionamento dell'impianto all'interno del progetto implanto-protesico.



FACCIA INCLINATA POSIZIONAMENTO

La faccia inclinata di posizionamento è un riferimento presente sul lato dello Scan. La faccia aiuta l'operatore a posizionare l'I.Scan M.U.A. 9 e ad eseguire scansioni intraorali corrette evitando distorsioni.

FORI CONNESSIONE PERNI

I fori laterali permettono l'inserimento di "Perni di Collegamento" che uniformano il manufatto già in fase di scansione.

DESIGN

La forma corta e affusolata facilita l'acquisizione delle immagini, evitando la "sfocatura" generata dai dispositivi di scansione e facilitando il posizionamento nella cavità orale.

MATERIALE

Per ottenere la massima precisione e mantenere inalterate le prestazioni. I nuovi Scan-Abutment Intraorali I.Scan9 sono realizzati in lega di titanio Gr. 4.

SUPERFICIE

La superficie sabbiata grigio opaco I.Scan9 consente scansioni accurate sia in studio che in laboratorio, evitando l'utilizzo di opacizzanti.

LIBRERIE

Le librerie implantari IScan9 sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i software più performanti disponibili sul mercato:



Riferimento **SCANBODY M.U.A. 9 & CONNECTION PINS**



SCANBODY M.U.A. CORTO H9.0 mm
VITE SCANBODY M.U.A. L4.0 mm

SCAN XXXX*
XXXX*

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

***CODICI**

Ogni marchio di impianto prodotto da Anteea ha un proprio codice corrispondente, reperibile nel catalogo generale Anteea.
Maggiori informazioni su www.antea.com

3 PERNI DI COLLEGAMENTO DI DIVERSE LUNGHEZZE



PERNI COLLEGAMENTO H6.0 mm - ST 1725



PERNI COLLEGAMENTO H9.0 mm - ST 1726



PERNI COLLEGAMENTO H12.0 mm - ST 1727



SCANBODY LAB

Solo per Dual Sistem TBase e scanner laboratorio



PIATTAFORMA S-N-R-W

Gli scanbody Lab per TBase prodotti da Anteea sono disponibili per le piattaforme **S** (Small) **N** (Narrow) **R** (Regular) and **W** (Wide)



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

SMALL

SCAN S-R

SCAN S

NARROW

SCAN N-R

SCAN N

REGULAR

SCAN R-R

SCAN R

WIDE

SCAN W-R

SCAN W

3shape

exocad

dental wings
digital dentistry solutions

hypocad

open technologies



PERFECT FIT

Il taglio angolato della cannula va sempre sul lato opposto al taglio laterale dello scanbody

DUALSistem


MONCONE PERSONALIZZABILE PER TECNICA DA INCOLLAGGIO

I monconi personalizzabili per per tecnica da incollaggio ANTEEA DualSistem® nascono per dare a chi opera nel settore implantare (Odontoiatra-Odontotecnico-Centri Fresaggio) un sistema completo per la realizzazione di protesi dentali su impianti, con le interfacce di bonding della tecnica di modellazione CAD, manualmente o con la tecnica di fusione a cera persa.

Il prodotto viene venduto a richiesta con vite e calcinabile, che permette di avere sempre gli spessori programmati per la tecnica della fusione a cera persa.

Il sistema DualSistem® consentirà la realizzazione di restauri in Titanio, Zirconia, Laser-Melting (SLM), Ceramica Pressata e tutti i materiali ceramici di nuova generazione.

Il sistema offre un'alternativa economica per corone e ponti in lega a base di metalli nobili, senza rinunciare allo standard di precisione della connessione e alla compatibilità della casa implantare scelta dal cliente.



VANTAGGI

- La cannula calcinabile (diponibile a richiesta) consente una semplice modellazione del prodotto protesico;
- Varie altezze transmucose disponibili a catalogo;
- Struttura modellabile e personalizzabile grazie ai "Cut Marks" gestiti dal software (Fig.1);
- Elevato standard di precisione e compatibilità della connessione dei sistemi Anteea;
- Configurazione personalizzabile su casi protesici che prevedono l'inclinazione della vite attraverso il canale. (Fig. 2-3).

TAGLIO 45mm

TAGLIO 30mm




FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3

DUALSistem TBASE ISTRUZIONI PER TAGLIO

Taglio Lineare

VANTAGGI

Il tecnico può modellare il Tbase Dual Sistem® seguendo le linee "Cut Marks".

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che prevedono l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite e cacciavite dedicati
- Librerie di impianti dedicate



I Base Dual System® vengono forniti ad un'altezza di 6 mm con tacche per il taglio "Cut Marks"


Taglio Personalizzato

VANTAGGI


Il tecnico può modellare liberamente il Tbase Dual Sistem® seguendo sia le linee "Cut Marks" che fresando e adattando il manufatto al percorso inclinato.

Anteea Srl fornisce un supporto completo per casi protesici che comportano l'inclinazione del canale della vite, in dettaglio:

- Vite dedicata (D.I.S. Dinamic Inclinated Screws) e cacciavite specifico dedicato
- Librerie di impianti dedicate



Il Base Dual System® può essere tagliato a mano libera dal tecnico, seguendo la forma del prodotto



Viti in dotazione

VANTAGGI

I Monconi Dual Sistem® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx.



I Monconi Dual Sistem® sono disponibili per modellazione Cad-Cam e sono compatibile con librerie:



NON ROTANTI

DUALSistem

VANTAGGI

- Questi monconi sono dotati di un blocco anti-rotazione sulla superficie esterna in grado di garantire alla corona o abutment una volta cementata di non ruotare.
- Sul lato esterno sono presenti delle linee circolari che determinano l'altezza minima dove la base può essere tagliata prima di incontrare la vite primaria.
- Spalla a 90° come ottima preparazione per accogliere il manufatto da incollare.
- Profilo d'emergenza personalizzabile del manufatto per accogliere viti angolate D.I.S.
- Alto standard di precisione e compatibilità su tutte le connessioni compatibili.
- Cappetta calcinabile calibrata (disponibile a richiesta) inclusa che consente una modellazione semplice ed efficace.


RISPARMIO DI TEMPO

- Modellazione individuale, diminuzione del tempo di procedura nell'adattamento degli abutment pre-confezionati.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con i sistemi cad-cam disponibili sul mercato.
- Controllo diretto e personalizzato nel proprio laboratorio, la forma e l'altezza dell'abutment.

IMPIEGO CLINICO

- Per la produzione di abutment personalizzati e di corone avvitate occlusamente incollati a basi in titanio, nella regione anteriore e posteriore dell'arcata superiore e inferiore.
- **Per corone singole o abutment personalizzati.**
- **Con blocco antirotazione.**
- **Superficie esterna parallela per la massima stabilità.**

DIMENSIONI



Impianti da **2.7-3.3**

Piattaforma **S**

Impianti da **3.4-4.0**

Piattaforma **N**

Impianti da **4.1-4.9**

Piattaforma **R**

Impianti da **5.0-6.0**

Piattaforma **W**

A	3.0mm	3.0mm	3.3mm	3.8mm
B	3.6mm	4.1mm	4.8mm	6.0mm
C	3.2mm	3.2mm	3.5mm	4.0mm

Tutte le misure sono espresse in mm

ROTANTI

DUALSistem

VANTAGGI

- La forma esterna conica facilita l'inserimento e la passivazione di ponti o più elementi.
- Queste basi sono senza blocco anti-rotazione sulla superficie esterna quindi sono ideali per la realizzazione di ponti o strutture da più elementi.
- Sul lato esterno sono presenti linee circolari che determinano l'altezza minima dove la base può essere tagliata prima di incontrare la vite primaria.
- Alto standard di precisione e compatibilità alla connessione DualSistem®.
- Profilo d'emergenza personalizzabile del manufatto per accogliere viti angolate D.I.S.
- Cappetta calcinabile calibrata (disponibile a richiesta) per le basi in titanio che consente una modellazione semplice ed efficace.


RISPARMIO DI TEMPO

- Modellazione individuale, diminuzione del tempo di procedura nell'adattamento degli abutment preconfezionati.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con i sistemi cad-cam disponibili sul mercato.
- Controllo diretto e personalizzato nel proprio laboratorio, la forma e l'altezza del ponte o struttura.

IMPIEGO CLINICO

- Per la produzione di ponti avvitati occlusalmente e di strutture avvitate come only block incollati alle basi in titanio.
- **Per ponti.**
- **Senza blocco antirotazione per la massima passivazione.**
- **Superficie esterna conica per facilitare l'inserimento.**

DIMENSIONI



Impianti da **2.7-3.3**

Piattaforma **S**

Impianti da **3.4-4.0**

Piattaforma **N**

Impianti da **4.1-4.9**

Piattaforma **R**

Impianti da **5.0-6.0**

Piattaforma **W**

A	2.76mm	2.86mm	3.16mm	3.66mm
B	3.5mm	4.1mm	4.8mm	6.0mm
C	3.1mm	3.2mm	3.5mm	4.0mm

Tutte le misure sono espresse in mm

M.U.A. 9

VANTAGGI

- La forma conica esterna facilita l'inserimento e la passivazione di ponti o più elementi.
- Queste basi sono disponibili sia nei formati rotante o non rotante
- Sul lato esterno sono presenti linee circolari che determinano l'altezza minima alla quale la base può essere tagliata prima di incontrare la vite primaria.
- Elevato standard di precisione e compatibilità con la connessione DualSystem®.
- Cappetta calcinabile calibrata (disponibile su richiesta) per le basi in titanio, che consente una modellazione semplice ed efficace.

RISPARMIO DI TEMPO

- Sagomatura personalizzata, tempi di procedura ridotti per l'inserimento delle varie strutture protesiche.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con sistema CAD-CAM.
- Controllo diretto e personalizzato nel vostro laboratorio, della forma e dell'altezza.
- Costruzione virtuale e fresatura di precisione con i sistemi cad-cam disponibili sul mercato.

IMPIEGO CLINICO

- Questo prodotto può essere usato sia per una protesi a carico immediato, sia per una procedura differita.


ROTANTI

- Per ponti.
- Senza blocco antirotazione per la massima passivazione.
- Superficie esterna conica per facilitare l'inserimento.
- Modalità di taglio su 3 altezze gestite dal software.

NON ROTANTI


- Per singolo.
- Con blocco antirotazione trilobato
- Superficie esterna conica per facilitare l'inserimento.
- Modalità di taglio su 3 altezze gestite dal software.

DIMENSIONI




Piattaforma Rotante

A	3.2mm
B	5.3mm
C	4.5mm
D	9.0mm
E	0.3mm



Piattaforma Non Rotante

A	3.2mm
B	5.3mm
C	4.6mm
D	9.0mm
E	0.3mm



iSHAPER



Regolatore di forma per TiBase



La scelta della TiBase adatta ad ogni caso clinico e al restauro da realizzare è fondamentale per il successo a lungo termine: Shaper è il regolatore di taglio modulare che offre la possibilità di personalizzare il Dual System in modo semplice e preciso.

TIBASE DUAL SISTEM

I Dual Sistem Anteea nascono con un'altezza di 60mm con la possibilità di essere tagliate e sagomate in base alle caratteristiche del manufatto che il tecnico dovrà preparare. Le due linee di taglio posizionate a 30 e 45mm sono preformate e danno un indice preciso. Le microscanalature sulla superficie permettono una migliore presa sui materiali compositi.




DESIGN - CARATTERISTICHE

Disponibile in tre diverse geometrie Shaper 90, Shaper45 e Shaper30 questo permette una personalizzazione completa del TiBase Dual Sistem e un controllo estremo durante il taglio. Una volta inserito il TBase Dual System all'interno del regolatore scelto, il perno blocca i movimenti del Dual System e consente un taglio preciso.

Corpo in ottone



Superfici lisce
"cutting edge"

Pin bloccaggio avvitato



SHAPER90° 9mm


Narrow ST 1734
Regular ST 1735
Wide ST 1736



Shaper90 consente di effettuare tagli ortogonali sul TiBase Dual Sistem Anteea in modo sicuro e con assoluta precisione.
(Strumento dedicato ai TiBase con un'altezza di 9mm)

SHAPER90° 3mm



Narrow ST 1323
Regular ST 1324
Wide ST 1325



Shaper90 consente di effettuare tagli ortogonali su Anteea TiBase Dual Sistem in modo sicuro e con assoluta precisione.

SHAPER45


Narrow ST 1327
Regular ST 1329
Wide ST 1331



Shaper45 consente di effettuare tagli ortogonali sui Tibase Dual Sistem Anteea in modo sicuro e con assoluta precisione con altezza di 4.5 mm.

SHAPER30

Narrow ST 1326
Regular ST 1328
Wide ST 1330



Shaper30 consente di effettuare tagli ortogonali sul TiBase Dual Sistem Anteea in modo sicuro e con assoluta precisione con un'altezza di 3 mm.

SHAPERM.U.A.

M.U.A. ST 1737



Shaper M.U.A. consente di effettuare tagli ortogonali sui Tibase Dual Sistem Anteea per M.U.A. in modo sicuro e con assoluta precisione con altezza di 4 mm.

NB. Anteea ha progettato e fornisce gli Shaper di taglio per Dual System in base alle esigenze d'uso del tecnico. Gli Shaper possono essere ordinati e usati in base alle necessità di taglio dei Dual System acquistati

Abutment Calcinabile 360° per **DUAL**System

Esistono numerose situazioni cliniche in cui l'asse lungo dell'impianto è una posizione sfavorevole del foro di accesso della vite protesica. Una soluzione potrebbe essere quella di sacrificare la recuperabilità e cementare il foro di accesso o compromettere i risultati estetici.

Con Dual Sistem 360, Anteea offre una struttura in PMMA per ottenere una struttura dinamica a 360° con inclinazione massima fino a 25°.

Il concetto di vite e cacciavite DIS basato su Torx appositamente progettato manterrà la capacità di utilizzare tutta la coppia consigliata anche alla massima angolazione.

Per facilitare il lavoro protesico utilizzando le tradizionali procedure di fusione, Dual Sistem 360 può essere utilizzato con cannule preformate in PMMA calcinabili.

Sono fornite in confezioni multiple da 5 pezzi, sia nella versione dritta che per il sistema a 360°.

Sono progettate per ottimizzare il posizionamento e il serraggio della vite D.I.S. con l'apposito driver.

CODICI DI RIFERIMENTO



Small
Narrow
Regular
Wide

ST 1510
ST 1511
ST 1512
ST 1513

Accesso al canale della vite angolata

Realizzato in titanio grado 5 con anodizzazione oro della superficie e rugosità per l'incollaggio. Disponibile per tutti i sistemi TBase Dual Sistem S-N-R-W.



Per ottenere la massima inclinazione tagliare la Tbase fino ad un'altezza H 30mm



DUAL TRANSFER

I Dual Transfer sono dispositivi in Peek (Polietereterchetone) essenziali per effettuare il trasferimento dal cavo orale tramite l'impronta di un modello dentale. Posizionati su un sistema dotato di sistema Dual Transfer, consentono, durante il processo di acquisizione, di rilevare e registrare con altissima precisione il corretto posizionamento del sistema all'interno del progetto di riproduzione del sistema.

CODICI RIFERIMENTO

				Small	ST 1599
				Narrow	ST 1600
				Regular	ST 1601
				Wide	ST 1602



per l'odontoiatra IMPRONTA TRADIZIONALE

È fondamentale poter scegliere il componente con il percorso transmucoso più idoneo già in fase di impronta, consentendo al tecnico di ricevere il componente già pronto per il lavoro definitivo. Il Dual Transfer assemblato può essere considerato monouso, con il vantaggio di non rischiare l'usura della connessione in caso di utilizzo ripetuto.

Laser screen printing allows for quick and precise identification of the **S**mall, **R**egular, **N**arrow and **W**ide family to be used in relation to your system.



COMBY CHROME


LEGA DENTALE PER CERAMICA A BASE DI CROMO COBALTO. ASSOLUTAMENTE PRIVA DI NICHEL E BERILLIO

Lega per ceramizzazione di protesi fisse in metallo ceramica ideale per ponti estesi.
Adatta all'utilizzo di ogni tipo di ceramica dentale.


Il sistema Comby Chrome di Anteea® è una soluzione universale di facile processo per i restauri supportati da impianti. Si compone di una base in cromo cobalto (base in lega senza nichel e berillio), un manicotto di modellazione plastica e una vite di fissaggio.

Questo sistema offre una soluzione conveniente per monconi a base di leghe auree con una straordinaria flessibilità sia per il tecnico che per il modellatore grazie al suo profilo di emergenza gengivale adattabile secondo le esigenze individuali.

Sia per progetti di protesi cementata che per ricostruzioni avvitate Comby Chrome® consente restauri protesici, anche in casi in cui non è possibile utilizzare monconi standard fresabili in casi dove è troppo profondo il tragitto tras mucoso e nel caso di forti disparallelismi.



MAGNUM SOLARE



CE 0123 ACCORDING TO: ISO 9693-1, ISO 22674

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Temperatura di solidus-liquidus	1307 ÷ 1417 °C
Coefficiente di espansione termica	(25 ÷ 500 °C) 14,3 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ – (25 ÷ 600 °C) 14,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Punto di fusione	1470 °C
Densità	8,4 g/cmc
Durezza Vickers	255 HV10
Allungamento percentuale a rottura	11 %
Carico unitario di snervamento	(Rp0.2) 395 MPa
Modulo di elasticità	233 GPa
Massima temperatura di cottura	980°C
Colore	Bianco

La fusione con leghe vili, meno predicibile rispetto a quella con leghe nobili, aumenta la difficoltà di mantenere la precisione a livello della connessione protesica perché oltre ai fattori di intimo contatto tra le leghe e resistenza meccanica subentrano anche problematiche di fenomeni corrosivi, ben noti agli odontotecnici.

Poiché queste leghe durante il loro riscaldamento si ossidano, è necessario avere ulteriori accorgimenti durante la preparazione dei modellati, durante la procedura di messa in rivestimento e fusione per evitare complicanze non solo di tipo meccanico, ma anche biologico.

L'inserimento del cilindro in resina sul moncone Comby Chrome facilita la modellazione del tragitto della vite protesica.

Posizionare il moncone nel modello master assicurandosi che l'abutment sia correttamente ingaggiato prima di serrare la vite di fissaggio.




Fig. 1

AREA TAGLIO

A seconda delle circostanze individuali, la cannula di modellazione plastica può essere tagliato in conformità con i requisiti individuali di modellazione (Fig. 1).

Ricostruire la forma ottimale della battuta con la cera da modellazione usuale. Riempire con cura la parte della zona antirotazionale sopra la spalla del pilastro con la cera di modellazione. Assicurarsi che la zona antirotazionale sopra la spalla sia completamente rivestita con uno strato uniforme di cera per modellare (vedi dettaglio 2).

Addensare la cera per evitare bolle sulla zona di connessione metallo. La modellazione sul pilastro deve essere sufficientemente spessa (uno strato di cera di almeno 0,7 mm). Durante la modellazione, utilizzare sempre una mascherina gengivale per garantire che il profilo di emergenza della corona sia ottimamente sagomato (Fig. 2).




Fig. 2




Fig. 3

Assicurarsi che non vi sia cera sul margine del bordo circolare della base di battuta per evitare la fuoriuscita della lega di sovrافusione (Fig. 3) Rivestire il componente modellato nel modo consueto con materiali di alta qualità di rivestimento.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Effettuare la smuffolatura delicatamente con gli ultrasuoni, getto d'acqua, decapaggio o pennello in fibra di vetro.

Per rimuovere lo strato di ossido usare perle di uso di vetro (50 micron / 2 ~ 4 bar).

Non sabbiare la connessione del moncone, al fine di evitare danneggiamenti all'abutment.

Utilizzare una nuova vite di riscontro per l'inserimento definitivo della componente secondaria. Stringere la vite primaria con l'aiuto di una chiave dinamometrica calibrata rispettando le raccomandazioni concernenti la coppia di serraggio.

Utilizzare il cacciavite originale fornito.

CONTRAINDICAZIONI

è consigliato non inclinare l'abutment oltre 30 gradi, su impianti con diametro inferiore a 4 mm e destinati alla regione posteriore.

Viti in dotazione

VANTAGGI

I Tbase Comby Chrome® sono forniti con vite "standard" in dotazione. A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx o Esagono.



I TBase Comby Chrome® è disponibile per modellazione Cad-Cam ed è compatibile con librerie:



Abutment Calcinabile 360° per **COMBY** CHROME

Sono numerose le situazioni cliniche in cui l'asse lungo dell'impianto è una posizione sfavorevole per il foro di accesso della vite protesica. Una soluzione potrebbe essere quella di sacrificare la reinstabilità e cementare il foro di accesso o compromettere i risultati estetici. Con il sistema calcinabile 360° per Comby Chrome, Anteea propone un dispositivo in PMMA per ottenere una struttura dinamica rotante a 360° con il vantaggio di raggiungere un'inclinazione fino a 25°. Il concetto di disappa e viti con base in Torx appositamente progettate manterranno la possibilità di utilizzare la coppia completa consigliata anche all'angolazione massima. Questo dispositivo è progettato per facilitare il lavoro protesico utilizzando le tradizionali procedure di fusione. Vengono consegnati in confezioni multiple da 5 pezzi, sia nella versione dritta che per il sistema 360. Sono progettati per ottimizzare il posizionamento e il serraggio della vite D.I.S. con l'apposito driver.

CODICI RIFERIMENTO



Narrow	ST 1511
Regular	ST 1512
Wide	ST 1513

Accesso al canale della vite angolata

Realizzato in lega di Cobalto Cromo, questo sistema è disponibile per tutte le Tbase Comby Chrome della linea Anteea.



Per ottenere la massima inclinazione tagliare la Tbase fino ad un'altezza di 3 mm



ABUTMENT CALCINABILE

COMBY CHROME 360° for M.U.A.

Esistono numerose situazioni cliniche in cui l'asse lungo dell'impianto risulta una posizione sfavorevole del foro di accesso della vite protesica. Una soluzione potrebbe essere sacrificare la recuperabilità e cementare il foro di accesso, compromettendo i risultati estetici.

Con il sistema Comby Chrome 360°, Anteea offre un dispositivo sovraffondibile in PMMA per ottenere una struttura dinamica a 360° con inclinazione max fino a 25°.

Con la vite DIS® e il relativo cacciavite basato su connessione Torx® appositamente progettata manterrà la capacità di utilizzare tutta la coppia consigliata anche alla massima angolazione.

Queste caratteristiche facilitano il lavoro protesico tradizionale abbinando la procedura di fusione del cromo cobalto e la peculiarità di angolare l'uscita della vite nella condizione più favorevole all'operatore.

CODICI RIFERIMENTO disponibili per



M.U.A. (Nobel®, 3i®)	AN5578
P.A.D. (Sweden&Martina®)	AN5577
MULTI SYSTEM ABUTMENT (Straumann®, Bone Level®, BLX®, TLX®)	AN5853
BALANCE BASE (Ankylos®)	AN4759
UNI 33 (Astra EV®)	AN5063
OCTA (Straumann® Tissue Level®)	AN5852

Accesso al canale per vite angolata

Realizzato in lega di Cromo Cobalto

Disponibile per tutte le piattaforme MUA commercializzate da Anteea.



A.D.M.

ANALOG FOR **D**IGITAL **M**ODEL

CARATTERISTICHE:

Costituiti da due pezzi riposizionabili con estrema precisione per ricostruzioni con tecnica Cad-Cam.

VANTAGGI / APPLICAZIONI:

- Estrema precisione e duttilità in fase Cad-Cam;
- Estrema precisione e duttilità in fase analogica.



CONNESSIONE

Sono disponibili per tutte le piattaforme implantari prodotte da Anteea: estrema precisione e risultati senza alterazioni.

DESIGN

Il disegno cilindrico con due scanalature nella parte inferiore garantiscono un'elevata accuratezza di riposizionamento sul modello ottenuto in stampa 3D.

N.B. Con l'ausilio dell'apposito strumento di inserimento, la precisione nella posizione progettata viene facilitata e mantenuta. (vedi pagina successiva)



BOCCOLA FILETTATA

Questa boccia filettata inferiore consente all'analogo di stabilizzarsi nella posizione adeguata con un'elevata precisione. Anteea consiglia il suo utilizzo in specifici casi per incollare l'analogo al modello 3D.

N.B. Lo speciale utensile di inserimento facilita l'inserimento della sleeve nella sede progettata. (vedi pagina successiva)



LIBRERIE

Le librerie implantari ADM sono disponibili per tutte le piattaforme prodotte da Anteea e costantemente aggiornate con i più performanti software disponibili in commercio:

STRUMENTI LABORATORIO

Anteea fornisce una serie di utensili dedicati per ogni tipo di connessione per gli analogici attualmente in commercio. Questi utensili facilitano l'inserimento sia dell'analogico digitale che della boccola di fissaggio in ottone.



**INNESTO E SERRAGGIO DEL
MONTATORE NELL'ANALOGO**



**INSERIMENTO DELL'ANALOGO NEL
MODELLO**



**INSERIMENTO DEL SUPPORTO
INFERIORE NELLA BOCCOLA
INFERIORE**



**SERRAGGIO DELLA BOCCOLA INFERIORE
NELL'ANALOGO INSERITO NEL MODELLO.**

**Transporter / Driver
M1.4**



ST1307

ST1532

**Transporter / Driver
M1.6**



ST1306

ST1532

**Transporter / Driver
M1.8**



ST1648

ST1532

**Transporter / Driver
M2.0**



ST1647

ST1533

**Transporter / Driver
M1.4 - M.U.A.**



ST1650

ST1533

**Transporter / Driver
M1.6 - M.U.A.**



ST1649

ST1533

D.I.S.

DINAMIC INCLINATED SCREW



Caratteristiche:

Viti per fori inclinati fino a 25°

Questa speciale vite permette in fase di laboratorio di progettare dispositivi per elementi singoli o multipli (Barre) avvitati con fori disassati fino a 25°

Questa particolare funzione presente su innumerevoli Software Cad permette una migliore estetica e una facilità di lavorazione su tutta l'arcata dentale.

Le caratteristiche materiali del cacciavite atto all'uso per queste viti, può inclinarsi fino ai 25°. È progettato per fratturarsi, in caso di sovraccarico torque da parte dell'operatore, al fine di impedire il danneggiarsi della vite stessa.



Corona anatomica

Le corone possono essere realizzate con tecnica CAD-CAM (zirconia, ceramiche monolitiche, etc.) mediante tecnica per iniezione (PEEK o Resine rinforzate) o per fusione, nel caso di strutture in titanio o Cr.Co.

Vite D.I.S. - Specifiche tecniche

Le viti D.I.S. sono progettate e indicate per realizzare sovrastrutture protesiche nel materiale scelto dall'operatore.

Grazie al loro cacciavite coordinato si possono risolvere angolazioni fino a 25°.


Viti in dotazione

Le nuove viti protesiche Anteea si differenziano per uso e design.

A richiesta del cliente, la vite "standard" può essere sostituita con vite D.I.S. Torx.



COMPONENTISTICA IMPLANTARE



LEGENDA

(E) Ad esaurimento - Articoli presenti in magazzino ma soggetti a disponibilità

(R) Su richiesta - Articoli non presenti a magazzino e ordinabili con minimo ordine 100 pezzi e con tempi di consegna da concordare.

P.E. Profilo di emergenza - Valore che indica l'ampiezza massima del componente

H Altezza tras mucosa - Valore che indica l'altezza massima della "spalla" del componente


DUAL SISTEM

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete **vite D.I.S. testa esagonale** ●

In fase di ordine postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete **vite D.I.S. testa torx** ★

In fase di ordine lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete **vite "standard"**



ASerie

Compatibile **ASTRATECH®/ OSSEOSPEED™**

Ø3.0

Cortex® - Dinamix NP
ETK® - Naturactius Ø3.0
ETK® - Naturall + Ø3.0

Ø3.5 / 4.0

Mozo Grau® (In-Ex MTA)
Etk® (Natea)
Etk® (natural)
Etk® (naturactis)
IBone® E
IBone® S
Geass® (Way milano)
Geass® (Way extra)
Geass® (Way mix)
Leader Medica® (five)
Leader Medica® (tsmart)
Leader Medica® (Five)
ProClinique® (Aqua CM)
Southern Implants® (Deep Conical)
Btk® (Mth)
Btk® (Mtd)
Btk® (Kr)
Btk® (Easy+)
Clscientific® (Conic)
Sympla® (GTB)
Sympla® (GTB-r)
Galimplant® (ipx)
Galimplant® (iCI)
Cortex® - Magix RP
Cortex® - Dinamix RP
Cortex® - Classix RP


Ø4.5 / 5.0

Southern Implants® (Deep Conical)
Cortex - Dinamix WP
Cortex - Classix WP

	Ø3.0	Ø3.5/4.0	Ø4.5/5.0	UNI	M.U.A.
	N. cm 15	N. cm 20	N. cm 32	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.4	M 1.6	M 2.0	M 1.4	M 1.4
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm



ANALOGO
Acciaio



TRANSFER CORTO H 11 mm	-	AN1030 (E)	AN1626 (E)
TRANSFER LUNGO H 15 mm	AN1177	AN1031	AN1214
TRANSFER ROTANTE H 14 mm	-	AN1010 (E)	-

Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1181	AN1049	AN1047
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1040	AN1048
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1187	AN1029	AN1017
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1067	AN1073

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2269	AN2270	AN2271
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1188	AN1211	AN1532

Polimetilmetacrilato



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.0	AN1121	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1263	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1443 (E)	AN1265
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1264	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1444 (E)	AN1266

Titanio grado 5



MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 3.5	AN1196	-	-
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 4.5	-	AN1618	-
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 5.5	-	AN1625	AN1619
MONCONE FRESABILE DRITTO P.E. 6.5	-	AN2333	AN2334

Titanio grado 5



MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1527	-
MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1528	AN1529
MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1320	-
MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1321	AN1298

Titanio grado 5



VITE TAPPO	AN1089	AN1983	AN1563
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5	AN1197	-	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1032	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1035	AN1018
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1021
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5	AN1198	-	-
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1033	-
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1036	AN1019
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1022
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 3.5	AN1199	-	-
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1034	-
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5	-	AN1037	AN1020
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1023

Titanio grado 5



VITE PROTESICA	AN1200	AN1041	AN1024
VITE TRANSFER CORTO	AN1201	AN1043	AN1627
VITE TRANSFER LUNGO	-	AN1042	AN2004
VITE D.I.S. e (Esagono)	AN3755	AN3212	AN3213
VITE D.I.S. t (Torx)	AN2953	AN2961	AN2962

Titanio grado 5



I-BASE* H 1.0mm

I-BASE* H 2.0mm

I-BASE* H 3.0mm

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY LAB. ROTANTE

SCANBODY LAB. NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm

MONCONE SFERA H 2.0 mm

MONCONE SFERA H 3.0 mm

MONCONE SFERA H 4.0 mm

MONCONE SFERA H 5.0 mm

MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5/4.0	IMPIANTI Ø4.5/5.0
PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA AQUAMARINE	PIATTAFORMA LILLAC
-	AN3198	AN3202
-	AN3201	AN3203
-	AN3348	AN3349
-	AN1041	AN1024
-	ST1741 (L)	ST1741 (L)
AN1190	AN1191	AN1195
AN1189	AN1256	AN1262
AN3098	AN3098	AN3099
ST1511	ST1512	ST1512
AN1963	AN1960	AN1961
-	AN2573	AN2577
-	AN2575	AN2579
AN5526	AN3101	AN3102
AN1962	AN1027	AN1016
-	AN2574	AN2578
-	AN2576	AN2580
AN5526	AN3098	AN3099
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN S	SCAN N	SCAN R
SCAN1100	SCAN1018	SCAN1019
-	AN2583	AN2588
-	AN2584	AN2589
-	AN2585	AN2590
-	AN2586	AN2591
-	AN2587	AN2592
AN3831 (R)	AN3818 (R)	AN3844 (R)
AN3832 (R)	AN3819 (R)	AN3845 (R)
AN3833 (R)	AN3820 (R)	AN3846 (R)
AN3834 (R)	AN3821 (R)	AN3847 (R)
AN3835 (R)	AN3822 (R)	AN3848 (R)
AN3836 (R)	AN3823 (R)	AN3849 (R)
AN3837 (R)	AN3811 (R)	AN3824 (R)
AN3838 (R)	AN3812 (R)	AN3825 (R)
AN3839 (R)	AN3813 (R)	AN3826 (R)
AN3840 (R)	AN3814 (R)	AN3827 (R)
AN3841 (R)	AN3815 (R)	AN3828 (R)
AN3842 (R)	AN3816 (R)	AN3829 (R)
AN3843 (R)	AN3817 (R)	AN3830 (R)

COMPONENTISTICA U.N.I.



UNI 20° H 0.5 mm

UNI 20° H 1.0 mm

UNI 20° H 2.0 mm

UNI 20° H 3.0 mm

UNI 20° H 4.0 mm

Titanio grado 5



UNI 45° H 0.5 mm

UNI 45° H 1.0 mm

UNI 45° H 2.0 mm

UNI 45° H 3.0 mm

UNI 45° H 4.0 mm

Titanio grado 5



A. ANALOGO UNI 20°

AN1248

B. ANALOGO UNI 45°

AN1026

Acciaio



A. MONCONE PROVVISORIO UNI 20°

AN1123

B. MONCONE PROVVISORIO UNI 45°

AN1124

C. CANNULA PASSIVAZIONE - Confezione 5pz AN2520

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



TRANSFER UNI 20°

AN1724

TRANSFER UNI 45°

AN1725

Titanio grado 5



MICROVITE UNI

AN1244

TRANSFER UNI

AN1723

Titanio grado 5



VITE PROTEZIONE UNI 20°

AN1278

VITE PROTEZIONE UNI 45°

AN1277

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.0

PIATTAFORMA
YELLOW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPIANTI
Ø3.5/4.0

PIATTAFORMA
AQUAMARINE

AN2128

AN2129

AN2130

AN3250

AN2131

AN2140

AN2141

AN2142

AN3337

AN2143

IMPIANTI
Ø4.5/5.0

PIATTAFORMA
LILLAC

AN2132

AN2133

AN2134

AN3336

AN2135

AN2136

AN2137

AN2138

AN3338

AN2139



A. MONCONE CALCINABILE UNI 20°

AN1804

B. MONCONE CALCINABILE UNI 45°

AN1805

Polimetilmetacrilato



A. COMBY CHROME UNI 20°

AN1328

B. COMBY CHROME UNI 45°

AN1261

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato



I-SCAN UNI 20°

SCAN1082

I-SCAN UNI 45°

SCAN1083

Titanio Grado 4



DUAL SISTEM UNI 20°

AN1365

DUAL SISTEM UNI 45°

AN1368

CALCINABILE UNI

AN3702

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



VITE CORTA

AN1723

VITE LUNGA

AN2776

Titanio grado 5

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.0

PIATTAFORMA
YELLOW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPIANTI
Ø3.5/4.0

PIATTAFORMA
AQUAMARINE

AN1268

AN1269

AN1270

AN1271

AN1272

AN1376

AN1377

AN1383

AN1384

AN2192

IMPIANTI
Ø4.5/5.0

PIATTAFORMA
LILLAC

AN1315

AN1316

AN1317

AN2314

AN2315

AN1379


AN1380

AN1385

AN1386

AN1359

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1722 VITE TRANSFER M.U.A. AN1423 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSION CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5
			IMPRESSION COPY MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1337 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5736 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5730 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2317 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1216 CALCINABILE 360° M.U.A. AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypscad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9.0mm SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypscad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727
			KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA TITANIO M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE M.U.A. 360° AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
			MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1371 Titanio grado 5
			CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5
			DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
			DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
			DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Astra® è un marchio registrato da Dentsply International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.


AKSerie

Compatibile **ANKYLOS®**

Ø3.75

AB®
Adin® (Os / S / Swell)
Alphabio®
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon®
BTK®
Cortex® (Classic)
Cortex® (Internal Ex Dinamic)
Cortex® (Saturn)
DentalTech® (Implogic)
Dering® (Exacort)
Ditron® (Mci-Ultimate)
Edgar® (MaxLogic)
Hi-Tec Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One b)
Ires® (TN)
Ires® (Imax NHSI)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Interno)

JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum / Gold)
Leader® Medica (Mito)
Medline® (VCore / Classic /Short)
Mirell®
MIS® (Seven - M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff Pro)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Proclinique® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal Ex)
Tag® (Axis - Massif)
Triton® (Q Implant - 3.5 QZA)



	Ø3.5/4.5/5.5/7.0	BALANCE BASE
	N. cm 25	N. cm 15
	M 1.8	M 1.4
	Es 1.0 mm	Es 1.0 mm

IMPIANTI Ø3.5/4.5/5.5/7.0	
PIATTAFORMA SINGLE	
ANALOGO Acciaio	AN3121
TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN2735
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1489
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN1490
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5	AN1135
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 5.5	AN1136
Titanio grado 5	
MONCONE 15° H 0.8 mm - P.E. 4.5	AN3120
MONCONE 15° H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN3113
MONCONE 15° H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN3114
Titanio grado 5	
VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN1507
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN1508
VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 4.5	AN1509
VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 6.0	AN3131
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 6.0	AN3132
VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 6.0	AN3133
Titanio grado 5	
VITE PROTESICA	AN1609
VITE TRANSFER	AN1273
MICROVITE D.I.S. e (Esagono)	AN3276
MICROVITE D.I.S. t (Torx)	AN3279
Titanio grado 5	
I-BASE "S" ROTANTE /C H 2.0mm*	AN3182
I-BASE "S" ROTANTE /C H 3.0mm*	AN3177
I-BASE "S" ROTANTE /C H 4.5mm*	AN3176
I-BASE "S" NON ROTANTE /X H 2.0mm*	AN3194
I-BASE "S" NON ROTANTE /X H 3.0mm*	AN3195
I-BASE "S" NON ROTANTE /X H 4.0mm*	AN3196
I-BASE "S" ANGLED 10° ROTANTE /C H 2.5mm*	AN4638
I-BASE "S" ANGLED 10° ROTANTE /C H 4.0mm*	AN4639
I-BASE "S" ANGLED 10° /X H 2.5mm*	AN4637
SCANPOS I-BASE "S" /X H 5.0mm*	AN3197
VITE PROTESICA*	AN1609
SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)
*Titanio grado 5	
**ABS	
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN3110
Cromo Cobalto	
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°	
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°	
N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto	
CALCINABILE*	AN3098
CALCINABILE 360°**	ST1511
*Polimetilmetacrilato	
**Poliossimetilene	





DUAL SISTEM ROTANTE /C - H 1.5 mm - P.E. 4.0

DUAL SISTEM ROTANTE /C - H 2.5 mm - P.E. 4.0

DUAL SISTEM ROTANTE /C - H 3.5 mm - P.E. 4.0

CALCINABILE ROTANTE /C

DUAL SISTEM NON ROTANTE /X - H 1.5 mm - P.E. 4.0

DUAL SISTEM NON ROTANTE /X - H 2.5 mm - P.E. 4.0

DUAL SISTEM NON ROTANTE /X - H 3.5 mm - P.E. 4.0

CALCINABILE NON ROTANTE /X

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Kit riferimento pag. 151



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 2.0 mm

MONCONE SFERA H 3.0 mm

MONCONE SFERA H 4.0 mm

MONCONE SFERA H 5.0 mm

MONCONE SFERA H 6.0 mm

MONCONE SFERA H 7.0 mm

Venduto a Kit Cap Normo - Ref.192ACN



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Venduto a Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI
Ø3.5/4.5/5.5/7.0

PIATTAFORMA
SINGLE

AN2746

AN2747

AN2748

AN3098

AN2024

AN2744

AN2745

AN3098

SCAN1024

SCAN N-R

SCAN N

AN2739

AN2740

AN2741

AN2742

AN2743

AN3857 (R)

AN3858 (R)

AN3859 (R)

AN3860 (R)

AN3861 (R)

AN3862 (R)

AN3850 (R)

AN3851 (R)

AN3852 (R)

AN3853 (R)

AN3854 (R)

AN3855 (R)

AN3856 (R)

COMPONENTISTICA ACURYS



CONOMETRIC FINAL CUP ACURYS Ø3.3mm

Titanio grado 5

AN3354



CONOMETRIC FINAL CUP ACURYS Ø3.5mm

Titanio grado 5

AN3355



CONOMETRIC FINAL CUP ACURYS Ø4.5mm

Titanio grado 5

AN3356



CONOMETRIC FINAL CUP ACURYS Ø4.5mm

Titanio grado 5

AN3357

COMPONENTISTICA PILASTRO STANDARD



PILASTRO STANDARD /C A / 1.5 / 4.0

IMPIANTI
Ø3.5/4.5/5.5/7.0

PIATTAFORMA
SINGLE

AN1499

PILASTRO STANDARD /C A / 3.0 / 4.0

AN1500

PILASTRO STANDARD /C A / 4.5 / 4.0

AN1503

Titanio grado 5



ANALOGO PILASTRO STANDARD /C A / 4.0

AN2318


Titanio grado 5



CALCINABILE STANDARD /C

AN1491

Titanio grado 5



A. PILASTRO STANDARD /C Saldatura L 4.0

AN1130

B. PILASTRO STANDARD /C Saldatura L 4.0

AN3140

C. PILASTRO STANDARD /C Saldatura L 6.0

AN1613

D. PILASTRO STANDARD /C Saldatura L 6.0

AN5799

Titanio grado 5



MICROVITE PILASTRO STANDARD /C

AN1348

Titanio grado 5



CAPPETTA GUARIGIONE STANDARD /C L 4.0

AN3258

Titanio grado 5



I-SCAN STANDARD

SCAN 1107

Titanium grade 4

COMPONENTISTICA SYNCON



ANALOGO PILASTRO SYNCON

AN3266

Acciaio



MONCONE PILASTRO SYNCON

AN3267

Titanio grado 5



CAPPETTA GUARIGIONE SYNCON

AN3347

Titanio grado 5




I-SCAN SYNCON

SCAN 1108

Titanio grado 4

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm

AN5827

M.U.A. DRITTO H 2.5 mm

AN5828

M.U.A. DRITTO H 3.5 mm

AN5829

M.U.A. DRITTO H 4.5 mm

AN5830

M.U.A. DRITTO H 6.0 mm

AN5831

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

AN5832

M.U.A. 17° H 3.5 mm

AN5833

M.U.A. 17° H 3.5 mm

AN5834

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 2.5 mm

AN5835

M.U.A. 30° H 3.5 mm

AN5836

M.U.A. 30° H 4.5 mm

AN5837

Titanio grado 5



VITE M.U.A.

AN5854

Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN6013 VITE TRANSFER M.U.A. AN6014 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSION CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN5844 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN5753 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN5754 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. COMBY CHROME 360° M.U.A. Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx	AN5845 AN5846 AN5847 AN5848 AN4762
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm Polimetilmetacrilato <i>Confezione 5pz</i>		CALCINABILE M.U.A. CALCINABILE 360° M.U.A. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx	AN3106 AN6012 AN5582
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. MICROVITE M.U.A. H6 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT MICROVITE M.U.A. H4 Titanio grado 5	SCANT122 AN5843 SCANT123 AN5842
				CONNECTION PIN L6 CONNECTION PIN L9 CONNECTION PIN L12 ST1725 ST1726 ST1727
				KIT CONNECTION PINS Acciaio <i>Confezione 4pz</i> ST1728

3shape

exocad

dental wings

hypocad

open technologies

3shape

exocad

dental wings

hypocad

open technologies

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA TITANIO M.U.A. AN5851 Titanio grado 5		MONCONE M.U.A. 360° AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN5849 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICRO-VITE M.U.A. AN5850 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
			DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio		



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

COMPONENTISTICA BALANCE BASE



BALANCE BASE DRITTO H 0.75 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 2.2 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.2

BALANCE BASE DRITTO H 4.5 mm - P.E. 4.2

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5/4.5/5.5/7.0

PIATTAFORMA
SINGLE

AN1131

AN1132

AN5229

AN1133

AN1134

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



**ANALOGO DIGITALE
BALANCE BASE** AN2023
Acciaio



TRANSFER BALANCE BASE AN2734
VITE TRANSFER BALANCE BASE AN3117
Titanio grado 5



**VITE PROTEZIONE
BALANCE BASE** AN3135
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM BALANCE BASE AN3119
DUAL SISTEM BALANCE BASE H9 AN5801

Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



COMBY CHROME BALANCE BASE AN3134
COMBY CHROME 360° BALANCE BASE AN4759

Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE DUAL SISTEM BALANCE BASE 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM BALANCE BASE 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato

Confezione 5pz



CALCINABILE BALANCE BASE AN2736
CALCINABILE 360° BALANCE BASE AN5579

Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY BALANCE BASE SCAN1087
VITE BALANCE BASE H6 AN3117
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY BALANCE BASE SHORT H9 SCAN1110
MICROVITE BALANCE BASE H4 AN3116

Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies

CONNECTION PIN L6 ST1725

CONNECTION PIN L9 ST1726

CONNECTION PIN L12 ST1727

KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



**MONCONE SALDATURA
TITANIO BALANCE BASE** AN2737
Titanio grado 5



**MONCONE PROVVISORIO
BALANCE BASE** AN2738
Titanio grado 5



MONCONE 360° BALANCE BASE AN4851

Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



**CALCINABILE PASSIVAZIONE
BALANCE BASE** AN2520
Polimetilmetacrilato Confezione 5pz



MICROVITE BALANCE BASE AN3116
MICROVITE D.I.S. ESA AN3283
MICROVITE D.I.S. TORX AN4942

Titanio grado 5



CHIAVE BALANCE BASE CORTA ST1036
CHIAVE BALANCE BASE MEDIA ST1046
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Ankylos®, Frialit® and XIVE® sono marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

ALSerie

Compatibile **ALPHABIO® / AB® / NORIS®**

Ø3.75

- AB®

Adin® (Os / S / Swell)

Alphabio®

Avinent® (IC Ø3.5)

Axelmed® (Paradigma)

Bio Horizon®

BTK®

Cortex® (Classic)

Cortex® (Internal Ex Dinamic)

Cortex® (Saturn)

DentalTech® (Implogic)

Dering® (Exacort)

Ditron® (Mci-Ultimate)

Edgar® (MaxLogic)

Hi-Tec Implant® (Plus Spark)

Implant Direct® (Legacy)

Intralock® (Intra Hex)

Ires® (Shape One b)

Ires® (TN)

Ires® (Imax NHSI)

Ires® (Volution)

Isomed® (E-Interno)
- JDCare® (JD Evolution)

JDCare® (Evolution Plus+)

Kristal® (Bioimplant)

Kristal® (Core V2)

Kristal® (K-Core V2)

Krugg® (Platinum / Gold)

Leader® Medica (Mito)

Medline® (VCore / Classic /Short)

Mirell®

MIS® (Seven - M4)

Noris Medical® (Tuff)

Noris Medical® (Tuff Pro)

Noris Medical® (Tuff TT)

Noris Medical® (Onyx)

Noris Medical® (Cortical Ptericore)

NSI® (Light)

Proclinique® (Connection Internal)

Resita® (IC / IA / IK)

Ritter®

Southern Implant® (Internal Ex)

Tag® (Axis - Massif)

Triton® (Q Implant - 3.5 QZA)



	Ø3.75	M.U.A.
	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	es 1.27 mm

IMPIANTI Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0	
PIATTAFORMA SINGLE	
	AN1169
ANALOGO Acciaio	
A. TRANSFER OPEN TRAY	AN1824
B. TRANSFER CLOSED TRAY	AN2602
C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP Titanio grado 5	AN3136
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1224
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm Titanio grado 5	AN1148
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1831
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN1832
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - PE 4.5	AN1839
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - PE 5.5	AN2594
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - PE 4.5	AN1842
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - PE 5.5	AN2595
MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 3.8	AN2470
MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 4.5	AN1147
MONCONE FRESABILE CILINDRICO PE 5.5	AN1829
MONCONE 15° H 2.0 mm - PE 4.5	AN1209
MONCONE 15° H 2.0 mm - PE 5.5	AN2596
MONCONE 15° H 4.0 mm - PE 4.5	AN2597
MONCONE 15° H 4.0 mm - PE 5.5	AN2598
MONCONE 25° H 2.0 mm - PE 4.5	AN1155
MONCONE 25° H 2.0 mm - PE 5.5	AN2599
MONCONE 25° H 4.0 mm - PE 4.5	AN2600
MONCONE 25° H 4.0 mm - PE 5.5	AN2601
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1845
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN1867
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN1848
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.5	AN1853
VITE GUARIGIONE H 7.0 mm - P.E. 4.5	AN1851
VITE PROTESICA	AN1075
VITE TRANSFER	AN1779
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3299
I-BASE* H 0.5mm	AN3172
I-BASE* H 1.5mm	AN3173
I-BASE* H 2.5mm	AN3174
SCANPOS I-BASE*	AN3175
VITE PROTESICA*	AN1075
SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1741 (L)

*Titanio grado 5

**ABS

IMPIANTI Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0	
PIATTAFORMA SINGLE	
	AN2604 (E)
	AN2603 (E)
	AN1836
	AN1835
	AN3098
	ST1511
	AN1331
	AN2448
	AN2454
	AN3101
	AN1429
	AN2459
	AN2461
	AN3098
	SCAN N-R
	SCAN N
	SCAN1004
	AN2482
	AN2483
	AN2484
	AN2485
	AN2486
	AN1093 (R)
	AN1092 (R)
	AN1125 (R)
	AN1126 (R)
	AN1234 (R)
	AN3892 (R)
	AN5797 (R)
	AN3764 (R)
	AN3765 (R)
	AN3766 (R)
	AN3767 (R)
	AN3768 (R)
	AN3769 (R)
	AN3770 (R)

BASE "FOR PRESS" ROTANTE
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE
Titanio grado 5

COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE
Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**
N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**

CALCINABILE*
CALCINABILE 360°**
*Polimetilmetacrilato
**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**


MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

OT-EQUATOR ABUTMENT H 0.5 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 1.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 2.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 3.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 4.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 5.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 6.0 mm
OT-EQUATOR ABUTMENT H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**
N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 45° H 3.5 mm

Titanio grado 5



VITE ANGOLATA M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.3/3.75/4.2/5.0/6.0

PIATTAFORMA
SINGLE

AN1615

AN1616

AN1617

AN1336

AN1536

AN1012

AN1356

AN1013

AN1207

AN1144

AN1334


AN2749

AN1720

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE




COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE




COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE





BSerie

Compatibile **NOBEL BRANEMARK®**

Ø3.5 (NP)

Mozo Grau® (In-Ex)
Etk®
Geass® (Way Venezia)
Leader Medica®
ProClinique® (Aqua CM)
Southern Implants® (DC)
Ires® (nhse ø3.3)
Sympla® (syx full ø3.4)

Ø4.1 (RP)

Ace® 3.75/4.1
Antogyr® 3.75/4.1
Avanza® 3.75/4.1/RP
Avinent® RP
Best Fit® RP
BioloK®
Bionnovation®
Biotec®
BTK® (Konic Ex)
BTK® (Klassic Ext)
Bti® (3.75/4.1 Universal)
Calcitek® (Threadalock)
Conexao®
Phibo® (TSH S3/S4)
Eckeman® 3.75/4.1
Endopore® 3.75/4.1
Ergo-System® RP
Euroteknika® 3.75/4.1
Evert® RP
GMI® 4.1
Imtec® 3.75/4.1
Infit® 4.1
Innova® 3.75/4.0/4.1
INP® (Conus HE)


Ø4.1 (RP)

Intra-Lock® ex
I-RES® (EH - NH SE)
Leather® 4.1
Lifecore® RD
Megagen® (External)
Microdent® (Universal 3.75)
Neodent® (Est 3.75 - 4.1)
Oral-Tronics®
Osseotite® RP
Paragon® (Swede-Vent)
Peclab®
Proclinic® (S4)
Steri-oss® (HL 3.80/4.10)
Sterngold®
Sustainv 4.1
TBR®
Tecnopro® (RP)
Titanium Fix® 3.75
Trinon® (Titanium-Q-Implant)
ZIACOM® - (Osseolife RP EX)
Sympla® (syx full ø3.4)

Ø5.0 (WP)

Avanza® WP
Avinet® WP
Atlantis®
Best Fit® WP
Ilerimplant® 5.10
INP® (Conus HE)
Lifecore® RD
Microdent® (Mt)
Neodent®
Titanium Fix® 5.1

	Ø3.5 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 2.0	M 2.5	M 1.4
	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm



ANALOGO

Acciaio

A. TRANSFER OPEN TRAY

B. TRANSFER CLOSED TRAY

C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE DRITTO

MONCONE FRESABILE 25°

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm

MONCONE 15° H 4.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE 25° H 2.0 mm

MONCONE 25° H 4.0 mm

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER CLOSED TRAY

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

I-BASE* H 0.7 mm

I-BASE* H 1.5 mm

SCANPOS I-BASE*

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**


*Titanio grado 5

**ABS

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.75/4.2	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA (NP)	PIATTAFORMA (RP)	PIATTAFORMA (WP)
AN1549	AN1539	AN1550
AN1158	AN1571	AN1578
AN2662	AN2663	-
AN3136	AN3136	-
AN1557	AN1419	AN1558
-	AN1160	-
AN1559	AN1418	AN1560
-	AN1161	-
AN1551	AN1552	AN1553
AN1555	AN1554	AN1556
P.E. 4 AN3188	P.E. 5 AN1127	-
P.E. 4 AN1564	P.E. 5 AN1229	P.E. 6 AN1166
P.E. 4 AN3189	P.E. 5 AN1128	-
P.E. 4 AN1165	P.E. 5 AN1230	P.E. 6 AN1565
AN1218	AN1537	AN1562
AN2295	AN2195	-
AN1167	AN1566	AN1562
AN1168	AN1569	-
AN2664	AN1567	-
AN2665	AN1568	-
AN3082	-	-
-	AN1579	-
AN2075	-	-
-	AN1580	-
-	-	AN2077
AN3083	-	-
-	AN1581	-
AN2076	-	-
-	AN1129	-
-	-	AN2078
AN1546	AN2284	AN1547
AN1174	AN1665	AN1175
AN3183	AN3184	-
AN3245	AN3244	-
AN3863	AN3864	-
AN3667	AN5697	-
AN3668	AN5698	-
AN3669	AN5699	-
AN1546	AN2284	-
ST1741 (L)	ST1741 (L)	-

	IMPIANTI Ø3.5 PIATTAFORMA (NP)	IMPIANTI Ø3.75/4.2 PIATTAFORMA (RP)	IMPIANTI Ø5.0 PIATTAFORMA (WP)
	-	AN2675	-
BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2676	AN2677	-
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE			
Titanio grado 5			
	AN1162	AN1141	AN1164
COMBY CHROME ROTANTE	AN2161	AN2257	AN2163
COMBY CHROME NON ROTANTE			
Lega Cr.Co.			
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera E riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°			
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera T riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°			
N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto			
	AN3098	AN3099	AN3100
CALCINABILE*	ST1511	ST1512	ST1513
CALCINABILE 360°**			
*Polimetilmetacrilato			
**Poliossimetilene			
	-	AN1594	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN1965	-	AN1966
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm	AN2668	AN2666	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm	AN2669	AN2667	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm	AN3101	AN3102	AN3103
CALCINABILE ROTANTE	AN1544	AN1519	AN1570
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm	AN2670	AN2672	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm	AN2671	AN2673	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN3098	AN3099	AN3100
CALCINABILE NON ROTANTE			
Titanium grade 5			
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.			
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera E riceverete vite D.I.S. testa esagonale			
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera T riceverete vite D.I.S. testa torx			
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"			
	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY ROTANTE	SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCANBODY NON ROTANTE			
Poli-Eter-Eter-Chetone			
	SCAN1016	SCAN1015	SCAN1094
INTRAORAL SCAN			
Titanio grado 4			
	AN2547	AN2552	-
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm	AN2548	AN2553	-
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm	AN2549	AN2554	-
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm	AN2550	AN2555	-
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm	AN2551	AN2556	-
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm			
Titanio grado 5 Kit riferimento pag. 151			
	AN3071	AN2541	AN3865 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN3072	AN2542	AN3866 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN3073	AN2543	AN3867 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN3074	AN2544	AN3868 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN3075	AN2545	AN3869 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm			
Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN			
	AN3870 (R)	AN3877 (R)	AN3884 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN3871 (R)	AN3878 (R)	AN3885 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN3872 (R)	AN3879 (R)	AN3886 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN3873 (R)	AN3880 (R)	AN3887 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN3874 (R)	AN3881 (R)	AN3888 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN3875 (R)	AN3882 (R)	AN3889 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN3876 (R)	AN3883 (R)	AN3890 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm			
Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE			
N.B. Postponendo ai codici la lettera S (singolo) riceverete il solo moncone			

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5

PIATTAFORMA
(NP)

AN1586

AN1587

AN2678

AN2679

IMPIANTI
Ø3.75/4.2

PIATTAFORMA
(RP)

AN1590

AN1591

AN1592

AN1593

IMPIANTI
Ø5.0

PIATTAFORMA
(WP)

AN1589

AN1588

AN2456

-



M.U.A. 17° H 2.0 mm

M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5

AN2680

AN2681

AN2068

AN2070

-

-



M.U.A. 30° H 2.0 mm

M.U.A. 30° H 3.0 mm

Titanio grado 5

AN2682

AN2683

AN2073

AN2074

-

-



VITE ANGOLATA M.U.A.

Titanio grado 5

AN2259

AN2260

-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1603 VITE TRANSFER M.U.A. AN1119 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1279 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5241 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5242 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1105 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5731 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5736 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2029 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1602 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1000 MICROVITE M.U.A. H6 AN5937 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1113 MICROVITE M.U.A. H4 AN5941 Titanio grado 5
	CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727		KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2783 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4854 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1601 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1548 4.0 mm AN5941 6.0 mm AN5937 8.0 mm AN5729 12.0 mm AN1119 24.0 mm AN2784 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1548 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio

NOTE LEGALI


Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

BE Serie

Compatible **BEGO® SEMADOSS® / SC / SCX / RS / RSX / RI**



	Ø3.25/3.75	Ø4.1	Ø4.5	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.8	M 1.8	M 1.4	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm



ANALOGO

Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY

Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 4.5

Titanio grado 5



MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5

Titanio grado 5



MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 4.5

MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.5

MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.0

Titanio grado 5



MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.0

MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5

MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5

Titanio grado 5



VITE GUARIGIONE H 2.0 mm

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm

VITE GUARIGIONE H 6.0 mm

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER CLOSED TRAY

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



I-BASE* H0.7 mm

I-BASE* H1.5 mm

I-BASE* H2.5 mm

SCANPOS I-BASE*


VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS

	IMPIANTI Ø3.25 Ø3.75		IMPIANTI Ø4.1		IMPIANTI Ø4.5	
	PIATTAFORMA Ø3.67 Ø3.67		PIATTAFORMA Ø4.1		PIATTAFORMA Ø4.5	
ANALOGO	AN1210		AN1222		AN1212	
Acciaio						
TRANSFER OPEN TRAY	AN1991		AN1223		AN3343	
Titanio grado 5						
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2533		AN1225		AN1142	
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2345		AN1232		AN1098	
Titanio grado 5						
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1831		AN1243		AN1833	
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1062		AN1250		AN2346	
Polimetilmetacrilato						
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0	AN3306		-		-	
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1343		AN1255		-	
MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5	-		-		AN2042	
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN1826		AN1275		-	
Titanio grado 5						
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5	AN1103		AN2184		-	
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5	-		-		AN2185	
Titanio grado 5						
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 4.5	AN2347		-		-	
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.5	-		-		AN3330	
MONCONE 15° H 2.0 mm P.E. 5.0	AN3286		AN1276		-	
Titanio grado 5						
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.0	AN3331		-		-	
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5	AN2348		-		-	
MONCONE 25° H 2.0 mm P.E. 4.5	-		AN1288		-	
Titanio grado 5						
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	P.E. 3.8	AN1324	P.E. 4.5	AN1845	P.E. 5.5	AN2477
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	P.E. 3.8	AN1325	P.E. 4.5	AN1867	P.E. 5.5	AN2478
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	P.E. 3.8	AN1326	P.E. 4.5	AN1848	P.E. 5.5	AN2479
VITE GUARIGIONE H 6.0 mm	P.E. 3.8	AN1327	P.E. 4.5	AN1851	P.E. 5.5	AN2480
Titanio grado 5						
VITE PROTESICA	AN1075		AN1075		AN1075	
VITE TRANSFER OPEN TRAY	AN1779		AN1779		AN1779	
VITE TRANSFER CLOSED TRAY	AN1076		AN1076		AN1076	
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229		AN3229		AN3229	
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3299		AN3299		AN3299	
Titanio grado 5						
I-BASE* H0.7 mm	AN3801		AN3801		-	
I-BASE* H1.5 mm	AN3802		AN3802		-	
I-BASE* H2.5 mm	AN3803		AN3803		-	
SCANPOS I-BASE*	AN3800		AN3800		-	
VITE PROTESICA*	AN1075		AN1075		-	
SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1741 (L)		ST1741 (L)		-	



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto

CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Kit riferimento pag. 151

* i diametri ϕ 3.75/4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori ϕ 4.5 creando platform switching

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Venduto a Kit Cap Normo - Ref.192ACN

* i diametri ϕ 3.75/4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori ϕ 4.5 creando platform switching

OT-EQUATOR ABUTMENT H 0.5 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 1.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 2.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 3.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 4.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 5.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 6.0 mm


OT-EQUATOR ABUTMENT H 7.0 mm

Venduto a Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI ϕ 3.25 ϕ 3.75	IMPIANTI ϕ 4.1	IMPIANTI ϕ 4.5
PIATTAFORMA ϕ 3.67 ϕ 3.67	PIATTAFORMA ϕ 4.1	PIATTAFORMA ϕ 4.5
AN1836	AN3804	AN2041
AN1082	AN3805	AN1083
AN3098	AN3098	AN3099
ST1511	ST1511	ST1512
AN1331	AN1294	AN4806
AN2448	AN1306	AN2457
AN2454	AN1308	AN2458
AN3101	AN3101	AN3102
AN1631	AN1314	AN2040
AN5794	AN1381	AN2043
AN5795	AN1483	AN2044
AN3098	AN3098	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1022	SCAN1022	SCAN1022
AN2482	AN3788*	AN2636*
AN2483	AN3789*	AN2637*
AN2484	AN3790*	AN2638*
AN2485	AN3791*	AN2639*
AN2486	AN3792*	AN2640*
AN1093 (R)	AN3776 (R)	AN3771 (R)
AN1092 (R)	AN3777 (R)	AN3772 (R)
AN1125 (R)	AN3778 (R)	AN3773 (R)
AN1126 (R)	AN3779 (R)	AN3774 (R)
AN1234 (R)	AN3780 (R)	AN3775 (R)
AN3891 (R)	AN3781 (R)	AN3893 (R)
AN5797 (R)	-	-
AN3764 (R)	AN3793 (R)	AN3781 (R)
AN3765 (R)	AN3794 (R)	AN3782 (R)
AN3766 (R)	AN3795 (R)	AN3783 (R)
AN3767 (R)	AN3796 (R)	AN3784 (R)
AN3768 (R)	AN3797 (R)	AN3785 (R)
AN3769 (R)	AN3798 (R)	AN3786 (R)
AN3770 (R)	AN3799 (R)	AN3787 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE ANGOLATA M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.25 Ø3.75	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.5
PIATTAFORMA Ø3.67 Ø3.67	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø4.5
AN1615	AN1615	AN1614
AN1616	AN1616	AN1362
AN1617	AN1617	AN1856
AN1336	AN1336	AN1333
AN1536	AN1536	AN1858
AN1057	AN1057	-
AN1058	AN1058	-
AN1311	AN1311	-
AN2349	AN2349	-
AN2350	AN2350	-
AN2351	AN2351	-
AN1720	AN1720	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1318 VITE TRANSFER M.U.A. AN1423 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1332 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5730 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5735 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2327 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1253 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio

15 Ncm Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



BH Serie

Compatibile **BIOHORIZONS®**
Tapered Plus / Internal / Tissue Level

Ø3.0

AB®
Adin® (OS / S /SWELL)
Alpha-Bio®
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (Classics)
Cortex® (Interna Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exakort)
Ditron® (MCI-Ultimate)
Edgar (Max-Logic)
HI-TEC Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One B)
Ires® (Tn)
Ires® (IMAX Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Intern)

Ø3.5

JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum / Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic/Short)
Mirrell®
MIS® (Seven-M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff PRO)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Procilinq® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal EX)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon® Ø4.5
Dentaltech® (Implogic)
HI-TEC Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven-M4)
Trinon® (Q Implant Ø4.5 QZA)

Ø5.7

Bio Horizon® Ø5.7

	Ø3.0	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

		IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8	IMPIANTI Ø3.8/4.6	IMPIANTI Ø4.6/5.8	IMPIANTI Ø5.8
		PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
 ANALOGO Acciaio		AN2635	AN1169	AN1056	AN1055
 A. TRANSFER OPEN TRAY		AN3395	AN1824	AN1825	-
		AN3396	AN2602	-	-
		AN3136	AN3136	-	-
	Titanio grado 5 Polimetilmetacrilato				
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm		AN3726	AN1224	AN1142	-
		AN3727	AN1148	AN1098	-
	Titanio grado 5				
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE		AN3725	AN1831	AN1833	AN2633
		AN2293	AN1832	AN1834	AN2634
	Polimetilmetacrilato				
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5		AN3729	AN1839	-	-
		-	-	AN1840	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	-	-	AN1841
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 6.5	-	-	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN3714	AN1842	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1843	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 6.5	-	-	-	AN1844
	Titanio grado 5				
 MONCONE FRESABILE P.E. 3.8		AN2632	AN2470	-	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 4.5	-	AN1147	AN1095	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 5.5	-	AN1829	AN1152	AN1712
	Titanio grado 5				
 MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5		AN3728	AN1209	-	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2596	AN1355	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN2597	-	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2598	-	-
 MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.5		AN3922	AN1155	-	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2599	AN1094	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN2600	-	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2601	-	-
 VITE GUARIGIONE H 2.0 mm		-	AN1845	-	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN3397	AN1867	AN1846	AN1847
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	-	AN1848	-	-
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN3730	AN1853	AN1849	AN1850
 VITE GUARIGIONE H 7.0 mm		AN5096	AN1851	AN1852	-
	Titanio grado 5				
 VITE PROTETICA D.I.S. e (Esagono)		AN2294	AN1075	AN1075	AN1075
	VITE TRANSFER	AN4805	AN1779	AN1779	AN1779
	VITE PROTETICA D.I.S. t (Torx)	AN3229	AN3229	AN3229	AN3229
	Titanio grado 5	AN3923	AN3923	AN3923	AN3923
 I-BASE* H 0.5 mm		AN3913	AN3172	AN3309	-
	I-BASE* H 1.5 mm	AN3914	AN3173	AN3310	-
	I-BASE* H 2.5 mm	AN3915	AN3174	AN3311	-
	SCANPOS I-BASE*	-	AN3175	-	-
 VITE PROTETICA*		AN2635	AN2635	AN2635	-
	SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)	ST1741 (L)	ST1741 (L)	-

*Titanio grado 5

**ABS



BASE FOR PRESS ROTANTE
BASE FOR PRESS NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°***

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm


MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5

Kit riferimento pag. 151



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

OT-EQUATOR ABUTMENT H 0.5 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 1.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 2.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 3.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 4.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 5.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 6.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 7.0 mm


Titanio grado 5

Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8	IMPIANTI Ø3.8/4.6	IMPIANTI Ø4.6/5.8	IMPIANTI Ø5.8
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
-	AN2604	-	-
-	AN2603	-	-
AN3694	AN1836	AN1838	AN1879
AN3693	AN1835	AN1837	AN1880
AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1511	ST1512	ST1513
AN2750	AN1331	AN1353	AN1964
AN4945	AN2448	AN2457	-
AN4947	AN2454	AN2458	-
AN3101	AN3101	AN3102	AN3103
AN2751	AN1429	AN1430	AN1431
AN4946	AN2459	AN2819	-
AN4948	AN2461	AN2820	-
AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN S	SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1023	SCAN1004	SCAN1006	SCAN1025
AN3720	AN2482	AN2636	-
AN3721	AN2483	AN2637	-
AN3722	AN2484	AN2638	-
AN3723	AN2485	AN2639	-
AN3724	AN2486	AN2640	-
AN3902 (R)	AN1093	AN3771 (R)	AN3916 (R)
AN3903 (R)	AN1092	AN3772 (R)	AN3917 (R)
AN3904 (R)	AN1125	AN3773 (R)	AN3918 (R)
AN3905 (R)	AN1126	AN3774 (R)	AN3919 (R)
AN3906 (R)	AN1234	AN3775 (R)	AN3920 (R)
AN3907 (R)	AN3892	AN3893 (R)	AN3921 (R)
-	AN5797(R)	-	-
AN3895 (R)	AN3764 (R)	AN3781 (R)	AN3924 (R)
AN3896 (R)	AN3765 (R)	AN3782 (R)	AN3925 (R)
AN3897 (R)	AN3766 (R)	AN3783 (R)	AN3926 (R)
AN3898 (R)	AN3767 (R)	AN3784 (R)	AN3927 (R)
AN3899 (R)	AN3768 (R)	AN3785 (R)	AN3928 (R)
AN3900(R)	AN3769 (R)	AN3786 (R)	AN3929 (R)
AN3901 (R)	AN3770 (R)	AN3787 (R)	AN3930 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.0/3.4/3.8	IMPIANTI Ø3.8/4.6	IMPIANTI Ø4.6/5.8	IMPIANTI Ø5.8
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
AN3731	AN1615	AN1614	-
AN3732	AN1616	AN1362	-
AN3733	AN1617	AN1856	-
-	AN1336	AN1333	-
AN3734	AN1536	AN1858	-
AN3735	AN1012	AN4943	-
AN4940	AN1356	AN4949	-
-	AN1013	-	-
AN3736	AN1207	AN4944	-
AN4941	AN1144	AN4950	-
-	AN1334	-	-
-	AN2749	AN2749	-

M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5

M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5

M.U.A. 45° H 3.5 mm

Titanio grado 5

VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

AN1720 AN1720 AN1720 AN1720

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1318 VITE TRANSFER M.U.A. AN1423 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1332 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5730 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5735 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2327 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1253 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio KIT CONNECTION PINS ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio

BT Serie

Compatibile **BREDENT®**



	Ø3.5	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 20	N.cm 5
	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

		IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
		PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
	ANALOGO	AN1993	AN2051
	Acciaio		
	TRANSFER OPEN TRAY	-	AN2654
	Titanio grado 5		
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN2500
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN2499
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	-	AN2145
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	-	AN2144
	MONCONE DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.2	-	AN1085
	MONCONE DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.2	-	AN1086
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "A"	-	AN1087
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "B"	-	AN1090
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "A"	-	AN2511
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.2 versione "B"	-	AN2513
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2434
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2433
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.5	-	AN3111
	VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2432
	VITE PROTESICA	AN1088	AN1088
	VITE TRANSFER	AN2655	AN2655
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3335	AN3335
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN3931	AN3931
	I-BASE* H 0.7 mm	-	AN3670
	I-BASE* H 1.5 mm	-	AN3671
	I-BASE* H 2.5 mm	-	AN3672
	VITE PROTESICA*	-	AN1088
	SCANBODY FOR BLUECAM**	-	ST1741 (L)
	*Titanio grado 5		
	**ABS		
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2752
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2753
	Titanio grado 5		



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
-	AN2049
-	AN2050
-	AN3099
-	ST1512
-	AN1967
-	AN2656
-	AN3102
-	AN1084
-	AN2532
-	AN3099
SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R
SCAN1095	SCAN1026
-	AN2657
-	AN2658
-	AN2659
-	AN2660
-	AN2661
AN3933 (R)	AN3945 (R)
AN3934 (R)	AN3946 (R)
AN3935 (R)	AN3947 (R)
AN3936 (R)	AN3948 (R)
AN3937 (R)	AN3949 (R)
AN3950 (R)	AN3938 (R)
AN3951 (R)	AN3939 (R)
AN3952 (R)	AN3940 (R)
AN3953 (R)	AN3941 (R)
AN3954 (R)	AN3942 (R)
AN3955 (R)	AN3943 (R)
AN3956 (R)	AN3944 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.5 / Ø4.0 Ø4.5 / Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
-	AN2406
-	AN2407
-	AN2408
-	AN2409
-	AN2410
-	
-	AN2464
-	AN2465
-	
-	AN2462
-	AN2463
-	
-	AN2460

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2436 VITE TRANSFER M.U.A. AN2781 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2435 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONO CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONO SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONO TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONO SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONO CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---


COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN2780 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5802 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5813 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN3344 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2512 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5580 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1003 MICROVITE M.U.A. H6 AN5727 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5726 Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		3shape exocad dental wings hypsocad open technologies	
			CONNECTION PIN L6 ST1725
			CONNECTION PIN L9 ST1726
			CONNECTION PIN L12 ST1727
			KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONO SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONO 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONO PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 4.0 mm AN5726 6.0 mm AN5727 12.0 mm AN2781 24.0 mm AN2782 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1247 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



BX Serie

Compatible **STRAUMANN® BLX®**

	Ø2.9 (SC)	Ø3.3 (NC)	Ø4.1/4.8 (RP)	MULTI-BASE
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

		IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
		PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB
	ANALOGO	AN5044	AN5043
	Acciaio		
  	A. TRANSFER OPEN TRAY	AN5127	-
	B. TRANSFER ROTANTE	AN5128	-
	C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP	AN5136	-
	Titanio grado 5		
   	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN5129	-
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 2.5 mm	AN5130	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN5131	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN5132	-
   	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN5133	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.5 mm - P.E. 6.0	AN5134	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN5135	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 6.0	AN5136	-
   	MONCONE 17° H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN5701	-
	MONCONE 17° H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN5702	-
	MONCONE 17° H 2.5 mm - P.E. 5.5	AN5137	-
	MONCONE 17° H 3.5 mm - P.E. 5.5	AN5138	-
 	MONCONE 25° H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN5703	-
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN5704	-
     	MONCONE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 3.8	AN5139	-
	MONCONE GUARIGIONE H 2.5 mm - P.E. 3.8	AN5140	-
	MONCONE GUARIGIONE H 3.5 mm - P.E. 3.8	AN5141	-
	MONCONE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN5142	-
	MONCONE GUARIGIONE H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN5143	-
	MONCONE GUARIGIONE H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN5144	-
   	VITE PROTESICA	AN5152	-
	VITE TRANSFER	AN1713	-
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esa)	AN5153	-
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN5154	-
    	I-BASE* H 1.0 mm	AN5928	-
	I-BASE* H 2.0 mm	AN5929	-
	I-BASE* H 3.0 mm	AN5930	-
	VITE PROTESICA*	AN5152	-
	SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1741 (L)	-

*Titanio grado 5

**ABS



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**

CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.75 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.75 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.5 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.5 mm

Titanio grado 5

Kit riferimento pag. 151

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB
AN5598	-
AN5599	-
AN3098	AN3100
ST1511	ST1513
AN5092	AN5105
AN5093	AN5106
AN5094	-
AN5095	-
AN3101	AN3103
AN5101	AN5107
AN5102	AN5108
AN5103	-
AN5104	-
AN3098	AN3100
SCAN N-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN W
SCAN1099	SCAN1099
AN5600	-
AN5601	-
AN5602	-
AN5603	-
AN5604	-
AN5605	-
AN5114	-
AN5115	-
AN5116	-
AN5117	-
AN5118	-
AN5119	-
AN5120	-
AN5121	-
AN5122	-
AN5123	-
AN5124	-
AN5125	-

COMPONENTISTICA MULTI-BASE



MULTI-BASE DRITTO H 1.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 2.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 3.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 4.5 mm

Titanio grado 5
* nei diametri WB possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 17° H 2.5 mm
MULTI-BASE 17° H 3.5 mm
MULTI-BASE 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5
* nei diametri WB possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 30° H 3.5 mm
MULTI-BASE 30° H 4.5 mm
MULTI-BASE 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE MULTI-BASE ANGOLATO
Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5 - Ø3.75 Ø4.0 - Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0 - Ø5.5 Ø6.0
PIATTAFORMA RB	PIATTAFORMA WB
AN5078	AN5078*
AN5079	AN5079*
AN5080	AN5080*
AN5081	AN5081*
AN5082	AN5082*
AN5083	AN5083*
AN5084	AN5084*
AN5085	AN5085*
AN5086	AN5086*
AN5087	AN5087*
AN5091	AN5091

COMPONENTI MULTIBASE - DESIGN STRAUMANN®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO MULTIBASE AN5779
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL MULTIBASE AN1297
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY MULTIBASE AN2436
VITE TRANSFER MULTIBASE AN2781
Titanio grado 5



VITE COPERTURA MULTIBASE H4 AN1708
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA MULTIBASE AN5286
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR MULTIBASE AN5285
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN1330
DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5733
DUAL SISTEM MULTIBASE NON ROTANTE 9.0mm AN5738
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



VITE DUAL SISTEM MULTIBASE H8 AN5939
Titanio grado 5



CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



COMBY CHROME MULTIBASE AN1341
COMBY CHROME 360° MULTIBASE AN5853
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE MULTIBASE AN1524
CALCINABILE 360° MULTIBASE AN5580
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY MULTIBASE SCAN1084
MICROVITE MULTIBASE H6 AN5727
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY MULTIBASE SHORT H9 SCAN1114
MICROVITE MULTIBASE H4 AN5726
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727

KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA TITANIO MULTIBASE AN2774
Titanio grado 5



MONCONE MULTIBASE 360° AN4852
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1066
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz


STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICRO-VITE MULTIBASE AN5595
MICRO-VITE D.I.S. e (Esagono) MULTIBASE AN1875
MICRO-VITE D.I.S. t (Torx) MULTIBASE AN1884
Titanio grado 5



DRIVER MULTIBASE CORTO ST1040
DRIVER MULTIBASE MEDIO ST1050
DRIVER MULTIBASE LUNGO ST1060
Acciaio



MICROVITI MULTIBASE
2.0 mm AN5595
4.0 mm AN5726
6.0 mm AN5727
12.0 mm AN2781
24.0 mm AN2782
Titanio grado 5



ADATTATORE CRICCHETTO MULTIBASE ST1007
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Straumann®, BLX® marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.


CSerie

Compatibile **3I®/CERTAIN®**
Tapered Certain Interna Parallel Walled Certain Internal

Ø4.1
Leader Medica® (TFI - versione pm)
Titan Implants®



	Ø3.4 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm

		IMPIANTI 4/3mmP IMPIANTI 3.25mmD	IMPIANTI 5/4mmP IMPIANTI 4mmD	IMPIANTI 6/5mmP IMPIANTI 5mmD
		PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
	ANALOGO	AN1405	AN1406	AN1407
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY - LUNGO	AN1408	AN1008	AN1202
	TRANSFER OPEN TRAY - CORTO	-	AN1009	-
	Titanio grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN1204	AN1203	AN1205
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN1572	AN1635	AN1636
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 3.0 mm	-	AN1641	-
	Titanio grado 5			
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1393	AN1394	AN1395
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1396	AN1397	AN1398
	Polimetilmetacrilato			
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1006	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1390	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 6.0	-	-	AN1392
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1235	-	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1391	-
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm - P.E. 6.0	-	-	AN1649
	Titanio grado 5			
	MONCONE FRESABILE	AN1650	AN1651	AN1652
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1437	-	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1439	AN1441
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1438	-	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1440	AN1442
	Titanio grado 5			
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1473	-	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1475	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1474	-	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1476	-
	Titanio grado 5			
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 3.8	AN1399	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1401	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 5.6	-	-	AN1403
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1607	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 3.8	AN1400	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN1402	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm - P.E. 5.6	-	-	AN1404
	Titanio grado 5			
	VITE PROTESICA	AN1345	AN1345	AN1345
	VITE PROTESICA TESTA Ø2.25	AN2417	AN2417	AN2417
	VITE TRANSFER CORTA	-	AN1011	-
	VITE TRANSFER LUNGA	AN1662	AN1662	AN1662
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3273	AN3273	AN3273
	PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2952	AN2952	AN2952
	Titanio grado 5			
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2619	AN2620	-
	Titanio grado 5			



I-BASE* H 0.5 mm

I-BASE* H 1.5 mm

I-BASE* H 2.5 mm

VITE PROTETICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI 4/3mmP IMPIANTI 3.25mmD	IMPIANTI 5/4mmP IMPIANTI 4mmD	IMPIANTI 6/5mmP IMPIANTI 5mmD
PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
AN3317	AN3313	AN3316
AN3318	AN3314	-
AN3319	AN3315	-
AN1345	AN1345	AN1345
ST1740 (S)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
AN1646	AN1647	AN1648
AN1643	AN1644	AN1645
AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1513
AN1954	AN1955	AN1956
AN2605	AN2607	AN2609
AN2606	AN2608	AN2610
AN3101	AN3102	AN3103
AN1003	AN1540	AN1005
AN2611	AN2613	AN2615
AN2612	AN2614	AN2616
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1027	SCAN1028	SCAN1028
AN2621	AN2626	-
AN2622	AN2627	-
AN2623	AN2628	-
AN2624	AN2629	-
AN2625	AN2630	-
AN3957 (R)	AN3981 (R)	AN3969 (R)
AN3958 (R)	AN3982 (R)	AN3970 (R)
AN3959 (R)	AN3983 (R)	AN3971 (R)
AN3960 (R)	AN3984 (R)	AN3972 (R)
AN3961 (R)	AN3985 (R)	AN3973 (R)
AN3986 (R)	AN3974 (R)	AN3962 (R)
AN3987 (R)	AN3975 (R)	AN3963 (R)
AN3988 (R)	AN3976 (R)	AN3964 (R)
AN3989 (R)	AN3977 (R)	AN3965 (R)
AN3990 (R)	AN3978 (R)	AN3966 (R)
AN3991 (R)	AN3979 (R)	AN3967 (R)
AN3992 (R)	AN3980 (R)	AN3968 (R)

COMPONENTI M.U.A.



M.U.A. Dritto H 1.0 mm
M.U.A. Dritto H 2.0 mm
M.U.A. Dritto H 3.0 mm
M.U.A. Dritto H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm
M.U.A. 17° H 3.0 mm
M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI 4/3mmP IMPIANTI 3.25mmD	IMPIANTI 5/4mmP IMPIANTI 4mmD	IMPIANTI 6/5mmP IMPIANTI 5mmD
PIATTAFORMA Ø3.4	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø5.0
AN1653	AN1656	AN1660
AN1654	AN1657	AN1661
AN1655	AN1658	AN2442
AN1206	AN1659	-
AN1945	AN1482	-
AN1946	AN1007	-
AN1947	AN1369	-
AN2272	AN1281	-
AN2273	AN1282	-
AN1143	AN1143	AN1143

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



CI Serie
Compatibile **CAMLOG® ISI®**

	ø4.0
	N.cm 30
	M 1.6
	ESAGONO

IMPIANTI 3.8mm
IMPIANTI 4.4mm
IMPIANTI 5.0mm

PIATTAFORMA
Ø4.0



ANALOGO
Acciaio

AN4717



TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE
TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE
VITE TRANSFER

AN5715

AN5713

AN5716

Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone



VITE PROTESICA A
VITE PROTESICA B
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

AN4722

AN5796

AN4723

AN4724

Titanio grado 5



CALCINABILE*
CALCINABILE 360***

AN3098

ST1511

*Polimetilmetacrilato
**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

AN4718

AN4719

AN3101

AN4720

AN4721

AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N-R

SCAN N

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

SCANI098

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

AN4704 (R)

AN4705 (R)

AN4706 (R)

AN4707 (R)

AN4708 (R)

AN4709 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

AN4710 (R)

AN4711 (R)

AN4712 (R)

AN4713 (R)

AN4714 (R)

AN4715 (R)

AN4716 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**
N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

LEGENDA - (E) Ad esaurimento **P.E.** Profilo di emergenza **H** Altezza tras mucosa **R** Su richiesta



CLSerie
Compatibile **CAMLOG®**

	Ø3.8 (SD)	Ø4.3 (RD)	Ø5.0 (WD)
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.6	M 1.6	M 2.0
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm



ANALOGO

Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE

TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE

VITE TRANSFER

Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



MONCONE FRESABILE

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

Titanio grado 5



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.3	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2352	AN2353	AN2354
AN5718	AN5725	AN5877
AN5722	AN5724	AN5819
AN5723	AN5723	AN5878
AN2641	AN2642	-
AN2643	AN2644	-
AN2355	AN2356	-
AN2645	AN2646	-
AN2357	AN2647	-
AN2649	AN2649	AN2650
AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1513
AN2358	AN2359	AN2360
AN3101	AN3102	AN3103
AN2651	AN2652	AN2653
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1030	SCAN 1031	SCAN 1032
AN4005 (R)	AN4017 (R)	AN3993 (R)
AN4006 (R)	AN4018 (R)	AN3994 (R)
AN4007 (R)	AN4019 (R)	AN3995 (R)
AN4008 (R)	AN4020 (R)	AN3996 (R)
AN4009 (R)	AN4021 (R)	AN3997 (R)
AN3998 (R)	AN4022 (R)	AN4010 (R)
AN3999 (R)	AN4023 (R)	AN4011 (R)
AN4000 (R)	AN4024 (R)	AN4012 (R)
AN4001 (R)	AN4025 (R)	AN4013 (R)
AN4002 (R)	AN4026 (R)	AN4014 (R)
AN4003 (R)	AN4027 (R)	AN4015 (R)
AN4004 (R)	AN4028 (R)	AN4016 (R)

LEGENDA - (E) Ad esaurimento **P.E.** Profilo di emergenza **H** Altezza tras mucosa **R** Su richiesta



CS Serie
Compatibile **BREDDENT®** CopaSKY

	Ø3.5	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.6	M 1.4
	TORX 5.0 mm	-

	IMPIANTI Ø3.5	
	PIATTAFORMA 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0	
	ANALOGO Acciaio	AN6022
	TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN6023
	MONCONE DRITTO FRESABILE H 1.5 mm	AN5970
	MONCONE DRITTO FRESABILE H 3.5 mm Titanio grado 5	AN5971
	MONCONE 15° H 1.5 mm A	AN5972
	MONCONE 15° H 1.5 mm R Titanio grado 5	AN5973
	MONCONE 25° H 1.5 mm A	AN5975
	MONCONE 25° H 1.5 mm R Titanio grado 5	AN5976
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.8	AN5977
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.8	AN5978
	VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.8 Titanio grado 5	AN5979
	VITE PROTESICA	AN5980
	VITE TRANSFER	AN6024
	VITE D.I.S. e (Esagono)	AN5981
	VITE D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN5982
	COMBY CHROME ROTANTE	AN5983
	COMBY CHROME NON ROTANTE Cromo Cobalto	AN5984
	CALCINABILE*	AN3098
	CALCINABILE 360°** *Polimetilmetacrilato **Poliossimetilene	ST1512
	DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN5985
	DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm	AN5986
	DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm	AN5987
	CALCINABILE ROTANTE	-
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN5988
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm	AN5991
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm	AN5992
	CALCINABILE NON ROTANTE Titanio grado 5	-
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera E riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"		



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm	AN5993
MONCONE SFERA H 2.0 mm	AN5994
MONCONE SFERA H 3.0 mm	AN5995
MONCONE SFERA H 4.0 mm	AN5996
MONCONE SFERA H 5.0 mm	AN5997
MONCONE SFERA H 6.0 mm	AN5998

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN6029
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN6030
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN6031
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN6032
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN6033
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN6034
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN6035

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm	AN6036
M.U.A. DRITTO H 2.5 mm	AN6037
M.U.A. DRITTO H 3.5 mm	AN6038
M.U.A. DRITTO H 4.5 mm	AN6039
M.U.A. DRITTO H 5.5 mm	AN6040

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm	AN6041 (R)
M.U.A. 17° H 3.5 mm	AN6042 (R)

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm	AN6043 (R)
M.U.A. 30° H 4.5 mm	AN6044 (R)

Titanio grado 5



VITE M.U.A.	AN5728 (R)
--------------------	------------

Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2436
Titanio grado 5



VITE TRANSFER M.U.A. AN2781



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
Acciaio
Confezione 5pz



VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2435
Titanio grado 5



TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740
Titanio grado 5



COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE



ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765
Acciaio



CONO MORSE M.U.A. AN5745
Titanio grado 5



MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747
Titanio grado 5



MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748
Titanio grado 5



IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749
Poliuretano etere chetone

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA M.U.A. AN4624
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN2780
DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5802
DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5813
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



COMBY CHROME M.U.A. AN3344
COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



CALCINABILE M.U.A. 360° AN2512
CALCINABILE M.U.A. 360° AN5580
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1003
MICROVITE M.U.A. H6 AN5727
Titanio grado 5



SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020
MICROVITE M.U.A. H4 AN5726
Titanio grado 5



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727



KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774
Titanio grado 5



MONCONE 360° M.U.A. AN4636
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**




MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI M.U.A.
1.0 mm - RIBASSATA AN5741
4.0 mm AN5726
6.0 mm AN5727
12.0 mm AN2781
24.0 mm AN2782
Titanio grado 5



MICRO-VITE M.U.A. AN1247
MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGA ST1106
Acciaio



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTA ST1107
Acciaio



DRIVER M.U.A. ST1001
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



CSR Serie

Compatibile **SWEDEN®**
CSR DAT / CSR RF SC

	Ø3.75/Ø4.2
	N.CM 25
	M 1.8
	ES 1.27 MM

IMPIANTI
Ø3.8/4.2/5.0

PIATTAFORMA
RN

ANALOGO

Acciaio

AN5690

TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE

AN5882

TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE

AN5879

VITE TRANSFER

AN5884

Titanio grado 5

Poli-Eter-Eter-Chetone

VITE PROTESICA

AN5691

Titanio grado 5

CALCINABILE*

AN3098

CALCINABILE 360°**

ST1511

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm

AN5686

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

AN5687

CALCINABILE ROTANTE

AN3101

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm

AN5688

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

AN5689

CALCINABILE NON ROTANTE

AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCAN N-R

SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

SCAN 1110

Titanio grado 4

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

AN5673 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

AN5674 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

AN5675 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

AN5676 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

AN5677 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

AN5678 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

AN5679 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

AN5680 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

AN5681 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

AN5682 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

AN5683 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

AN5684 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

AN5685 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

LEGENDA - (E) Ad esaurimento

P.E. Profilo di emergenza

H Altezza tras mucosa


R Su richiesta




CX Serie

Compatibile **MEDENTIS ICX® (BL)**

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	es 1.27 mm	es 1.27 mm

		IMPIANTI Ø3.75/4.1/4.8
		PIATTAFORMA Ø4.0
	ANALOGO	AN4669
	Acciaio	
	TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE	AN5897
	TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE	AN5895
	VITE TRANSFER	AN5898
	Titanio grado 5	
	Poli-Eter-Eter-Chetone	
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE	AN4674
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE	AN4675
	Titanio grado 5	
	VITE PROTESICA	AN4676
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN4680
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4681
	Titanio grado 5	
	CALCINABILE*	AN3098
	CALCINABILE 360***	ST1511
	*Polimetilmetacrilato	
	**Poliossimetilene	
	DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm	AN4670
	DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN4671
	DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm	AN4682
	CALCINABILE ROTANTE	AN3101
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm	AN4672
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN4673
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm	AN4683
	CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098
	Titanio grado 5	
	ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.	
	N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale	
	N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx	
	N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"	
	SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R
	SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N
	Poli-Eter-Eter-Chetone	
	INTRAORAL SCAN	SCAN1071
	Titanio grado 4	
 SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE	MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4684 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4685 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4686 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4687 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4688 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN4689 (R)
	Titanio grado 5	Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN
 SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE	MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4690 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4691 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4692 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4693 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4694 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4695 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4696 (R)
	Titanio grado 5	Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE
	N.B. Postponendo ai codici la lettera S (singolo) riceverete il solo moncone	


LEGENDA - (E) Ad esaurimento P.E. Profilo di emergenza H Altezza tras mucosa R Su richiesta



DSerie

Compatibile **STRAUMANN® / BONE LEVEL®**

	Ø2.9 (SC)	Ø3.3 (NC)	Ø4.1/4.8 (RP)	MULTI-BASE
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 5
	M 1.6	M 1.6	M 1.6	M 1.4
	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0	TX 6.0

		IMPIANTI Ø2.9	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.8
		PIATTAFORMA SC	PIATTAFORMA NC	PIATTAFORMA RC	PIATTAFORMA RC
	ANALOGO	AN1146	AN1245	AN1388	AN1388
	Acciaio				
	TRANSFER OPEN TRAY	AN1800	AN1691	AN1692	AN1692
	TRANSFER ROTANTE	-	AN2114	AN2115	AN2115
Titanio grado 5					
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN1864	AN1154	AN1151	AN1151
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN1865	AN1153	AN1150	AN1150
Titanio grado 5					
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	-	AN1576	AN1479	AN1479
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	-	AN1577	AN1480	AN1480
Polimetilmetacrilato					
	MONCONE DRITTO H 2.0 mm - P.E. 4.0	-	AN1459	-	-
	MONCONE DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1461	AN1461
	MONCONE DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.0	-	AN1460	-	-
	MONCONE DRITTO H 3.5 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1462	AN1462
	Titanio grado 5				
	MONCONE FRESABILE	-	AN1470	AN1471	AN1471
	Titanio grado 5				
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN3683	-	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN3684	AN3684
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN1464	-	-
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "B"	-	AN1535	-	-
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN1463	AN1463
	MONCONE 15° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "B"	-	-	AN1466	AN1466
Titanio grado 5					
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN3685	-	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN3686	AN3686
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "A"	-	AN1610	-	-
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 4.0 versione "B"	-	AN1611	-	-
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "A"	-	-	AN1472	AN1472
	MONCONE 25° H 3.5 mm - P.E. 5.0 versione "B"	-	-	N1481	N1481
Titanio grado 5					
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm	AN1871	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1702	AN1704	AN1704
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2537	AN2537
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.5 mm	AN1872	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm- P.E. 4.5	-	AN1706	AN1707	AN1707
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 4.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2538	AN2538
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN1873	-	-	-
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 6.0 mm- P.E. 4.5	-	AN1710	AN1711	AN1711
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 6.0 mm- P.E. 5.5	-	-	AN2539	AN2539
	VITE COPERTURA IMPIANTO	-	AN2524	AN2523	AN2523
	Titanio grado 5				
	VITE PROTESICA	AN1866	AN1239	AN1239	AN1239
	VITE TRANSFER	AN1881	AN1713	AN1713	AN1713
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN2930	AN3230	AN3230	AN3230
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2451	AN2455	AN2455	AN2455
Titanio grado 5					



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

I-BASE* H 0.7mm

I-BASE* H 1.5mm

I-BASE* H 2.5mm

I-BASE* H 3.5mm

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS

COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto

CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø2.9	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA SC	PIATTAFORMA NC	PIATTAFORMA RC	PIATTAFORMA RC
-	AN3236	AN3224	AN3224
-	AN3237	AN3232	AN3232
-	AN3238	AN3234	AN3234
-	AN3239	AN3235	AN3235
-	AN1239	AN1239	AN1239
-	ST1741 (L)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
-	AN1698	AN1700	AN1700
-	AN1697	AN1699	AN1699
Vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°			
Vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°			
Vite "standard" e calcinabile dritto			
-	AN3098	AN3098	AN3098
-	ST1511	ST1511	ST1511
AN2025	AN1976	AN1977	AN1977
AN2026	AN2821	AN2825	AN2825
AN2027	AN2822	AN2826	AN2826
AN5526	AN3101	AN3101	AN3101
AN2028	AN1106	AN1116	AN1116
AN2030	AN2823	AN2827	AN2827
AN2031	AN2824	AN2828	AN2828
AN5526	AN3098	AN3098	AN3098
VITE ESAGONALMENTE SENZA VITE.			
Vite D.I.S. testa esagonale			
Vite D.I.S. testa torx			
Vite "standard"			
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN N-R
SCAN S	SCAN N	SCAN N	SCAN N
SCAN1029	SCAN1009	SCAN1010	SCAN1010
-	AN2833	AN2838	AN2838
-	AN2834	AN2839	AN2839
-	AN2835	AN2840	AN2840
-	AN2836	AN2841	AN2841
-	AN2837	AN2842	AN2842
-	AN3124	AN3123	AN3123
AN4029 (R)	AN4040 (R)	AN4051 (R)	AN4051 (R)
AN4030 (R)	AN4041 (R)	AN4052 (R)	AN4052 (R)
AN4031 (R)	AN4042 (R)	AN4053 (R)	AN4053 (R)
AN4032 (R)	AN4043 (R)	AN4054 (R)	AN4054 (R)
AN4033 (R)	AN4044 (R)	AN4055 (R)	AN4055 (R)
VITE TORX			
AN4697 (R)	AN4034 (R)	AN4045 (R)	AN4045 (R)
AN4698 (R)	AN4035 (R)	AN4046 (R)	AN4046 (R)
AN4699 (R)	AN4036 (R)	AN4047 (R)	AN4047 (R)
AN4700 (R)	AN4037 (R)	AN4048 (R)	AN4048 (R)
AN4701 (R)	AN4038 (R)	AN4049 (R)	AN4049 (R)
AN4702 (R)	AN4039 (R)	AN4050 (R)	AN4050 (R)

COMPONENTI MULTIBASE



MULTI-BASE DRITTO H 1.0 mm

MULTI-BASE DRITTO H 2.5 mm

MULTI-BASE DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø2.9

PIATTAFORMA
SC

-

IMPIANTI
Ø3.3

PIATTAFORMA
NC

AN1287

AN1701

AN1693

IMPIANTI
Ø4.1

PIATTAFORMA
RC

AN1293

AN1703

AN1695

IMPIANTI
Ø4.8

PIATTAFORMA
RC

AN1293

AN1703

AN1695



MULTI-BASE 17° H 2.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 17° H 2.5 mm - Versione "B"

MULTI-BASE 17° H 4.0 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 17° H 4.0 mm - Versione "B"

Titanio grado 5

-

AN1182

AN1183

AN1184

AN1185

AN1714

AN1715

AN1716

AN1717

AN1714

AN1715

AN1716

AN1717



MULTI-BASE 30° H 3.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 30° H 3.5 mm - Versione "B"

MULTI-BASE 30° H 4.5 mm - Versione "A"

MULTI-BASE 30° H 4.5 mm - Versione "B"

Titanio grado 5

-

AN1718

AN1719

AN1299

AN1300

AN1289

AN1290

AN1291

AN1292

AN1289

AN1290

AN1291

AN1292



VITE MULTI-BASE ANGOLATO

Titanio grado 5

-

AN1689

AN1689

AN1689

COMPONENTI MULTIBASE - DESIGN STRAUMANN®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO MULTIBASE AN5779
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL MULTIBASE AN1297
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY MULTIBASE AN1690
VITE TRANSFER MULTIBASE AN2781
Titanio grado 5



VITE COPERTURA MULTIBASE H4 AN1708
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA MULTIBASE AN5286
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR MULTIBASE AN5285
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN1330
DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5733
DUAL SISTEM MULTIBASE NON ROTANTE 9.0mm AN5738
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



VITE DUAL SISTEM MULTIBASE H8 AN5939



CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



COMBY CHROME MULTIBASE AN1341
COMBY CHROME 360° MULTIBASE AN5853
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE MULTIBASE AN1524
CALCINABILE 360° MULTIBASE AN5580
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY MULTIBASE SCAN1084
MICROVITE MULTIBASE H6 AN5727
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY MULTIBASE SHORT H9 SCAN1114
MICROVITE MULTIBASE H4 AN5726
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727

KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA TITANIO MULTIBASE AN2774
Titanio grado 5



MONCONE MULTIBASE 360° AN4852
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE PROVVISORIO MULTIBASE AN1066
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz


STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICRO-VITE CONICA (ORIGINALE) AN5855
MICRO-VITE MULTIBASE AN5595
MICRO-VITE D.I.S. e (Esagono) MULTIBASE AN1875
MICRO-VITE D.I.S. t (Torx) MULTIBASE AN1884
Titanio grado 5



DRIVER MULTIBASE CORTO ST1040
DRIVER MULTIBASE MEDIO ST1050
DRIVER MULTIBASE LUNGO ST1060
Acciaio



MICROVITI MULTIBASE
2.0 mm AN5595
4.0 mm AN5726
6.0 mm AN5727
12.0 mm AN2781
24.0 mm AN2782
Titanio grado 5



ADATTATORE CRICCHETTO MULTIBASE ST1007
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

ITI®, Straumann®, Bone Level® sono marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

ETK Serie

Compatibile **LYRA ETK®**
Naturail®
Naturactis®
iBone®



	Ø3.0	Ø3.5/4.0	M.U.A.
	N. cm 15	N. cm 20	N. cm 15
	M 1.4	M 1.6	M 1.4
	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm



ANALOGO

Acciaio

A. TRANSFER OPEN TRAY

B. TRANSFER CLOSED TRAY

C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.0

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5

MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE 20° H 2.5 mm - P.E. 5.5

MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE 20° H 3.5 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5

MONCONE DI GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 3.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5

MONCONE DI GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER CLOSED TRAY

VITE D.I.S. TORX

VITE D.I.S. ESA

Titanio grado 5

IMPIANTI
MP - Ø3.0

PIATTAFORMA
UNICA

AN1176

AN1177

-

AN3136

AN1181

-

AN1187

-

AN2269

AN1188

AN1121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AN1197

-

-

AN1198

-

-

AN1199

-

-

-

AN5529

AN1201

-

AN2953

AN3755

IMPIANTI
EP - Ø 3.6
NP - Ø 4.6
RP - Ø 5.2
WP - Ø 6

PIATTAFORMA
UNICA

AN1373

AN5243

AN5244

AN3136

AN5245

AN5246

AN5247

AN5248

AN5249

AN5250

-

AN5251

AN5252

AN5253

AN5254

AN5255

AN5256

AN5257

AN5258

-

AN5259

AN5260

-

AN5261

AN5262

-

AN5263

AN5264



I-BASE* H 1.0mm
I-BASE* H 2.0mm
I-BASE* H 3.0mm
VITE PROTESICA*
SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5
**ABS



COMBY CHROME ROTANTE
COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**
N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto



CALCINABILE*
CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato
**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5
ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone




INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5
Kit riferimento pag. 151



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm
MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5
Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5
Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE
N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI MP - Ø3.0	IMPIANTI EP - Ø 3.6 NP - Ø 4.6 RP - Ø 5.2 WP - Ø 6
PIATTAFORMA UNICA	PIATTAFORMA UNICA
-	AN5270
-	AN5271
-	AN3678
-	AN5265
-	ST1741 (L)
AN1190	AN5272
AN1189	AN5273
AN3098	AN3098
ST1511	ST1511
AN1963	AN5274
-	AN5275
-	AN5276
AN5526	AN3101
AN1962	AN5277
-	AN5278
-	AN5279
AN5526	AN3098
SCAN S-R	SCAN N-R
SCAN S	SCAN N
SCAN1100	SCAN1102
-	AN2583
-	AN2584
-	AN2585
-	AN2586
-	AN2587
AN3831 (R)	AN3818 (R)
AN3832 (R)	AN3819 (R)
AN3833 (R)	AN3820 (R)
AN3834 (R)	AN3821 (R)
AN3835 (R)	AN3822 (R)
AN3836 (R)	AN3823 (R)
AN3837 (R)	AN3811 (R)
AN3838 (R)	AN3812 (R)
AN3839 (R)	AN3813 (R)
AN3840 (R)	AN3814 (R)
AN3841 (R)	AN3815 (R)
AN3842 (R)	AN3816 (R)
AN3843 (R)	AN3817 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. Dritto H 1.0 mm

M.U.A. Dritto H 2.0 mm

M.U.A. Dritto H 3.0 mm

M.U.A. Dritto H 4.0 mm

M.U.A. Dritto H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A.

Titanio grado 5

IMPIANTI
MP - Ø3.0

PIATTAFORMA
UNICA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IMPIANTI
EP - Ø 3.6
NP - Ø 4.6
RP - Ø 5.2
WP - Ø 6

PIATTAFORMA
UNICA

AN1268

AN1269

AN1270

AN1271

AN1272

AN5280

AN5281

AN5282

AN5283

AN5293

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098
Titanio grado 5



VITE TRANSFER M.U.A. AN1663
Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
Acciaio
Confezione 5pz



VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267
Titanio grado 5



VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239
Titanio grado 5



VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240
Titanio grado 5



TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740
Titanio grado 5



COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE



ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765
Acciaio



CONO MORSE M.U.A. AN5745
Titanio grado 5



IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749
Poliuretano etere chetone



MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747
Titanio grado 5



MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA M.U.A. AN4624
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156
Titanio grado 5



DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732
Titanio grado 5



DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737
Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106
Polimetilmetacrilato



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



COMBY CHROME M.U.A. AN1157
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE M.U.A. AN2099
Polimetilmetacrilato



CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582
Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002
Microvite M.U.A. H6
Titanio grado 5



SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112
Microvite M.U.A. H4
Titanio grado 5



CONNECTION PIN L6 ST1725
Acciaio



CONNECTION PIN L9 ST1726
Acciaio



CONNECTION PIN L12 ST1727
Acciaio



KIT CONNECTION PINS ST1728
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777
Titanio grado 5



MONCONE 360° M.U.A. AN4856
Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 4.0 mm AN5719
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 6.0 mm AN5720
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 8.0 mm AN5721
Titanio grado 5



MICRO-VITE M.U.A. AN1360
Titanio grado 5



MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
Titanio grado 5



MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106
Acciaio



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107
Acciaio



DRIVER M.U.A. ST1001
Acciaio




Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

ETK® è un marchio registrato da LYRA ETK - France.



Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



EV Serie

Compatibile **ASTRATECH®/ Implant System EV®**

	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8	UNI 33°	SMART FIX
	N. cm 20	N. cm 25	N. cm 32	N. cm 15	N. cm 15
	M 1.6	M 1.8	M 2.0	M 1.8	M 1.4
	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm	Es 1.27 mm

	IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
	PIATTAFORMA Ø3.6	PIATTAFORMA Ø4.2	PIATTAFORMA Ø4.8
 ANALOGO Acciaio	AN3648	AN3649	AN3376
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN3630	ANN3631	AN3632
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2159	AN2164	AN2170
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2160	AN2165	AN2171
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN4951	AN4952	AN4953
 VITE PROTESICA	AN3214	AN3215	AN3633
 VITE TRANSFER OPEN TRAY	AN1201	AN1043	AN2004
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN5287	AN5288	AN5289
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN5290	AN5291	AN5292
 I-BASE* H 1.0mm	AN2931	AN2037	AN2039
 I-BASE* H 2.0mm	AN2932	AN2038	AN2045
 VITE PROTESICA*	AN3214	AN3215	AN3633
 SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
 COMBY CHROME ROTANTE	AN5530	AN5531	AN5532
 COMBY CHROME NON ROTANTE	AN5533	AN5534	AN5535
 CALCINABILE COMBY CHROME*	AN3098	AN3098	AN3099
 CALCINABILE 360***	ST1511	ST1511	ST1512
 DUAL SISTEM ROTANTE H 0,75 mm	AN3208	AN3218	AN3627
 DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN3209	AN3219	AN3629
 DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm	AN3638	AN2951	-
 CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3101	AN3102
 DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm	AN3206	AN3216	AN3626
 DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN3207	AN3217	AN3628
 DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm	AN3637	AN3642	-
 CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098	AN3098	AN3099

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE


MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA Ø3.6	PIATTAFORMA Ø4.2	PIATTAFORMA Ø4.8
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1067	SCAN1068	SCAN1069
AN4084 (R)	AN4073 (R)	AN4062 (R)
AN4085 (R)	AN4074 (R)	AN4063 (R)
AN4086 (R)	AN4075 (R)	AN4064 (R)
AN4087 (R)	AN4076 (R)	AN4065 (R)
AN4088 (R)	AN4077 (R)	AN4066 (R)
AN4067 (R)	AN4056 (R)	AN4078 (R)
AN4068 (R)	AN4057 (R)	AN4079 (R)
AN4069 (R)	AN4058 (R)	AN4080 (R)
AN4070 (R)	AN4059 (R)	AN4081 (R)
AN4071 (R)	AN4060 (R)	AN4082 (R)
AN4072 (R)	AN4061 (R)	AN4083 (R)

COMPONENTISTICA U.N.I.



UNI 33° H 2.0 mm

UNI 33° H 3.0 mm

UNI 33° H 4.0 mm

Titanio grado 5



ANALOGO UNI 33°

Acciaio

AN1538



MONCONE PROVVISORIO UNI 33°

AN3647

CANNULA PASSIVAZIONE - Confezione 5pz

AN2520

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



MONCONE SALDATURA UNI 33°

AN3308

Titanio grado 5



MICROVITE UNI 33°

AN3358

VITE TRANSFER UNI 33°

AN3307

MICROVITE UNI 33° D.I.S. e (Esagono)

AN2149

MICROVITE UNI 33° D.I.S. t (Torx)

AN2152

Titanio grado 5



VITE PROTEZIONE UNI 33°

AN2146

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.6

PIATTAFORMA
Ø3.6

AN3634 (R)

AN3635 (R)

AN3636 (R)

IMPIANTI
Ø4.2

PIATTAFORMA
Ø4.2

AN3639 (R)

AN3640 (R)

AN3641 (R)

IMPIANTI
Ø4.8

PIATTAFORMA
Ø4.8

AN3643 (R)

AN3644 (R)

AN3645 (R)



TRANSFER UNI 33°

Titanio grado 5

AN3646



MONCONE CALCINABILE UNI 33°

Polimetilmetacrilato

AN2083



COMBY CHROME UNI 33°

Lega Cr.Co.

Polimetilmetacrilato

AN2127



I-SCAN UNI 33°

Titanio grado 4

SCAN1081



DUAL SISTEM UNI 33°

AN3414

CALCINABILE UNI 33°

AN3702

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato



VITE CORTA MULTIBASE


AN1723

VITE LUNGA MULTIBASE

AN2776

Titanio grado 5

COMPONENTISTICA S.F. SMARTFIX



MONCONE S.F. DRITTO H 1.5 mm

MONCONE S.F. DRITTO H 2.5 mm

MONCONE S.F. DRITTO H 3.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE S.F. 17° H 2.5 mm

MONCONE S.F. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



MONCONE S.F. 30° H 3.5 mm

MONCONE S.F. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE S.F. ANGOLATA M 1.6

VITE S.F. ANGOLATA M 1.8

VITE S.F. ANGOLATA M 2.0

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.6

PIATTAFORMA
Ø3.6

AN2046

AN2047

AN2048

AN2071 (R)

AN2072 (R)

AN2086 (R)

AN2087 (R)

AN2192

-

-

IMPIANTI
Ø4.2

PIATTAFORMA
Ø4.2

AN2058

AN2059

AN2060

AN2096 (R)

AN2097 (R)

AN2157 (R)

AN2158 (R)

-

AN1720

-

IMPIANTI
Ø4.8

PIATTAFORMA
Ø4.8

AN2061

AN2062

AN2069

-

-

-


-

-

-

AN1359

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO S.F. Acciaio	AN5773		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL S.F. Acciaio	AN1604
	TRANSFER OPEN TRAY S.F. VITE TRANSFER S.F.	AN1722 AN1423		ANALOGO PROTEZIONE S.F. Acciaio	AN2275 Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY S.F. Titanio grado 5	AN5740		COPERTURA IMPRESSION CLOSED TRAY S.F. Polimetilmetacrilato	1268 Confezione 5pz
				VITE COPERTURA S.F. H4 VITE COPERTURA S.F. H6 VITE COPERTURA S.F. H9	AN1258 AN5284 AN5238 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE S.F. Acciaio	AN5765		CONO MORSE S.F. Titanio grado 5	AN5745
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE S.F. Titanio grado 5	AN5747		MONCONE TITANIO CONO MORSE S.F. Titanio grado 5	AN5748
				IMPRESSION COPY MONCONE CONO MORSE S.F. Polietere etere chetone	AN5749

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA S.F. Titanio grado 5	AN4624		MONCONE CONNEKTOR S.F. Titanio grado 5	AN4623
---	--	---------------	---	--	---------------

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM S.F. 4.0mm DUAL SISTEM S.F. 9.0mm DUAL SISTEM S.F. NON ROTANTE 9.0mm Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica	AN1337 AN5736 AN5730		COMBY CHROME S.F. COMBY CHROME 360° S.F. Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx	AN2317 AN5578
	CALCINABILE DUAL SISTEM S.F. 4.0mm CALCINABILE DUAL SISTEM S.F. 9.0mm Polimetilmetacrilato	AN3106 AN5752 Confezione 5pz		CALCINABILE S.F. CALCINABILE 360° S.F. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx	AN1216 AN5586
	INTRAORAL SCANBODY S.F. MICROVITE S.F. H6 Titanio grado 5	SCAN1001 AN5743		SCANBODY S.F. SHORT H9.0mm MICROVITE S.F. H4 Titanio grado 5	SCAN1020 AN5742
				CONNECTION PIN L6 CONNECTION PIN L9 CONNECTION PIN L12	ST1725 ST1726 ST1727
				KIT CONNECTION PINS Acciaio	ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA TITANIO S.F. Titanio grado 5	AN2774		MONCONE S.F. 360°* Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx	AN4636
				MONCONE PROVVISORIO S.F. Titanio grado 5	AN1371
				CALCINABILE PASSIVAZIONE Polimetilmetacrilato	AN2520 Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI S.F. 1.0 mm - RIBASSATA 2.0 mm 4.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 14.0 mm 24.0 mm Titanio grado 5	AN5741 AN1274 AN5742 AN5743 AN5744 AN1723 AN2776		MICRO-VITE S.F. MICRO-VITE D.I.S. ESA MICRO-VITE D.I.S. TORX Titanio grado 5	AN1274 AN3290 AN3894
				DRIVER S.F. Acciaio	ST1106
				DRIVER M.U.A. Acciaio	ST1107
				DRIVER S.F. Acciaio	ST1001



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Astra® è un marchio registrato da Dentsply International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

FXSerie

Compatibile **DENTSPLY®/ XIVE®/ FRIALIT®**

Ø3.4

Geass® (KENTRON)
S.I.N.® (strong)

Ø3.8


Geass® (KENTRON)
S.I.N.® (Strong)

Ø4.5

S.I.N.® (Strong)



	Ø3.4	Ø3.8	Ø4.5	MP	M.U.A.
	N. cm 25	N. cm 25	N. cm 25	N. cm 25	N. cm 15
	M1.6	M1.6	M1.6	M1.6	M1.4
	ES 2.2 mm	ES 2.5 mm	ES 2.5 mm	-	-

		IMPIANTI Ø3.4	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.5
		PIATTAFORMA SILVER	PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA BLUE
	ANALOGO	AN1802	AN2032	AN2033
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN2361	AN2362	AN1014
	Titanio grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2363	AN2364	AN1059
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1060	AN1061	AN1063
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1052	AN1053	AN1064
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2014	AN2013	AN2012
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1513	AN1514	AN1522
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1523	AN1525	AN1526
	MONCONE FRESABILE	AN2015	AN2016	AN2017
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° - H 2.0 mm	AN1517	AN1515	AN1520
	MONCONE 15° - H 4.0 mm	AN1518	AN1516	AN1521
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 2.0 mm	AN2298	AN2301	AN2304
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	AN2299	AN2302	AN2305
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN2300	AN2303	AN2306
	Titanio grado 5			
	VITE PROTESICA	AN1351	AN1351	AN1351
	VITE TRANSFER	AN1327	AN1327	AN1327
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3341	AN3341	AN3341
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2191	AN2191	AN2191
	I-BASE* H 0.5 mm	AN3187	AN3185	AN3192
	I-BASE* H 1.5 mm	AN3191	AN3186	AN3193
	I-BASE* H 3.0 mm	AN3676	AN3677	-
	VITE PROTESICA*	AN1351	AN1351	AN1351
	SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)	ST1740 (S)	ST1741 (L)
	*Titanio grado 5			
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2849 (E)	AN2850 (E)	AN2851 (E)
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2852 (E)	AN2853 (E)	AN2854 (E)
	Titanio grado 5			



Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**
N.B. Postponendo ai codici la lettera S (singolo) riceverete il solo moncone

COMPONENTI M.P. MULTI PURPOSE



A. ANALOGO A.D.M. M.P. Ø 3.4/3.8 AN1487
B. ANALOGO ANALOGICO MP Ø 4.5 AN1488
Acciaio



MONCONE PROVVISORIO M.P. Ø 3.4/3.8 AN1361
MONCONE PROVVISORIO MP Ø 4.5 AN1352
CANNULA PASSIVAZIONE - Confezione 5pz AN2520
Titanio grado 5
Polimetilmetacrilato



MONCONE M.U.A. M.P. Ø 3.4/3.8 AN1001
MONCONE M.U.A. MP Ø 4.5 AN1002
Titanio grado 5



MICROVITE M.P. AN1348
MICROVITE D.I.S. M.P. e (Esagono) AN2193
MICROVITE D.I.S. M.P. t (Torx) AN2188
Titanio grado 5



MONCONE CALCINABILE M.P. AN1045
Polimetilmetacrilato




MONCONE SFERA TG/MP
A. H 3.0 mm AN1100
B. H 5.0 mm AN2036
Titanio grado 5



I-SCAN M.P. SCAN1088
Titanio grado 4

COMPONENTI M.U.A.



MONCONE M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
MONCONE M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE M.U.A. 17° H 2.0 mm
MONCONE M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE M.U.A. 30° H 3.0 mm
MONCONE M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO
Titanio grado 5

IMPLANTS Ø3.4	IMPLANTS Ø3.8	IMPLANTS Ø4.5
PLATFORM SILVER	PLATFORM YELLOW	PLATFORM BLUE
AN2034	AN2205	AN2209
AN2035	AN2206	AN2210
AN2203	AN2207	AN2211
AN2204	AN2208	-
AN5046 (R)	AN5050 (R)	AN5054 (R)
AN5047 (R)	AN5051 (R)	AN5055 (R)
AN5048 (R)	AN5052 (R)	AN5056 (R)
AN5049 (R)	AN5053 (R)	AN5057 (R)
AN1143	AN1143	AN1143

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. 360° AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE


	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Ankylos®, Frialit® and XIVE® sono un marchi registrati da Dentsply® International Inc., USA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



GM Serie

Compatibile **NEODENT® Grand Morse**

	Ø3.5	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.6	M 1.4
	TORX 5.0 mm	-

		IMPIANTI Ø3.5
		PIATTAFORMA 3.75 - 4.0 - 4.3 - 5.0 - 6.0 - 7.0
	ANALOGO	AN5151
	Acciaio	
	TRANSFER OPEN TRAY	AN5639
Titanio grado 5		
 	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN5640
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN5641
Titanio grado 5		
 	MONCONE DRITTO FRESABILE H 1.5 mm	AN5642
	MONCONE DRITTO FRESABILE H 3.5 mm	AN5643
Titanio grado 5		
 	MONCONE 15° H 1.5 mm	AN5644
	MONCONE 15° H 3.5 mm	AN5645
Titanio grado 5		
 	MONCONE 25° H 1.5 mm	AN5646
	MONCONE 25° H 3.5 mm	AN5647
Titanio grado 5		
   	VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN5648
	VITE GUARIGIONE H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN5649
	VITE GUARIGIONE H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN5650
	VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 4.5	AN5651
Titanio grado 5		
 	VITE PROTESICA	AN5163
	VITE TRANSFER	AN5654
	VITE D.I.S. e (Esagono)	AN5164
	VITE D.I.S. t (Torx)	AN5165
	VITE CAD-CAM (Original Design)	AN6045
Titanio grado 5		

IMPIANTI Ø3.5
PIATTAFORMA 3.75 - 4.0 - 4.3 - 5.0 - 6.0 - 7.0



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Cromo Cobalto

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360***

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

AN3098

ST1511



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

AN5155

AN5156

AN5157

AN5158

AN3101

AN5159

AN5160

AN5161

AN5162

AN3098



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

SCAN N-R

SCAN N



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

SCAN1103



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA H 1.0 mm

MONCONE SFERA H 2.0 mm

MONCONE SFERA H 3.0 mm

MONCONE SFERA H 4.0 mm

MONCONE SFERA H 5.0 mm

MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

AN5166

AN5167

AN5168

AN5169

AN5170

AN5171



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

AN5172

AN5173

AN5174


AN5175

AN5176

AN5177

AN5178

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm
M.U.A. DRITTO H 2.5 mm
M.U.A. DRITTO H 3.5 mm
M.U.A. DRITTO H 4.5 mm
M.U.A. DRITTO H 5.5 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5

PIATTAFORMA
3.75 - 4.0 - 4.3 - 5.0 - 6.0 - 7.0

AN5655
AN5656
AN5657
AN5658
AN5659



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5

AN5660
AN5661



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5

AN5662
AN5663



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

AN5931

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1603 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1279 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5241 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5242 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---


COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. H4.0mm AN5669 DUAL SISTEM M.U.A. H9.0mm AN5671 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5717 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN5672 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN5668 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5584 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1000 MICROVITE M.U.A. H6 AN5937 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1113 MICROVITE M.U.A. H4 AN5941 Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		3shape exocad dental wings hypsocad open technologies	
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727
			KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN5667 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN5775 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN5666 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1548 4.0 mm AN5941 6.0 mm AN5937 8.0 mm AN5937 12.0 mm AN1119 24.0 mm AN2784 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN5664 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio


15 Ncm Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

I Serie

Compatibile **IDI EVOLUTION®**
Stone / Stone TC / Aries / Aries Due / Tiger / Tiger Due / Short



	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 35	N.cm 15
	M 2.0	M 1.4
	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm

		IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.75 - Ø4.0
		PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
	ANALOGO Acciaio	AN6058	AN3147
	TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	-	AN2405
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN3149
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	-	AN3148
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	-	AN3150
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	-	AN3151
Polimetilmetacrilato			
	MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.2	-	AN2540
Titanio grado 5			
	MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5	-	AN3334
	MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5	-	AN3718
Titanio grado 5			
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.0	-	AN2424
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.0	-	AN2425
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.0	-	AN2426
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN2427
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	AN2428
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0	-	AN2429
Titanio grado 5			
	VITE PROTESICA	AN2321	AN2321
	VITE TRANSFER	AN2403	AN2403
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3717	AN3717
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2182	AN2182
Titanio grado 5			
	I-BASE* H 1.0 mm	-	AN3312
	VITE PROTESICA*	-	AN2321
	SCANBODY FOR BLUECAM**	-	ST1741 (L)
*Titanio grado 5			
**ABS			
	CALCINABILE*	AN3098	AN3098
	CALCINABILE 360°**	ST1511	ST1511
*Polimetilmetacrilato			
**Poliossimetilene			



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.75 - Ø4.0
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0
AN5838	AN4811
AN5839	AN3715
AN3101	AN3101
AN5840	AN3333
AN5841	AN3716
AN3098	AN3098
SCAN N-R	SCAN N-R
SCAN N	SCAN N
SCAN1036	SCAN1036
-	AN4135 (R)
-	AN4136 (R)
-	AN4137 (R)
-	AN4138 (R)
-	AN4139 (R)
-	AN4140 (R)
-	AN4128 (R)
-	AN4129 (R)
-	AN4130 (R)
-	AN4131 (R)
-	AN4132 (R)
-	AN4133 (R)
-	AN4134 (R)
-	AN2320
-	AN2324
-	AN2328
-	AN2322
-	AN2323
-	AN2321

COMPONENTISTICA MULTI UNIT (M.U.)



MULTI UNIT DRITTO H 1.0 mm

MULTI UNIT DRITTO H 2.0 mm

MULTI UNIT DRITTO H 3.0 mm

Titanio grado 5



MULTI UNIT 17° H 2.5 mm

Titanio grado 5



MULTI UNIT 30° H 3.0 mm

Titanio grado 5



VITE MULTI UNIT ANGOLATO



Titanio grado 5

COMPONENTI M.U. - DESIGN IDI EVOLUTION®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO




STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



LESerie

Compatibile **LEONE®**





ANALOGO DIGITALE "A"
Acciaio



ANALOGO DIGITALE "B"
Acciaio



MONCONE FRESABILE CILINDRICO
Titanio grado 5



MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm
Titanio grado 5



MONCONE 15° H 1.5 mm
Titanio grado 5



MONCONE 25° H 1.5 mm
Titanio grado 5



CALCINABILE*
CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato
**Poliossimetilene



DUAL SISTEM H 1.0 mm
DUAL SISTEM H 2.0 mm
CALCINABILE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø4.1/4.8	IMPIANTI Ø4.8*
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.1	PIATTAFORMA Ø4.8
AN1859	AN1860	AN1861 (E)
AN5695	AN5696	-
AN1319	AN1039	AN1370 (E)
AN1868	AN1869	AN1870 (E)
AN2879	AN2880	AN2881 (E)
AN2882	AN2883	AN2884 (E)
AN3101	AN3102	AN3101
ST1511	ST1511	ST1511
AN1876	AN1877	AN1878 (E)
AN2885	AN2886	AN2887 (E)
AN3101	AN3102	AN3101
SCAN S-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN S	SCAN R	SCAN R
SCAN 1037	SCAN 1038	-
AN4141 (R)	AN4144 (R)	-
AN4142 (R)	AN4145 (R)	-
AN4143 (R)	AN4146 (R)	-

LEGENDA - (E) Ad esaurimento

P.E. Profilo di emergenza

H Altezza tras mucosa


R Su richiesta

NOTE LEGALI







Leone® è un marchio registrato da Leone S.P.A. ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

LP Serie

Compatibile **LIFECORE®** / **PRIMACONNEX®**



	Ø 3.4 (SD)	Ø 4.1 (RD)	Ø 5.5 (WD)
	N. cm 30	N. cm 30	N. cm 30
	M1.8	M1.8	M1.8
	Q 1.3	Q 1.3	Q 1.3

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA (SD)	PIATTAFORMA (RD)	PIATTAFORMA (WD)
 ANALOGO Acciaio	AN2365	AN2366	-
 TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE	AN5903	AN5910	-
 TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE	AN5899	AN5905	-
 VITE TRANSFER Titanio grado 5 Poli-Eter-Eter-Chetone	AN5904	AN5904	-
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2368	AN2369	-
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN2019	AN2020	-
 VITE PROTESICA	AN2022	AN2022	-
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229	AN3229	-
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN3923	AN3923	-
 COMBY CHROME ROTANTE	AN2447	AN2445	-
 COMBY CHROME NON ROTANTE Lega Cr.Co. Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360° Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360° N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto	AN2453	AN2446	-
 CALCINABILE*	AN3098	AN3099	-
 CALCINABILE 360°** *Polimetilmetacrilato **Poliossimetilene	ST1511	ST1512	-
 DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.0 mm	AN2371	AN2372	-
 CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3102	-
 DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.0 mm	AN2063	AN2064	-
 CALCINABILE NON ROTANTE Titanio grado 5 ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"	AN3098	AN3099	-
 SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN R-R	-
 SCANBODY NON ROTANTE Poli-Eter-Eter-Chetone	SCAN N	SCAN R	-
 INTRAORAL SCAN Titanio grado 4	SCAN 1039	SCAN 1040	-
 MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4167 (R)	AN4154 (R)	AN4180 (R)
 MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4168 (R)	AN4155 (R)	AN4181 (R)
 MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4169 (R)	AN4156 (R)	AN4182 (R)
 MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4170 (R)	AN4157 (R)	AN4183 (R)
 MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4171 (R)	AN4158 (R)	AN4184 (R)
 MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN	AN4172 (R)	AN4159 (R)	AN4185 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4147 (R)	AN4173 (R)	AN4160 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4148 (R)	AN4174 (R)	AN4161 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4149 (R)	AN4175 (R)	AN4162 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4150 (R)	AN4176 (R)	AN4163 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4151 (R)	AN4177 (R)	AN4164 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4152 (R)	AN4178 (R)	AN4165 (R)
 MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE N.B. Postponendo ai codici la lettera S (singolo) riceverete il solo moncone	AN4153 (R)	AN4179 (R)	AN4166 (R)

LEGENDA - (E) Ad esaurimento **P.E.** Profilo di emergenza **H** Altezza tras mucosa **R** Su richiesta

NOTE LEGALI
PrimaConnex® è un marchio registrato da Lifecore® Biomedical Group.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

MOSerie



Compatibile **MEGAGEN®/ Anyone®**

Dio Implant®
Dentium® (Superline™) & Implantium®
Dentis® (SQ®) (ONE Q®) (S-Clear®)

Biogenesis® (Aticon®)
Chaorum® (PT®)
M2 Implant®



	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm

		IMPIANTI Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0
		PIATTAFORMA Ø3.5 / Ø3.9
	ANALOGO	AN2891
	Acciaio	
	TRANSFER OPEN TRAY	AN2892
	Titanio grado 5	
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2893
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2894
	Titanio grado 5	
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN2895
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	AN2896
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 4.5	AN2897
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.5 mm - P.E. 5.5	AN2898
	Titanio grado 5	
	MONCONE FRESABILE P.E. 4.5	AN2909
	MONCONE FRESABILE P.E. 5.5	AN2910
	MONCONE FRESABILE P.E. 6.5	AN2911
	Titanio grado 5	
	MONCONE 15° H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN2899
	MONCONE 15° H 4.5 mm - P.E. 4.5	AN2900
	Titanio grado 5	
	MONCONE 25° H 2.5 mm - P.E. 4.5	AN2901
	MONCONE 25° H 4.5 mm - P.E. 4.5	AN2902
	Titanio grado 5	
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN2903
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN2904
	VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 4.5	AN2905
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5	AN2906
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.5	AN2907
	VITE GUARIGIONE H 6.0 mm - P.E. 5.5	AN2908
	Titanio grado 5	
	VITE PROTESICA	AN2912
	VITE TRANSFER	AN2913
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN2274
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2312
	Titanio grado 5	
	I-BASE* H 0.75 mm	AN3432
	I-BASE* H 1.5 mm	AN3433
	I-BASE* H 2.5 mm	AN3434
	VITE PROTESICA*	AN2912
SCANBODY FOR BLUECAM**		ST1741 (L)
*Titanio grado 5		
**ABS		



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA
Ø3.5 / Ø3.9

AN2920

AN2921

AN3099

ST1512

AN2914

AN2915

AN2916

AN3102

AN2917

AN2918

AN2919

AN3099

SCAN R-R

SCAN R

SCAN1042

AN3057

AN3125

AN3126

AN3127

AN3128

AN3129

AN4193 (R)

AN4194 (R)

AN4195 (R)

AN4196 (R)

AN4197 (R)

AN4186 (R)

AN4187 (R)

AN4188 (R)


AN4189 (R)

AN4190 (R)

AN4191 (R)

AN4192 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm
M.U.A. DRITTO H 6.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA
Ø3.5 / Ø3.9

AN2316

AN3142

AN3143

AN3144

AN3145

AN3167

AN5536

AN5537

AN5538

AN5540

AN5541

AN3137

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN4762 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



MGSerie

Compatibile **MEGAGEN®/ Anyridge®**

JD Dental Care® - Icon Plus

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.8	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm



ANALOGO
Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE
TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE
VITE TRANSFER
Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone

VITE PROTESICA
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)
Titanio grado 5

CALCINABILE*
CALCINABILE 360°**
*Polimetilmetacrilato
**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE ROTANTE
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm
CALCINABILE NON ROTANTE
Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale
N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx
N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE
SCANBODY NON ROTANTE
Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN
Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm
Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**
N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA
Ø3.5

AN1159

AN5912

AN5911

AN5914

AN2527

AN1186

AN2196

AN3098

ST1511

AN3255

AN3256

AN3257

AN3101

AN2525

AN2526

AN2528

AN3098

SCAN N-R

SCAN N

SCAN1043

AN4206 (R)

AN4207 (R)

AN4208 (R)

AN4209 (R)

AN4210 (R)

AN4199 (R)

AN4200 (R)

AN4201 (R)


AN4202 (R)

AN4203 (R)

AN4204 (R)

AN4205 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm

M.U.A. DRITTO H 2.5 mm

M.U.A. DRITTO H 3.5 mm

M.U.A. DRITTO H 4.5 mm

M.U.A. DRITTO H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI
Ø3.5 Ø4.0 Ø4.5 Ø5.0 Ø5.5 Ø6.0 Ø6.5 Ø7.0 Ø7.5 Ø8.0

PIATTAFORMA
Ø3.5

AN5556

AN5557

AN5558

AN5559

AN5560

AN5550

AN5551

AN5552

AN5553

AN5554

AN5555

AN5618

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio KIT CONNECTION PINS ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO


	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



MSSerie

Compatibile **MIS®** / **SEVEN®** / **M4®**

Ø3.75

AB®
Adin® (OS / S / SWELL)
Alpha-Bio®
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
Bio Horizon Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (Classics)
Cortex® (Interna Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exakort)
Ditron® (MCI-Ultimate)
Edgar (Max-Logic)


Ø3.75

HI-TEC Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (Intra Hex)
Ires® (Shape One B)
Ires® (Tn)
Ires® (IMAX Nhsj)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-Intern)
JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (Bioimplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum / Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic/Short)
Mirrell®
MIS® (Seven-M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (Tuff PRO)
Noris Medical® (Tuff TT)
Noris Medical® (Onyx)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (Light)
Procilique® (Connection Internal)
Resita® (IC / IA / IK)
Ritter®
Southern Implant® (Internal EX)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon® Ø4.5
Dentaltech® (Implogic)
HI-TEC Implant® (Plus Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven-M4)
Trinon® (Q Implant Ø4.5 QZA)

	Ø3.3	Ø3.75/4.2	Ø5.0/6.0	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.6	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm



	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0-Ø6.0
	PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA WIDE
ANALOGO Acciaio	AN2439	AN1169	AN1056
TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	-	AN1824	AN1825
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2166	AN1224	AN1142
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2167	AN1148	AN1098
Titanio grado 5			
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2810	AN1831	AN1833
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2811	AN1832	AN1834
Polimetilmetacrilato			
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 3.8	AN2812	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	-	AN1839	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	-	AN1842	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1840
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	-	AN2595	AN1843
Titanio grado 5			
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 3.8	AN2813	-	-
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5	-	AN1147	AN1095
MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5	-	AN1829	AN1152
Titanio grado 5			
MONCONE 15° H 2.0 mm	AN2814	AN1209	AN1355
Titanio grado 5			
MONCONE 25° H 2.0 mm	-	AN1155	AN1094
Titanio grado 5			
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN2168	AN1845	-
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	-	AN1867	AN1846
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	AN2169	AN1848	-
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	-	AN1853	AN1849
VITE GUARIGIONE H 7.0 mm	AN2197	AN1851	AN1852
Titanio grado 5			
VITE PROTESICA	AN2438	AN1075	AN1075
VITE TRANSFER	-	AN1779	AN1779
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3761	AN3229	AN3229
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2397	AN3923	AN3923
Titanio grado 5			
I-BASE* H 0.5 mm	-	AN3172	AN3309
I-BASE* H 1.5 mm	-	AN3173	AN3310
I-BASE* H 2.5 mm	-	AN3174	AN3311
SCANPOS*	-	AN3175	-
VITE PROTESICA*	-	AN1075	AN1075
SCANBODY FOR BLUECAM**	-	ST1741 (L)	ST1741 (L)
*Titanio grado 5			
**ABS			
BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2604	-
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2603	-
Titanio grado 5			



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm


MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

* i diametri $\varnothing$ 3.75/4.2 possono essere utilizzati nei diametri maggiori $\varnothing$ 5.0/6.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* i diametri $\varnothing$ 3.75/4.2 possono essere utilizzati nei diametri maggiori $\varnothing$ 5.0/6.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

OT-EQUATOR ABUTMENT H 0.5 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 1.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 2.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 3.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 4.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 5.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 6.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0-Ø6.0
PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA WIDE
AN2441	AN1836	AN1838
AN2440	AN1835	AN1837
AN3098	AN3098	AN3099
ST1511	ST1511	ST1512
AN2815	AN1331	AN1353
AN2816	AN2448	AN2457
-	AN2454	AN2458
AN3101	AN3101	AN3102
AN2817	AN1429	AN1430
AN2818	AN2459	AN2819
-	AN2461	AN2820
AN3098	AN3098	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1092	SCAN1004	SCAN1006
-	AN2482	AN2636*
-	AN2483	AN2637*
-	AN2484	AN2638*
-	AN2485	AN2639*
-	AN2486	AN2640*
AN4218 (R)	AN1093 (R)	AN1093* (R)
AN4219 (R)	AN1092 (R)	AN1092* (R)
AN4220 (R)	AN1125 (R)	AN1125* (R)
AN4221 (R)	AN1126 (R)	AN1126* (R)
AN4222 (R)	AN1234 (R)	AN1234* (R)
-	AN5797 (R)	-
AN4211 (R)	AN4230 (R)	AN4223 (R)
AN4212 (R)	AN4231 (R)	AN4224 (R)
AN4213 (R)	AN4232 (R)	AN4225 (R)
AN4214 (R)	AN4233 (R)	AN4226 (R)
AN4215 (R)	AN4234 (R)	AN4227 (R)
AN4216 (R)	AN4235 (R)	AN4228 (R)
AN4217 (R)	AN4236 (R)	AN4229 (R)

COMPONENTI M.U.A. - DESIGN MIS®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



A.D.M.
ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN5818
Acciaio

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN5621
DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5714
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



INTRAORAL SCANBODY M.U. SCAN120
MICROVITE M.U.A. H6 AN5615
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypocad open technologies



COMBY CHROME M.U.A. AN5622
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020
MICROVITE M.U.A. H4 AN5742
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727
KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE
PROVVISORIO M.U.A. AN5623
Titanio grado 5



CALCINABILE
PASSIVAZIONE AN1216
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz




MONCONE
SALDATURA M.U.A. AN5624
Titanio grado 5

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICRO-VITE M.U.A. M1.6 AN5615
Titanio grado 5

COMPONENTISTICA M.U.A. BY ANTEEA



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm
Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm
Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm
Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO
Titanio grado 5

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0-Ø6.0
	PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA WIDE
	-	AN1615	AN1614
	-	AN1616	AN1362
	-	AN1617	AN1856
	-	AN1336	AN1333
	-	AN1536	AN1858
	-	AN1012	-
	-	AN1356	-
	-	AN1013	-
	-	AN1207	-
	-	AN1144	-
	-	AN1334	-
	-	AN1720	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1318 VITE TRANSFER M.U.A. AN1423 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5


COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1332 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5730 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5735 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2327 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1253 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio KIT CONNECTION PINS ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio

NOTE LEGALI

Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

MSCSerie

Compatibile MIS® CI®



	Ø3.3	Ø3.75/4.2	Ø5.0
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.6	M 1.8	M 1.8
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE

TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE

VITE TRANSFER

Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone

VITE PROTESICA

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

	IMPIANTI Ø3.30	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.2	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA NARROW	PIATTAFORMA STANDARD	PIATTAFORMA REGULAR
ANALOGO	AN4745	AN4738	AN4752
TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE	AN5924	AN5974	AN5999
TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE	AN5923	AN5948	AN5990
VITE TRANSFER	AN5942	AN5989	AN6000
VITE PROTESICA	AN1754	AN1755	AN1756
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3758	AN3759	AN3759
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4808	AN4809	AN4810
CALCINABILE*	AN5526	AN3098	AN3100
CALCINABILE 360°**	ST1511	ST1511	ST1513
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN4746	AN5619	AN4760
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN4747	AN4740	AN4761
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm	AN4748	AN4741	AN4762
CALCINABILE ROTANTE	AN5526	AN3101	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm	AN4749	AN4742	AN4763
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN4750	AN4743	AN4764
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN4751	AN4744	AN4765
CALCINABILE NON ROTANTE	AN5526	AN3098	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN S	SCAN N	SCAN W
INTRAORAL SCAN	SCAN1072	SCAN1073	SCAN1074
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4766 (R)	AN4785 (R)	AN4772 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4767 (R)	AN4786 (R)	AN4773 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4768 (R)	AN4787 (R)	AN4774 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4769 (R)	AN4788 (R)	AN4775 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4770 (R)	AN4789 (R)	AN4776 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN4771 (R)	AN4790 (R)	AN4777 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4778 (R)	AN4798 (R)	AN4791 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4779 (R)	AN4799 (R)	AN4792 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4780 (R)	AN4800 (R)	AN4793 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4781 (R)	AN4801 (R)	AN4794 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4782 (R)	AN4802 (R)	AN4795 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4783 (R)	AN4803 (R)	AN4796 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4784 (R)	AN4804 (R)	AN4797 (R)

LEGENDA - (E) Ad esaurimento

P.E. Profilo di emergenza

H Altezza tras mucosa

R Su richiesta


NOTE LEGALI

Mis® è un marchio registrato da MIS Corporation.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

MSV Serie

Compatibile MIS® V3®



	Ø3.3	Ø3.75/4.2	Ø5.0
	N.cm 20	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.8	M 1.8	M 1.8
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

IMPIANTI
Ø3.9-Ø4.3-Ø5.0

PIATTAFORMA
STANDARD

AN4738

ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE

AN5974

TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE

AN5948

VITE TRANSFER

AN5989

Titanio grado 5

Poli-Eter-Eter-Chetone

VITE PROTESICA

AN1755

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

AN3759

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

AN4809

Titanio grado 5

CALCINABILE*

AN3098

CALCINABILE 360***

ST1511

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

AN5619

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5 mm

AN4740

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm

AN4741

CALCINABILE ROTANTE

AN3101

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

AN4742

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5 mm

AN4743

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm

AN4744

CALCINABILE NON ROTANTE

AN3098

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCAN N-R

SCANBODY NON ROTANTE

SCAN N

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

SCAN1073

Titanio grado 4

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

AN4785 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

AN4786 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

AN4787 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

AN4788 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

AN4789 (R)

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

AN4790 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

AN4798 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

AN4799 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

AN4800 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

AN4801 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

AN4802 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

AN4803 (R)

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

AN4804 (R)

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

NSerie

Compatibile **NOBEL ACTIVE® Replace CC®/ Parallel®**

Ø3.5 (NP)



Implant Direct® (Internal active)
Itech® (Expert)
Itech® (Immex logic)
Dering® (Dynamic)
Dering® (Singular)
Adin® (Close Fit)

Ø4.3/5.0 (RP)

Adin® (Close Fit)



	Ø3.0	Ø3.5 (NP)	Ø4.3/5.0 (RP)	Ø5.5 (WP)	M.U.A.
	N.cm 15	N.cm 25	N.cm 35	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.4	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm

	IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
	PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
 ANALOGO Acciaio	AN2955	AN1882	AN1883	AN2956
 TRANSFER OPEN TRAY CORTO	-	AN1885	AN1886	AN1887
 TRANSFER OPEN TRAY LUNGO Titanio grado 5	AN1888	AN5790	AN5791	-
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2957	AN1889	AN1893	AN2958
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN1891	AN1896	-
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm	AN3278	AN1890	AN1894	-
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 3.0 mm Titanio grado 5	-	AN1892	AN1895	-
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2965	AN1897	AN1899	AN2966
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN2967	AN1898	AN1900	AN2968
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.8	AN2959	AN1905	-	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	-	AN1907	AN2960
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.8	-	AN1906	-	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5 Titanio grado 5	-	-	AN1908	-
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN2963	AN1909	AN1911	AN2964
 MONCONE 15° H 4.0 mm Titanio grado 5	-	AN1910	AN1912	-
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN2969	AN1913	AN1915	-
 MONCONE 25° H 4.0 mm Titanio grado 5	-	AN1914	AN1916	-
 VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	AN2970	AN1917	AN1920	AN2973
 VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN2971	AN1918	AN1921	AN2974
 VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 7.0 mm Titanio grado 5	AN2972	AN1919	AN1922	AN2975
 VITE PROTESICA	AN2976	AN1546	AN1545	AN1545
 VITE TRANSFER CORTO	-	AN2263	AN2264	AN2264
 VITE TRANSFER LUNGO	AN2977	AN5816	AN5817	-
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3280	AN3245	AN3244	AN3244
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN2391	AN3863	AN3864	AN3864
 I-BASE* H 0.5 mm	-	AN3247	AN3243	-
 I-BASE* H 1.5 mm	-	AN3248	AN3242	-
 I-BASE* H 2.5 mm	-	AN3249	AN3241	-
 I-BASE* H 3.5 mm	-	AN3251	AN3240	-
 SCANPOS*	-	AN4289	AN4290	-
 VITE PROTESICA*	-	AN1546	AN1545	-
 SCANBODY FOR BLUECAM**	-	ST1741 (L)	ST1741 (L)	-

*Titanio grado 5

**ABS



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°
N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.75

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.5

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5

DUAL SISTEM ROTANTE H 5.0

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.75

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.5

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 5.0

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"

SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
AN2984	AN1901	AN1903	AN2986
AN2985	AN1902	AN1904	AN2987
AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1511	ST1512	ST1513
-	AN2387	AN2381	-
AN2978	AN1533	AN1972	AN2982
-	AN2980	AN2981	-
-	AN5705	AN5709	-
-	AN5706	AN5710	-
AN5526	AN3101	AN3102	AN3103
-	AN2389	AN2382	-
AN2979	AN1468	AN1543	AN2983
-	AN2473	AN2472	-
-	AN5707	AN5711	-
-	AN5708	AN5712	-
AN5526	AN3098	AN3099	AN3100
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN S	SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1044	SCAN1007	SCAN1008	SCAN1045
-	AN2988	AN2993	-
-	AN2989	AN2994	-
-	AN2990	AN2995	-
-	AN2991	AN2996	-
-	AN2992	AN2997	-
-	AN3108	AN3109	-
AN4270 (R)	AN4283 (R)	AN4257 (R)	AN4244 (R)
AN4271 (R)	AN4284 (R)	AN4258 (R)	AN4245 (R)
AN4272 (R)	AN4285 (R)	AN4259 (R)	AN4246 (R)
AN 4273 (R)	AN 4286 (R)	AN 4260 (R)	AN 4247 (R)
AN4274 (R)	AN4287 (R)	AN4261 (R)	AN4248 (R)
AN4275 (R)	AN4288 (R)	AN4262 (R)	AN4249 (R)
AN4237 (R)	AN4250 (R)	AN4276 (R)	AN4263 (R)
AN4238 (R)	AN4251 (R)	AN4277 (R)	AN4264 (R)
AN42739 (R)	AN4252 (R)	AN4278 (R)	AN4265 (R)
AN 4240 (R)	AN 4253 (R)	AN 4279 (R)	AN 4266 (R)
AN4241 (R)	AN4254 (R)	AN4280 (R)	AN4267 (R)
AN4242 (R)	AN4255 (R)	AN4281 (R)	AN4268 (R)
AN4243 (R)	AN4256 (R)	AN4282 (R)	AN4269 (R)




SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.5 mm

M.U.A. DRITTO H 2.5 mm

M.U.A. DRITTO H 3.5 mm

M.U.A. DRITTO H 4.5 mm

M.U.A. DRITTO H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm

M.U.A. 17° H 3.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm

M.U.A. 30° H 4.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.0	IMPIANTI Ø3.5-Ø3.75	IMPIANTI Ø4.3-Ø5.0	IMPIANTI Ø5.5
PIATTAFORMA Ø3.0	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
-	AN2088	AN2092	AN2998
-	AN2089	AN2093	AN2999
-	AN2090	AN2094	AN2385
-	AN2091	AN2095	-
-	AN2383	AN2384	-
-	-	-	-
-	AN2084	AN2081	-
-	AN2085	AN2082	-
-	-	-	-
-	AN2189	AN2186	-
-	AN2190	AN2187	-
-	-	-	-
-	AN2261	AN2262	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1603 VITE TRANSFER M.U.A. AN1119 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1279 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5241 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5242 Titanio grado 5



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1105 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5731 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5736 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2029 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1602 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1000 MICROVITE M.U.A. H6 AN5937 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 AN1113 MICROVITE M.U.A. H4 AN5941 Titanio grado 5
	CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727		KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO


	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2783 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4854 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1601 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1548 4.0 mm AN5941 6.0 mm AN5937 8.0 mm AN5729 12.0 mm AN1119 24.0 mm AN2784 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1548 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio




Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**




NESerie

Compatibile **NEOSS®/ PROACTIVE®**

	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 35	N.cm 15
	M 2.0	M 1.4
	TORX 5.5 mm	TORX 5.5 mm

		IMPIANTI Ø4.0
		PIATTAFORMA Ø4.0
	ANALOGO Acciaio	AN2375
	TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE	AN6002
	TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE	AN6001
	VITE TRANSFER Titanio grado 5 Poli-Eter-Eter-Chetone	AN6003
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2292
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm Titanio grado 5	AN2376
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN2377
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN1633
	MONCONE ANATOMICO DRITTO H 2.0 mm - P.E. 5.5 Titanio grado 5	AN2378
	MONCONE 15° Titanio grado 5	AN1634
	VITE PROTESICA	AN1632
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3717
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN2182
	COMBY CHROME ROTANTE	AN2922
	COMBY CHROME NON ROTANTE	AN2923
	Lega Cr.Co. Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360° Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360° N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto	
	CALCINABILE*	AN3099
	CALCINABILE 360°**	ST1512
	*Polimetilmetacrilato **Poliossimetilene	
	DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN2379
	CALCINABILE ROTANTE	AN3102
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm	AN2374
	CALCINABILE NON ROTANTE Titanio grado 5 ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE. N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"	AN3099

		IMPIANTI Ø4.0
		PIATTAFORMA Ø4.0
	SCANBODY ROTANTE	SCAN R-R
	SCANBODY NON ROTANTE	SCAN R
Poli-Eter-Eter-Chetone		
	INTRAORAL SCAN	SCAN1076
	Titanio grado 4	
 SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE	MONCONE SFERA NORMO H 0.5 mm	AN4298 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN4299 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN4300 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN4301 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN4302 (R)
	MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4303 (R)
Titanio grado 5 Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN		
 SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE	MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4291 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4292 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4293 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4294 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4295 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4296 (R)
	MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4297 (R)
Titanio grado 5 Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE N.B. Postponendo ai codici la lettera S (singolo) riceverete il solo moncone		
	M.U.A. DRITTO H 1.0 mm	AN3112
	M.U.A. DRITTO H 3.0 mm	AN3115
	M.U.A. DRITTO H 4.0 mm	AN5064
	Titanio grado 5	
	M.U.A. 17° H 2.5 mm	AN5060
Titanio grado 5		
	M.U.A. 30° H 3.5 mm	AN5061
Titanio grado 5		
	VITE M.U.A. ANGOLATO	AN5065
Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1603 VITE TRANSFER M.U.A. AN1119 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1279 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5241 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5242 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1105 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5731 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5736 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2029 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1602 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1000 MICROVITE M.U.A. H6 AN5937 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1113 MICROVITE M.U.A. H4 AN5941 Titanio grado 5
	CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727		KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2783 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4854 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1601 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1548 4.0 mm AN5941 6.0 mm AN5937 8.0 mm AN5729 12.0 mm AN1119 24.0 mm AN2784 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1548 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Neoss® è un marchio registrato da Neoss Limited, UK. Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.



O Serie

Compatibile 3I®/ Esagono Esterno®

Ø3.4

3I® (Micro-mini)
AoN® (Cyroth)
AoN® (Karothe)
Atlantis®
Biolock® Ø3.45
Microdent® (Ms)
Minimatic® Ø3.45
Mozo Grau® Ø3.40
Peclab®
Sin® Ø3.4
Southern Implants®
leader medica® Ø 3.4
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)

Ø4.1

AoN® (Cyroth / Karoth)
Avinet®
Branemark® (MK3I)
Biolok®
BTI® (Externa)
BTK® (Konic Ext)
BTK® (Klassic Ext)
Dio® (Ext)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Leader®
Lifecore®
MIS® EX
Mozo Grau® (In-Ext)
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink 2)
Titan Implants® (Maximum)
Resista® (ec)
Resista® (ek)
Resista® (ecmc)
Resista® (short)
Resista® (es genth)
Endopore® (External Hex)
Galimplant® (IPxe)
Dering® (bident)
Dering® (kort)
Leader medica® (TCE)
Leader medica® (TfE)
Leader medica® (short)

Ø5.0

Ace®
Endopore®
GMI® (Phoenix)
Imtec®
Innova®
Leader®
Leather®
MIS® (Ex)
Microdent Universal®
Sin®
Southern Implants®
Sweden&Martina® (Outlink)
Resista® Ø5.0
Leader medica® Ø5.0
BTK® (Ext Ø5.0)
Geass® (Hexa)
Geass® (Way Venezia)
Galimplant® (IPxe)

	Ø3.4	Ø4.1	Ø5.0	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 2.0	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm



ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

TRANSFER CLOSED TRAY

UNIVERSAL IMPRESSION CAP*

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE SALDATURA

Acciaio

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm

MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE

MONCONE FRESABILE ANGOLATO 25°

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm

MONCONE 15° H 4.0 mm

Titanio grado 5

MONCONE 25° H 2.0 mm

MONCONE 25° H 4.0 mm

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.1

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 6.0

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.1

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 6.0

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.1

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 6.0

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.1

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0

VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 6.0

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

	IMPIANTI Ø3.25	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.0	IMPIANTI Ø5.0
	PLATFORM Ø3.4	PLATFORM Ø4.1	PLATFORM Ø5.0
AN1139		AN1539	AN1140
AN1664		AN1228	AN1666
-		AN2789	-
-		AN3136	-
AN1667		AN2100	AN1669
-		AN2103	-
AN1668		AN2102	AN1670
-		AN2104	-
AN3179		AN3180	AN3181
AN1671		AN1302	AN1672
AN1673		AN2057	AN1674
AN2790		AN2107	AN1803
AN1677		AN1620	AN1679
AN2791		AN2106	AN2290
AN1678		AN1621	AN1680
AN1681		AN1561	AN1682
-		AN1721	-
AN1683		AN2110	AN1685
AN1684		AN2111	AN1686
AN2792		AN2112	-
AN2793		AN2113	-
AN1599		-	-
AN2874		AN2870	-
-		AN1595	-
-		-	AN1597
AN1608		-	-
AN2875		AN2871	-
-		AN1622	-
-		-	AN2877
AN1600		-	-
AN2876		AN2872	-
-		AN1596	-
-		-	AN1598
-		-	-
-		AN2873	-
-		AN2018	-
-		-	AN2878
AN1422		AN1422	AN1422
AN1068		AN1068	AN1068
AN3210		AN3210	AN3210
AN4304		AN4304	AN4304



I-BASE* H 0.5 mm

I-BASE* H 1.5 mm

I-BASE* H 2.5 mm

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS



BASE "FOR PRESS" ROTANTE

BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.25	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.0	IMPIANTI Ø5.0
PLATFORM Ø3.4	PLATFORM Ø4.1	PLATFORM Ø5.0
AN3320	AN3673	AN5700
AN3321	AN3674	-
-	AN3675	-
AN1422	AN1422	AN1422
ST1741 (L)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
-	-	-
-	AN2807	-
AN1675	AN2105	AN1676
AN1170	AN2162	AN1171
AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1513
AN1957	AN1958	AN1959
AN2794	AN2796	AN2798
AN2795	AN2797	AN2799
AN3101	AN3102	AN3103
AN1541	AN1004	AN1542
AN2800	AN2802	AN2804
AN2801	AN2803	AN2805
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1021	SCAN1046	SCAN1047
AN2568	AN2552	AN2552*
AN2569	AN2553	AN2553*
AN2570	AN2554	AN2554*
AN2571	AN2555	AN2555*
AN2572	AN2556	AN2556*
AN3084	AN2541	AN4312
AN3085	AN2542	AN4313
AN3086	AN2543	AN4314
AN3087	AN2544	AN4315
AN3088	AN2545	AN4316
AN4318 (R)	AN4306 (R)	AN4325 (R)
AN4319 (R)	AN4307 (R)	AN4326 (R)
AN4320 (R)	AN4308 (R)	AN4327 (R)
AN4321 (R)	AN4309 (R)	AN4328 (R)
AN4322 (R)	AN4310 (R)	AN4329 (R)
AN4323 (R)	AN4311 (R)	AN4330 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm
M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching

IMPIANTI Ø3.25	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.0	IMPIANTI Ø5.0
PLATFORM Ø3.4	PLATFORM Ø4.1	PLATFORM Ø5.0
AN1687	AN1590	AN1605
AN1688	AN1591	AN1606
AN1283	AN1592	AN1295
AN1284	AN1593	AN1296
-	AN2147	AN2147*
-	AN2148	AN2148*
-	AN2150	AN2150*
-	AN2151	AN2151*
-	AN1163	AN1163*

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

OSSTEM è un marchio registrato da OSSTEM IMPLANT CO., LTD.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

OSSerie

Compatibile OSSTEM®
TSII®/ TSIII®/ TSIII ULTRA WIDE®/ TSIV®

Ø3.5

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)

Ø4.0

Hiossen® (ET II - ET III NH - ET III SA)
Shinhung® (Luna)
Shinhung® (Luna-S)



	Ø3.5	Ø4.0	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.6	M 2.0	M 1.4
	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm	ES 1.20 mm



ANALOGO

Acciaio

TRANSFER OPEN TRAY

TRANSFER CLOSED TRAY

Titanio grado 5

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

Titanio grado 5

MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato

MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5

MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5

Titanio grado 5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 4.5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 5.5

MONCONE FRESABILE CILINDRICO P.E. 7.0

Titanio grado 5

MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.0

MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.0

Titanio grado 5

MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.0

MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 4.0

MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.0

Titanio grado 5

VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm

VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm

VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 7.0 mm

Titanio grado 5

VITE PROTESICA

VITE TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER CLOSED TRAY

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5

I-BASE* H 0.75 mm

I-BASE* H 1.5 mm

I-BASE* H 2.5 mm

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS

IMPIANTI
Ø3.5

PIATTAFORMA
MINI

AN3000

AN3002

AN4667

AN3004

AN3006

AN3008

AN3010

AN3012

AN3014

AN3016

AN3018

-

AN3020

-

AN3023

-

AN3026

-

AN3028

-

AN2421

AN2422

AN3030

AN2418

AN3034

AN4678

AN3277

AN1137

AN1192

AN1193

AN1194

AN2418

ST1741 (L)

IMPIANTI
Ø4.0

PIATTAFORMA
REGULAR

AN3001

AN3003

AN4668

AN3005

AN3007

AN3009

AN3011

AN3013

AN3015

AN3017

AN3019

AN3141

-

AN3021

-

AN3024

-

AN3027

-

AN3029

AN3031

AN3032

AN3033

AN2419

AN3035

AN4679

AN3342

AN3281

AN3350

AN3351

AN3352

AN2419

ST1741 (L)



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**


N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0
PIATTAFORMA MINI	PIATTAFORMA REGULAR
AN3048	AN3049
AN3050	AN3051
AN3098	AN3098
ST1511	ST1511
AN3036	AN3037
AN3038	AN3039
AN3040	AN3041
AN3101	AN3101
AN3042	AN3043
AN3044	AN3045
AN3046	AN3047
AN3098	AN3098
SCAN N-R	SCAN N-R
SCAN N	SCAN N
SCAN1048	SCAN1049
AN3052	AN3057
AN3053	AN3125
AN3054	AN3126
AN3055	AN3127
AN3056	AN3128
AN3124	AN3129
AN4333 (R)	AN4346 (R)
AN4334 (R)	AN4347 (R)
AN4335 (R)	AN4348 (R)
AN4336 (R)	AN4349 (R)
AN4337 (R)	AN4350 (R)
AN4338 (R)	AN4351 (R)
AN4352 (R)	AN4339 (R)
AN4353 (R)	AN4340 (R)
AN4354 (R)	AN4341 (R)
AN4355 (R)	AN4342 (R)
AN4356 (R)	AN4343 (R)
AN4357 (R)	AN4344 (R)
AN4358 (R)	AN4345 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm
M.U.A. DRITTO H 6.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0
PIATTAFORMA MINI	PIATTAFORMA REGULAR
AN3058	AN2316
AN3059	AN3142
AN3060	AN3143
AN3061	AN3144
AN3062	AN3145
-	AN3167
AN3063	AN3065
AN3064	AN3066
-	AN3168
AN3067	AN3069
AN3068	AN3070
-	AN3169
AN2420	AN3137

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240 Titanio grado 5



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN1157 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN2099 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002 MICROVITE M.U.A. H6 AN5720 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112 MICROVITE M.U.A. H4 AN5719 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio Confezione 4pz
			KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2777 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4856 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN2101 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360 4.0 mm AN5719 6.0 mm AN5720 8.0 mm AN5721 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1360 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



PHSerie
Compatibile **PHIBO®/TSH®**

	S2	S3/S4	S5	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm	ES 1.2 mm

		IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
		PIATTAFORMA S2	PIATTAFORMA S3	PIATTAFORMA S4	PIATTAFORMA S5
	ANALOGO	AN3394	AN3393	AN3393	AN3377
	Acciaio				
	TRANSFER OPEN TRAY	AN3384	AN3381	AN3381	AN1530
	Titanio grado 5				
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1694	AN1629	AN1629	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1531	AN1628	AN1628	-
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN3391	AN3382	AN3382	AN1511
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN3388	AN3383	AN3383	AN1512
	MONCONE DRITTO	AN3386	AN3380	AN3380	-
	Titanio grado 5				
	MONCONE FRESABILE	-	AN1561	AN1561	-
	MONCONE FRESABILE ANGOLATO 25°	-	AN1721	AN1721	-
	MONCONE 15° H 2.0 mm	-	AN2110	AN2110	-
	MONCONE 15° H 4.0 mm	-	AN2111	AN2111	-
	MONCONE 25° H 2.0 mm	-	AN2112	AN2112	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm	-	AN2113	AN2113	-
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN3378	AN1492	AN1492	-
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	AN3379	AN1493	AN1493	AN1495
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1485	AN1494	AN1494	AN1496
	Titanio grado 5				
	VITE PROTESICA	AN3387	AN3389	AN3389	AN3389
	VITE TRANSFER	AN3385	AN3390	AN3390	AN3390
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3228	AN3228	AN3228
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4332	AN4332	AN4332
	Titanio grado 5				



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5

Kit riferimento pag. 151

* i diametri $\varnothing$ 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori $\varnothing$ 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT EQUATOR H 4.0 mm


MONCONE OT EQUATOR H 5.0 mm

Titanio grado 5

Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

COMPONENTI M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm

M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm

M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.6	IMPIANTI Ø4.2	IMPIANTI Ø4.8
PIATTAFORMA S2	PIATTAFORMA S3	PIATTAFORMA S4	PIATTAFORMA S5
AN3098	AN3099	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1512	ST1513
AN1498	AN1958	AN1958	AN1959
AN3101	AN3102	AN3102	AN3103
AN1504	AN1004	AN1004	AN1542
AN3098	AN3099	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN R	SCAN W
SCAN1077	SCAN1078	SCAN1078	SCAN1079
-	AN2552	AN2552	AN2552*
-	AN2553	AN2553	AN2553*
-	AN2554	AN2554	AN2554*
-	AN2555	AN2555	AN2555*
-	AN2556	AN2556	AN2556*
AN3089 (R)	AN3392 (R)	AN3392 (R)	AN3806 (R)
AN3090 (R)	AN3415 (R)	AN3415 (R)	AN3807 (R)
AN3091 (R)	AN3737 (R)	AN3737 (R)	AN3808 (R)
AN3092 (R)	AN3738 (R)	AN3738 (R)	AN3809 (R)
AN3093 (R)	AN3739 (R)	AN3739 (R)	AN3810 (R)
AN3746 (R)	AN3741 (R)	AN3741 (R)	AN3751 (R)
AN3747 (R)	AN3742 (R)	AN3742 (R)	AN3752 (R)
AN3748 (R)	AN3743 (R)	AN3743 (R)	AN3753 (R)
AN3749 (R)	AN3744 (R)	AN3744 (R)	AN3754 (R)

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN2098
Titanio grado 5



VITE TRANSFER M.U.A. AN1663
Titanio grado 5



ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275
Acciaio
Confezione 5pz



VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2267
Titanio grado 5



VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5239
Titanio grado 5



VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5240
Titanio grado 5



TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740
Titanio grado 5



COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE



ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765
Acciaio



CONO MORSE M.U.A. AN5745
Titanio grado 5



IMPRESSION COPY / MONCONO CONO MORSE M.U.A. AN5749
Poliuretano etere chetone



MONCONO SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747
Titanio grado 5



MONCONO TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONO SFERA M.U.A. AN4624
Titanio grado 5



MONCONO CONNEKTOR M.U.A. AN4623
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1156
Titanio grado 5



DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5732
Titanio grado 5



DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5737
Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106
Polimetilmetacrilato



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



COMBY CHROME M.U.A. AN1157
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato



COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE M.U.A. AN2099
Polimetilmetacrilato



CALCINABILE M.U.A. 360° AN5582
Polimetilmetacrilato

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1002
Microvite M.U.A. H6
Titanio grado 5



SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1112
Microvite M.U.A. H4
Titanio grado 5



CONNECTION PIN L6 ST1725
Acciaio



CONNECTION PIN L9 ST1726
Acciaio



CONNECTION PIN L12 ST1727
Acciaio



KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONO SALDATURA M.U.A. AN2777
Titanio grado 5



MONCONO 360° M.U.A. AN4856
Titanio grado 5

Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONO PROVVISORIO M.U.A. AN2101
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI M.U.A. 2.0 mm AN1360
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 4.0 mm AN5719
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 6.0 mm AN5720
Titanio grado 5



MICROVITI M.U.A. 8.0 mm AN5721
Titanio grado 5



MICRO-VITE M.U.A. AN1360
Titanio grado 5



MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
Titanio grado 5



MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106
Acciaio



DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107
Acciaio



DRIVER M.U.A. ST1001
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



RSerie

Compatibile **NOBEL REPLACE®**
Select Tapared®/ Select Straight®


Ø3.5

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

Ø4.3/5.0

Implant Direct® (Trilobe)
Hi Tech® (Vision)
Dering® (Bioneck)

	Ø3.5 (NP)	Ø4.1 (RP)	Ø5.0 (WP)	M.U.A.
	N.cm 20	N.cm 32	N.cm 35	N.cm 15
	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm	TX 5.5 mm

	IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
 ANALOGO Acciaio	AN1409	AN1410	AN1411
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1926	AN1927	AN1928
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1054	AN1929	AN1097
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	AN1930	AN1932	AN1934
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1069	AN1070	AN1071
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm	AN1931	AN1933	AN1935
Titanio grado 5			
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1415	AN1416	AN1417
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1412	AN1413	AN1414
Polimetilmetacrilato			
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1447	AN1449	AN1451
MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1448	AN1450	AN1452
Titanio grado 5			
 MONCONE FRESABILE	AN1942	AN1943	AN1944
Titanio grado 5			
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN1453	AN1455	AN1457
MONCONE 15° H 4.0 mm	AN1454	AN1456	AN1458
Titanio grado 5			
 MONCONE 25° H 2.0 mm	-	AN1948	-
Titanio grado 5			
 VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 3.5	AN3076	-	-
VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 4.3	-	AN3077	-
VITE GUARIGIONE H 1.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN3078
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5	AN1751	-	-
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.3	-	AN1951	-
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1753
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5	AN1752	-	-
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.3	-	AN1952	-
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0	-	-	AN1953
VITE GUARIGIONE H 7.0 mm - P.E. 4.3	-	AN5800	-
Titanio grado 5			
 VITE PROTESICA	AN1923	AN1924	AN1924
VITE TRANSFER	AN1925	AN2265	AN2265
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3274	AN3275	AN3275
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4390	AN4391	AN4391
Titanio grado 5			
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	AN2690	AN2691	-
BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2693	AN2694	-
Titanio grado 5			



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360***

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

PILASTRO SFERA NORMO H 1.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 2.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 3.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 4.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
AN1936	AN1938	AN1940
AN1937	AN1939	AN1941
AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1513
AN1973	AN1974	AN1975
AN2684	AN2685	AN2686
AN3101	AN3102	AN3103
AN1426	AN1427	AN1428
AN2687	AN2688	AN2689
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1050	SCAN 1051	SCAN 1052
AN2696	AN2701	-
AN2697	AN2702	-
AN2698	AN2703	-
AN2699	AN2704	-
AN2700	AN2705	-
AN1994 (R)	AN2198 (R)	AN4371 (R)
AN1995 (R)	AN2199 (R)	AN4372 (R)
AN2003 (R)	AN2200 (R)	AN4373 (R)
AN2066 (R)	AN2201 (R)	AN4374 (R)
AN2067 (R)	AN2202 (R)	AN4375 (R)
AN4376 (R)	AN4364 (R)	AN4383 (R)
AN4377 (R)	AN4365 (R)	AN4384 (R)
AN4378 (R)	AN4366 (R)	AN4385 (R)
AN4379 (R)	AN4367 (R)	AN4386 (R)
AN4380 (R)	AN4368 (R)	AN4387 (R)
AN4381 (R)	AN4369 (R)	AN4388 (R)
AN4382 (R)	AN4370 (R)	AN4389 (R)

COMPONENTI M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm
M.U.A. 17° H 3.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.0 mm
M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.3	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA NP	PIATTAFORMA RP	PIATTAFORMA WP
AN1584	AN1574	AN1096
AN1585	AN1575	AN2079
AN1421	AN1582	AN2080
AN1573	AN1583	-
-	-	-
-	AN2309	-
-	AN2380	-
-	-	-
-	AN2310	-
-	AN2311	-
-	-	-
-	AN1104	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1603 VITE TRANSFER M.U.A. AN1119 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN1279 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5241 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5242 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Polietere etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1105 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5731 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5736 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2029 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1602 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1000 MICROVITE M.U.A. H6 AN5937 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 AN3290 MICROVITE M.U.A. H4 AN3894 Titanio grado 5
	CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727		KIT CONNECTION PINS ST1728 Acciaio Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2783 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4854 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1601 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1548 4.0 mm AN5941 6.0 mm AN5937 8.0 mm AN5729 12.0 mm AN1119 24.0 mm AN2784 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1548 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Brånemark®, Replace® e Active® sono marchi registrati da Nobel Biocare, AB SWEDEN.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

SSerie

Compatibile **STRAUMANN®/ Tissue Level®**

Ø4.8 (RN)


Best Fit® (Oct)
DentalTech® (TR2 / TRW2)
Etk® (Aesthetica)
IBone® G
Geass® (Way Roma)
Geass® (Esedra dual)
Geass® (Way Rock)

Ø4.8 (RN)

Geass® (Way short)
GT-Medical®
Hightech® (Tite-Fit)
I-RES® (slt)
Implant Direct® (Swish)
Megagen® (Ex Feel Internal)
Mis® (Mistral)

Ø4.8 (RN)

Osstem® (SS Line)
Proclinic® (Octa)
Sweden & Martina® (Stark)
Titan® (T-C)
Zimmer® (Swiss Plus)
Sympla® (sy tissue)
Endopore® (Internal connection tc)



	Ø3.5 (NCC)	Ø3.5 (RN)	Ø6.5 (WN)	OCTA
	N.cm 20	N.cm 20	N.cm 30	N.cm 30
	M 1.6	M 2.0	M 2.0	M 2.0
	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm



ANALOGO ADM

Acciaio

IMPIANTI
Ø3.5

PIATTAFORMA
NNC

AN1726

IMPIANTI
Ø3.3
Ø4.1
Ø4.8

PIATTAFORMA
RN

AN3305

IMPIANTI
Ø6.5

PIATTAFORMA
WN

AN1727



TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER

Titanio grado 5

AN1730

AN1713

AN1731

AN1771

AN1732

AN1771



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 3.0 mm

VITE PROTESICA

Titanio grado 5

AN1734

-

AN1735

-

AN1768

AN1050

AN1624

AN1467

AN1623

AN1770

AN1736

-

AN1737

-

AN1770



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

VITE PROTESICA

Polimetilmetacrilato

AN1738

AN1739

AN1768

AN1347

AN1072

AN1486

AN1740

AN1741

AN1486



FIG. 1

FIG. 2

FIG.1 MONCONE DRITTO ESTETICO

FIG.2 RICAMBIO CUFFIA CALCINABILE (5pz)

VITE PROTESICA

VITE D.I.S.

Titanio grado 5

Polimetilmetacrilato

-

-

-

-

AN1469

AN1484

AN1303

AN3253

AN1748

AN1237

AN1303

AN3253



FIG. 1

FIG. 2

FIG.1 MONCONE FRESABILE

FIG.2 COMPONENTE PIENO 6° H 5.5 mm

FIG.2 COMPONENTE PIENO 6° H 7.0 mm

VITE PRIMARIA

Titanio grado 5

AN1749

-

-

AN1768

AN1305

AN1304

AN1238

AN1486

AN1750

-

-

AN1486



Tipo A

Tipo B

MONCONE 15° TIPO "A"

MONCONE 15° TIPO "B"

VITE PROTESICA

Titanio grado 5

AN2765

AN2766

AN1768

AN1028

AN1286

AN1303

AN2767

AN2768

AN1303



Tipo A

Tipo B

MONCONE 20° TIPO "A"

MONCONE 20° TIPO "B"

VITE PROTESICA

Titanio grado 5

-

-

-

AN1046

AN1285

AN1303

-

-

-



VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 7.0

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 7.0

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 7.0

VITE GUARIGIONE H 5.5 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5

AN2444

-

-

-

AN1764

-

-

AN2443

-

-

-

AN1760

AN1761

-

-

AN1762

-

-

AN1763

-

AN2266

-

-

-

AN1765

-

-

AN1766

-

-

AN1767

-



I-BASE* H 0.75 mm

I-BASE* H 1.5 mm

I-BASE* H 2.5 mm

VITE PROTESICA*

SCANBODY FOR BLUECAM**

*Titanio grado 5

**ABS

AN4814

-

-

AN1768

ST1741 (L)

AN4812

-

-

AN1486

ST1741 (L)

AN4813

-

-

AN1486

ST1741 (L)



VITE PROTESICA CONICA NON ROTANTE

VITE CAD-CAM ROTANTE

VITE D.I.S. e (Esagono) ROTANTE

VITE D.I.S. e (Esagono) CONICA NON ROTANTE

VITE D.I.S. t (Torx) ROTANTE

VITE D.I.S. t (Torx) CONICA NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

VITE PROTESICA COMBY CHROME NON ROTANTE

VITE PROTESICA COMBY CHROME ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

VITE SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNEKTOR H 0.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



MONCONE SFERA H 0.0 mm

MONCONE SFERA H 1.0 mm

MONCONE SFERA H 2.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* i diametri Ø 4.8 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 6.5 creando platform switching



MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.3 Ø4.1 Ø4.8	IMPIANTI Ø6.5
PIATTAFORMA NNC	PIATTAFORMA RN	PIATTAFORMA WN
AN1768	AN1486	AN1486
AN1768	AN1770	AN1770
AN1138	AN3252	AN3252
AN1138	AN3221	AN3221
AN4395	AN4815	AN4815
AN4395	AN4396	AN4396
AN1746	AN1745	AN1309
AN2386	AN1744	AN1310
AN1768	AN1486	AN1486
AN1768	AN1770	AN1486
AN3098	AN3099	AN3099
ST1511	ST1512	ST1512
AN1978	AN1102	AN1980
-	AN2770	-
AN3101	AN3102	AN3102
AN1436	AN1117	AN1979
-	AN2771	-
AN3098	AN3099	AN3099
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1053	SCAN1054	SCAN1055
AN1768	AN1486	AN1486
-	AN2557	-
AN2563	AN2558	-
AN2564	AN2559	-
AN2565	AN2560	-
AN2566	AN2561	-
AN2567	AN2562	-
AN4392	AN1120	-
AN4393	AN1267	-
AN4392	AN1099	-
AN4410 (R)	AN4404 (R)	AN4398 (R)
AN4411 (R)	AN4405 (R)	AN4399 (R)
AN4412 (R)	AN4406 (R)	AN4400 (R)
AN4413 (R)	AN4407 (R)	AN4401 (R)
AN4414 (R)	AN4408 (R)	AN4402 (R)
AN4415 (R)	AN4409 (R)	AN4403 (R)

COMPONENTISTICA OCTA



OCTA DRITTO H 0.0 mm
OCTA DRITTO H 1.0 mm
OCTA DRITTO H 2.0 mm
OCTA DRITTO H 3.0 mm
OCTA DRITTO H 4.0 mm
OCTA DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø3.3 Ø4.1 Ø4.8	IMPIANTI Ø6.5
PIATTAFORMA NNC	PIATTAFORMA RN	PIATTAFORMA WN
-	AN1758	AN1759
AN1287*	AN2247	-
-	AN2248	-
AN1701*	AN2249	-
-	AN2250	-
AN1693*	AN2251	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO OCTA DIGITAL MODEL Ø4.8 AN1728
ANALOGO OCTA DIGITAL MODEL Ø6.5 AN1729
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY OCTA Ø4.8 AN1733
VITE TRANSFER OCTA AN2423
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM OCTA 4 Ø4.8 ROTANTE AN1259
DUAL SISTEM OCTA 9 Ø4.8 NON ROTANTE AN5815
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



COMBY CHROME OCTA Ø4.8 AN2388
COMBY CHROME OCTA 360° Ø 4.8 AN4810
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE DUAL SISTEM OCTA 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM OCTA 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



MONCONE CALCINABILE OCTA ROTANTE Ø4.8 AN1743
MONCONE CALCINABILE OCTA NON ROTANTE Ø4.8 AN1742
MONCONE CALCINABILE OCTA ROTANTE Ø6.5 AN3146
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY OCTA SCAN1093
MICROVITE OCTA H6 AN1769
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY OCTA SHORT H9 SCAN1116
MICROVITE OCTA H4 AN1769
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727
KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE OCTA 360° Ø4.8 AN4858
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE PROVVISORIO OCTA ROTANTE Ø4.8 AN1773
MONCONE PROVVISORIO OCTA NON ROTANTE Ø4.8 AN1775
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITE OCTA AN1769
MICROVITE OCTA D.I.S. E (Esagono) AN3226
MICROVITE OCTA D.I.S. T (Torx) AN4397
Titanio grado 5



DRIVER OCTA ST1063
Acciaio




VITE CERATURA OCTA 12.0 mm AN2786
VITE CERATURA OCTA 24.0 mm AN2787
Titanio grado 5



ADATTATORE CRICCHETTO ST1007
Acciaio




Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 30 Ncm.**



SHSerie

Compatibile **SWEDEN® / SHELTA® / PREMIUM® / KOHNO ONE®**

	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0	P.A.D.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
 ANALOGO Acciaio	AN1534	AN1101	AN4416	AN4417
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1778	AN1781	AN4418	AN4419
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1784	AN1786	AN4420	AN4422
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1785	AN1787	AN4421	AN4423
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1350	AN1354	AN4424	AN4426
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1260	AN1246	AN4425	AN4427
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	AN1219	AN1217	-	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1793	AN1795	AN4429	AN4432
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1794	AN1220	AN4430	AN4433
 MONCONE FRESABILE CILINDRICO	AN2122	AN1465	-	-
 MONCONE FRESABILE CONO ROVESCIO	AN2118	AN2119	-	-
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN1830	AN1806	AN4434	AN4435
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN1996	AN1808	AN4436	AN4437
 VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN1810	AN1811	AN4438	AN4441
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN1814	AN1815	AN4439	AN4442
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1818	AN1819	AN4440	AN4443
 VITE PROTESICA	AN1344	AN1344	AN1344	AN1344
 VITE TRANSFER	AN2390	AN2390	AN2390	AN2390
 PROTESICA D.I.S. Esa	AN3227	AN3227	AN3227	AN3227
 PROTESICA D.I.S. Torx	AN4331	AN4331	AN4331	AN4331
 I-BASE* H 0.75 mm	AN3095	AN3094	AN4428	AN4431
 I-BASE* H 1.5 mm	AN5936	AN5694	-	-
 I-BASE* H 2.5 mm	-	-	-	-
 SCANPOS*	AN3264	AN2593	AN2593	AN2593
 VITE PROTESICA*	AN1344	AN1344	AN1344	AN1344
 SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)	ST1740 (S)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2754	-	-
 BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2756	-	-

*Titanio grado 5

**ABS



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone

INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone




SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
COMBY CHROME ROTANTE	AN1312	AN1313	AN4454	-
COMBY CHROME NON ROTANTE	AN1792	AN1425	AN4455	-
CALCINABILE*	AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
CALCINABILE 360°**	ST1511	ST1511	ST1512	ST1513
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm	AN1038	-	-	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm	-	AN1854	AN4444	AN4450
DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm	AN2758	-	-	-
DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm	-	AN2759	AN4445	AN4451
DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm	-	AN2760	AN4446	-
CALCINABILE ROTANTE	AN3101	AN3101	AN3102	AN3103
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm	AN1107	-	-	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm	-	AN1110	AN4447	AN4452
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2471	-	-	-
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm	-	AN2466	AN4448	AN4453
DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN5808	AN2467	AN4449	-
CALCINABILE NON ROTANTE	AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N	SCAN N	SCAN R	SCAN W
INTRAORAL SCAN BODY	SCAN 1011	SCAN 1012	SCAN 1012	SCAN 1012
MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm	AN2714	AN2719	*	*
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm	AN2715	AN2720	*	*
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm	AN2716	AN2721	*	*
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm	AN2717	AN2722	*	*
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm	AN2718	AN2723	*	*
MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm	AN1999 (R)	AN2276 (R)	AN4456 (R)	AN4490 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm	AN2000 (R)	AN2277 (R)	AN4457 (R)	AN4491 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm	AN2001 (R)	AN2278 (R)	AN4458 (R)	AN4492 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm	AN2002 (R)	AN2279 (R)	AN4459 (R)	AN4493 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm	AN4496 (R)	AN4498 (R)	AN4460 (R)	AN4494 (R)
MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm	AN4497 (R)	AN4499 (R)	AN4461 (R)	AN4495 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm	AN4462 (R)	AN4483 (R)	AN4476 (R)	AN4469 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm	AN4463 (R)	AN4484 (R)	AN4477 (R)	AN4470 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm	AN4464 (R)	AN4485 (R)	AN4478 (R)	AN4471 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm	AN4465 (R)	AN4486 (R)	AN4479 (R)	AN4472 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm	AN4466 (R)	AN4487 (R)	AN4480 (R)	AN4473 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm	AN4467 (R)	AN4488 (R)	AN4481 (R)	AN4474 (R)
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm	AN4468 (R)	AN4489 (R)	AN4482 (R)	AN4475 (R)

COMPONENTISTICA P.A.D.



P.A.D. DRITTO H 1.0 mm

P.A.D. DRITTO H 2.0 mm

P.A.D. DRITTO H 3.0 mm

P.A.D. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



P.A.D. 17° H 2.5 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching



P.A.D. 30° H 3.5 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø5.0 possono essere utilizzati nei diametri minori Ø 4.25 creando platform switching




VITE PROTESICA P.A.D.

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2501	AN2491	AN4504	AN4508
AN2502	AN2492	AN4505	AN4509
AN2503	AN2493	AN4506	AN4510
AN2508	AN2509	AN4507	AN4511
AN4500	AN2487	AN4502 (R)	AN4502 (R)*
AN4501	AN2488	AN4503 (R)	AN4503 (R)*
AN2497	AN2497	AN2497	AN2497

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO P.A.D. DIGITAL MODEL AN1252
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY P.A.D. AN1251
VITE TRANSFER P.A.D. AN2126
Titanio grado 5



VITE COPERTURA P.A.D. AN2785
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA P.A.D. AN5237
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR P.A.D. AN5236
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM P.A.D. H4 AN2005
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



COMBY CHROME P.A.D. AN1420
COMBY CHROME P.A.D. 360° AN5577
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE DUAL SISTEM P.A.D. H4 AN5525
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



CALCINABILE P.A.D. AN1215
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY P.A.D. SCAN1085
MICROVITE P.A.D. H6 AN5744
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY P.A.D. SHORT H9 MICROVITE P.A.D. H4 SCAN1117 AN5742
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727
KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA TITANIO P.A.D. AN3139
Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO P.A.D. AN1208
Titanio grado 5




MONCONE P.A.D. 360° AN4859
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI P.A.D.
1.0 mm - RIBASSATA AN5741
2.0 mm AN1274
4.0 mm AN5742
6.0 mm AN5743
8.0 mm AN5744
14.0 mm AN1723
24.0 mm AN2776
Titanio grado 5



MICRO-VITE P.A.D. AN1274
MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



DRIVER P.A.D. CONTRANGOLO ST1004
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Sweden & Martina®, Khono®, Pilot®, Global®, Outlink® sono marchi registrati da Sweden & Martina Spa, ITALIA.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

SKSerie

Compatibile **SWEDEN®** / **PREMIUM®** / **KOHNO®**



	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.25	Ø5.0	P.A.D.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.8	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
 ANALOGO Acciaio	AN1534	AN1101	AN1149	AN1323
 TRANSFER OPEN TRAY Titanio grado 5	AN1778	AN1781	AN1782	AN1783
 MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1784	AN1786	AN1788	AN1790
 MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN1785	AN1787	AN1789	AN1791
 MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1350	AN1354	AN1358	AN1389
 MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN1260	AN1246	AN1339	AN1349
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	AN1219	AN1217	AN1424	-
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1793	AN1795	AN1796	AN1798
 MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1794	AN1220	AN1797	AN1799
 MONCONE FRESABILE CILINDRICO	AN2122	AN1465	AN1477	AN1478
 MONCONE FRESABILE CONO ROVESCIO	AN2118	AN2119	AN2120	AN2121
 MONCONE 15° H 2.0 mm	AN1830	AN1806	AN1807	AN1221
 MONCONE 25° H 2.0 mm	AN1996	AN1808	AN1809	-
 VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN1810	AN1811	AN1812	AN1813
 VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN1814	AN1815	AN1816	AN1817
 VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1818	AN1819	AN1820	AN1821
 VITE PROTESICA	AN1344	AN1344	AN1346	AN1346
 VITE TRANSFER	AN2390	AN2390	AN1780	AN1780
 VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3227	AN3228	AN3228
 VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4331	AN4332	AN4332
 I-BASE* H 0.75 mm	AN3095	AN3094	AN3265	AN3205
 I-BASE* H 1.5 mm	AN5936	AN5694	-	-
 I-BASE* H 2.5 mm	-	-	-	-
 SCANPOS*	AN3264	AN2593	AN3262	AN3263
 VITE PROTESICA*	AN1344	AN1344	AN1345	AN1345
 SCANBODY FOR BLUECAM**	ST1740 (S)	ST1740 (S)	ST1741 (L)	ST1741 (L)
 BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	AN2754 (E)	AN2755 (E)	-
 BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	-	AN2756 (E)	AN2757 (E)	-

*Titanio grado 5

**ABS



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale** e **calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx** e **calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360***

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale**

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx**

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4

MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

MONCONE SFERA H 1.0 mm

MONCONE SFERA H 2.0 mm

MONCONE SFERA H 3.0 mm

MONCONE SFERA H 4.0 mm

MONCONE SFERA H 5.0 mm

MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**


N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
AN1312	AN1313	AN1363	AN1364
AN1792	AN1425	AN2116	AN2117
AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1511	ST1512	ST1513
AN1038	-	-	-
-	AN1854	AN1855	AN1857
AN2758	-	-	-
-	AN2759	AN2761	-
-	AN2760	AN2762	-
AN3101	AN3101	AN3102	AN3103
AN1107	-	-	-
-	AN1110	AN1114	AN1118
AN2471	-	-	-
-	AN2466	AN2468	-
AN5808	AN2467	AN2469	-
AN3098	AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN 1011	SCAN 1012	SCAN 1013	SCAN 1014
AN2714	AN2719	AN2724	AN2729
AN2715	AN2720	AN2725	AN2730
AN2716	AN2721	AN2726	AN2731
AN2717	AN2722	AN2727	AN2732
AN2718	AN2723	AN2728	AN2733
AN1999	AN2276	AN2280	AN2411
AN2000	AN2277	AN2281	AN2412
AN2001	AN2278	AN2282	AN2413
AN2002	AN2279	AN2283	AN2414
AN4496	AN4498	AN4513	AN4511
AN4497	AN4499	AN4514	AN4512
AN4462 (R)	AN4483 (R)	AN4522 (R)	AN4515 (R)
AN4463 (R)	AN4484 (R)	AN4523 (R)	AN4516 (R)
AN4464 (R)	AN4485 (R)	AN4524 (R)	AN4517 (R)
AN4465 (R)	AN4486 (R)	AN4525 (R)	AN4518 (R)
AN4466 (R)	AN4487 (R)	AN4526 (R)	AN4519 (R)
AN4467 (R)	AN4488 (R)	AN4527 (R)	AN4520 (R)
AN4468 (R)	AN4489 (R)	AN4528 (R)	AN4521 (R)

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

COMPONENTISTICA P.A.D.



P.A.D. DRITTO H 1.0 mm

P.A.D. DRITTO H 2.0 mm

P.A.D. DRITTO H 3.0 mm

P.A.D. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



P.A.D. 17° H 2.5 mm

Titanio grado 5



P.A.D. 30° H 3.5 mm

Titanio grado 5



VITE PROTESICA P.A.D.

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø3.8	PIATTAFORMA Ø4.25	PIATTAFORMA Ø5.0
AN2501	AN2491	AN2494	AN2504
AN2502	AN2492	AN2495	AN2505
AN2503	AN2493	AN2496	AN2506
AN2508	AN2509	AN2510	AN2507
AN4500	AN2487	AN2490	-
AN4501	AN2488	AN2489	-
AN2497	AN2497	AN2498	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO P.A.D. DIGITAL MODEL AN1252
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY P.A.D. AN1251
VITE TRANSFER P.A.D. AN2126
Titanio grado 5



VITE COPERTURA P.A.D. AN2785
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA P.A.D. AN5237
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR P.A.D. AN5236
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM P.A.D. H4 AN2005
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



COMBY CHROME P.A.D. AN1420
COMBY CHROME P.A.D. 360° AN5577
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE DUAL SISTEM P.A.D. AN5525
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



CALCINABILE P.A.D. AN1215
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY P.A.D. SCAN1085
MICROVITE P.A.D. H6 AN5744
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY P.A.D. SHORT H9 SCAN1117
MICROVITE P.A.D. H4 AN5742
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727

KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA TITANIO P.A.D. AN3139
Titanio grado 5



MONCONE PROVVISORIO P.A.D. AN1208
Titanio grado 5



MONCONE P.A.D. 360° AN4859
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI P.A.D.
1.0 mm - RIBASSATA AN5741
2.0 mm AN1274
4.0 mm AN5742
6.0 mm AN5743
8.0 mm AN5744
14.0 mm AN1723
24.0 mm AN2776
Titanio grado 5



MICRO-VITE P.A.D. AN1274
MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



DRIVER P.A.D. CONTRANGOLO ST1004
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**



SO Serie

Compatibile **SWEDEN®** / **OUTLINK®** / **SYRA®**

	Ø3.3	Ø4.1	Ø5.0	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 32	N.cm 15
	M 1.8	M 2.0	M 2.0	M 1.4
	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm	ES 1.25 mm

		IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75 / Ø3.8 Ø4.1 / Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
		PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.10	PIATTAFORMA Ø5.0
	ANALOGO	AN2172	AN1539	AN1140
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN2222	AN2223	AN2224
	Titanio grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN2225	AN2227	AN2229
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 3.0 mm	-	AN2231	-
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2226	AN2228	AN2230
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 3.0 mm	-	AN2232	-
	Titanio grado 5			
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1213	AN2233	AN2234
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2235	AN2236	AN2237
	Polimetilmetacrilato			
	MONCONE SALDATURA	-	AN3199	AN3200
	Titanio grado 5			
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.0 mm	-	AN2238	AN2392
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1984	AN2055	AN2240
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm	-	AN2239	AN2393
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 4.0 mm	AN1985	AN2056	AN2241
	Titanio grado 5			
	MONCONE FRESABILE	AN2242	AN2243	AN2244
	MONCONE FRESABILE ANGOLATO 25°	-	AN3163	-
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° H 2.0 mm	-	AN2245	AN2253
	MONCONE 15° H 4.0 mm	-	AN2246	AN2254
	Titanio grado 5			
	MONCONE 25° H 2.0 mm	-	AN2255	-
	MONCONE 25° H 4.0 mm	-	AN2256	-
	Titanio grado 5			
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 3.5	AN5768	-	-
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 4.1	-	AN5755	-
	VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.0	-	AN5759	AN5763
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 3.5	AN5769	-	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.1	-	AN5756	-
	VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.0	-	AN5760	AN5764
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 3.5	AN5770	-	-
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 4.1	-	AN5777	-
	VITE GUARIGIONE H 4.0 mm - P.E. 5.0	-	AN5761	AN5765
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 3.5	AN5771	-	-
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 4.1	-	AN5758	-
	VITE GUARIGIONE H 5.0 mm - P.E. 5.0	-	AN5762	AN5766
	Titanio grado 5			

	IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75 / Ø3.8 Ø4.1 / Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
	PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.10	PIATTAFORMA Ø5.0
	VITE PROTESICA	AN1344	AN1346
	VITE TRANSFER	AN2390	AN1780
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3227	AN3228
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN4331	AN4332
	Titanio grado 5		
	BASE "FOR PRESS" ROTANTE	-	-
	BASE "FOR PRESS" NON ROTANTE	AN2710 (E) AN2712 (E)	-
	Titanio grado 5		
	I-BASE* H 0.75 mm	-	AN3682
	I-BASE* H 1.5 mm	AN3679	-
	I-BASE* H 2.5 mm	AN3680	-
	VITE PROTESICA*	AN3681	-
	SCANBODY FOR BLUECAM L **	AN1346	AN1346
		ST1741 (L)	ST1741 (L)
	*Titanio grado 5		
	**ABS		
	COMBY CHROME ROTANTE	AN2173	AN2174
	COMBY CHROME NON ROTANTE	AN2052	AN2053
	Lega Cr.Co.		
	Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°		
	Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°		
	N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto		
	CALCINABILE*	AN3098	AN3099
	CALCINABILE 360°**	ST1511	ST1512
	*Polimetilmetacrilato		
	**Poliossimetilene		
	DUAL SISTEM ROTANTE H 1.0 mm	AN2176	AN2177
	DUAL SISTEM ROTANTE H 2.0 mm	-	AN2178
	DUAL SISTEM ROTANTE H 3.0 mm	AN2180	-
	CALCINABILE ROTANTE	AN2475	-
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm	AN3101	AN3102
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm	AN2179	AN3103
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN2708	AN2181
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 2.0 mm	-	-
	DUAL SISTEM NON ROTANTE H 3.0 mm	AN2709	-
	CALCINABILE NON ROTANTE	AN2476	-
		AN3098	AN3099
			AN3100
	Titanio grado 5		
	ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.		
	N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera e riceverete vite D.I.S. testa esagonale		
	N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera t riceverete vite D.I.S. testa torx		
	N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"		
	SCANBODY ROTANTE	SCAN N-R	SCAN R-R
	SCANBODY NON ROTANTE	SCAN N	SCAN R
	Poli-Eter-Eter-Chetone		
	INTRAORAL SCAN BODY	SCAN1056	SCAN1057
	Titanio grado 4		
			SCAN1058



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 5.0 creando platform switching



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.75 / Ø3.8 Ø4.1 / Ø4.25	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA Ø3.3	PIATTAFORMA Ø4.10	PIATTAFORMA Ø5.0
-	AN2552	AN2552*
-	AN2553	AN2553*
-	AN2554	AN2554*
-	AN2555	AN2555*
-	AN2556	AN2556*
AN3089	AN2541	AN2541*
AN3090	AN2542	AN2542*
AN3091	AN2543	AN2543*
AN3092	AN2544	AN2544*
AN3093	AN2545	AN2545*
AN3745 (R)	AN4505 (R)	AN4324 (R)
AN3746 (R)	AN4506 (R)	AN4325 (R)
AN3747 (R)	AN4507 (R)	AN4326 (R)
AN3748 (R)	AN4508 (R)	AN4327 (R)
AN3749 (R)	AN4509 (R)	AN4328 (R)
AN3750 (R)	AN4510 (R)	AN4329 (R)
AN3751 (R)	AN4511 (R)	AN4330 (R)

COMPONENTI M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm

M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

M.U.A. DRITTO H 4.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.0 mm

M.U.A. 17° H 3.0 mm

M.U.A. 17° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching



M.U.A. 30° H 3.0 mm

M.U.A. 30° H 4.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching



VITE PROTESICA M.U.A.

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.1 possono essere utilizzati nei diametri Ø 5.0 creando platform switching

-	AN1590	AN1605
-	AN1591	AN1606
-	AN1592	AN1295
-	AN1593	AN1296
-	AN2395	AN2395*
-	AN2396	AN2396*
-	-	-
-	AN2398	AN2398*
-	AN2399	AN2399*
-	AN3233	AN3233

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1318 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---


COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1332 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5730 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5735 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2327 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1253 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5
	CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio		KIT CONNECTION PINS ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio

15 Ncm Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

TSerie

Compatibile THOMMEN®



	Ø3.5	Ø4.0	Ø4.5
	N.cm 15	N.cm 25	N.cm 25
	M 1.4	M 1.6	M 1.6
	QUADRILOBO	QUADRILOBO	QUADRILOBO



ANALOGO

Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY ROTANTE

TRANSFER OPEN TRAY NON ROTANTE

VITE TRANSFER

Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone



MONCONE CALCINABILE ROTANTE

MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE

Polimetilmetacrilato



MONCONE ESTETICO H 0.5 mm

MONCONE ESTETICO H 2.0 mm

Titanio grado 5



MONCONE 20° H 0.5 mm

MONCONE 20° H 3.0 mm

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)

VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Cromo cobalto

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale e calcinabile 360°

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx e calcinabile 360°

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.8 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.8 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0	IMPIANTI Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA GREEN	PIATTAFORMA BLUE	PIATTAFORMA GREY
AN2924	AN2925	AN2926	AN6054
AN6005	AN6008	AN6011	AN6025
AN6004	AN6007	AN6010	AN6026
AN6002	AN6009	AN6009	AN6009
AN2933	AN2934	AN2935	-
AN2936	AN2937	AN2938	-
AN3416	AN3417	AN3418	-
AN3419	AN3420	AN3421	-
AN4537	AN4538	AN4539	-
AN4540	AN4541	AN4542	-
AN3096	AN2942	AN2942	AN2942
AN3756	AN3757	AN3757	AN3757
AN4621	AN4622	AN4622	AN4622
AN2927	AN2928	AN2929	-
AN2954	AN2415	AN2416	-
AN5526	AN3098	AN3099	AN3099
ST1511	ST1511	ST1512	ST1512
AN2943	AN2944	AN2945	AN3463
AN5526	AN3101	AN3102	AN3101
AN2946	AN2947	AN2948	AN3464
AN5526	AN3098	AN3099	AN3099
SCAN S-R	SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN S	SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1059	SCAN1060	SCAN1061	SCAN1129



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

PILASTRO SFERA NORMO H 1.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 2.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 3.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 4.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 5.0 mm

PILASTRO SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm


MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.5	IMPIANTI Ø4.0	IMPIANTI Ø4.5	IMPIANTI Ø5.0
PIATTAFORMA YELLOW	PIATTAFORMA GREEN	PIATTAFORMA BLUE	PIATTAFORMA GREY
AN4582 (R)	AN4608 (R)	AN4595 (R)	AN6052 (R)
AN4583 (R)	AN4609 (R)	AN4596 (R)	AN6053 (R)
AN4584 (R)	AN4610 (R)	AN4597 (R)	AN6054 (R)
AN4585 (R)	AN4611 (R)	AN4598 (R)	AN6055 (R)
AN4586 (R)	AN4612 (R)	AN4599 (R)	AN6056 (R)
AN4587 (R)	AN4613 (R)	AN4600 (R)	AN6057 (R)
AN4601 (R)	AN4588 (R)	AN4514 (R)	AN4614 (R)
AN4602 (R)	AN4589 (R)	AN4515 (R)	AN4615 (R)
AN4603 (R)	AN4590 (R)	AN4516 (R)	AN4616 (R)
AN4604 (R)	AN4591 (R)	AN4517 (R)	AN4617 (R)
AN4605 (R)	AN4592 (R)	AN4518 (R)	AN4618 (R)
AN4606 (R)	AN4593 (R)	AN4519 (R)	AN4619 (R)
AN4607 (R)	AN4594 (R)	AN4520 (R)	AN4620 (R)
AN3164	AN2517	AN2514	
AN3165	AN2518	AN2515	
AN3166	AN2519	AN2516	

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm

M.U.A. DRITTO H 2.0 mm


M.U.A. DRITTO H 3.0 mm

Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE




COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE




COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE




Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

THOMMEN MEDICAL® è un marchio registrato da Thommen Medical AG in Waldenburg, CH4437.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

TXSerie

Compatibile **STRAUMANN / TLX® Nevo® / Element® / Contact®**



	(NT)	(RT)	(TW)	M.U.A.
	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 25	N.cm 15
	M 2.5	M 2.5	M 1.6	M 1.4
	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm	TX 6.0 mm



ANALOGO ADM

Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY

VITE TRANSFER

Titanio grado 5
Poli-Eter-Eter-Chetone



MONCONE PROVVISORIO ROTANTE

MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE

Titanio grado 5



VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 4.0

VITE GUARIGIONE H 1.5 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 2.0 mm - P.E. 7.2

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 3.0 mm - P.E. 7.2

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 4.5

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 5.5

VITE GUARIGIONE H 4.5 mm - P.E. 7.2

VITE GUARIGIONE H 5.5 mm - P.E. 5.5

Titanio grado 5



VITE PROTESICA

VITE D.I.S. e (Esagono)

VITE D.I.S. t (Torx)

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e calcinabile dritto



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 1.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **e** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **t** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

VITE SCAN

Titanio grado 4

IMPIANTI Ø3.75-Ø4.5	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.5	IMPIANTI Ø5.5-Ø6.5
PIATTAFORMA NT	PIATTAFORMA RT	PIATTAFORMA WT
AN6015	AN6016	AN6017
AN6018	AN6019	AN6020
AN6021	AN6021	AN6021
AN6046	AN6048	AN6050
AN6047	AN6049	AN6051
AN5856	-	-
-	AN5859	-
-	AN5860	-
-	-	AN5863
AN5857	-	-
-	AN5861	-
-	-	AN5864
AN5858	-	-
-	AN5862	-
-	-	AN5865
-	-	-
AN5969	AN5969	AN5969
AN5934	AN5934	AN5934
AN5935	AN5935	AN5935
AN5872	AN5873	AN5874
AN5875	AN5876	AN5880
AN3098	AN3099	AN3099
ST1511	ST1512	ST1512
AN5866	AN5867	AN5868
-	-	-
AN3101	AN3102	AN3102
AN5869	AN5870	AN5871
-	-	-
AN3098	AN3099	AN3099
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN R	SCAN R
SCAN1126	SCAN1126	SCAN1126
AN5969	AN5969	AN5969



MONCONE CONNEKTOR H 1.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 2.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 3.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 4.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 5.0 mm
MONCONE CONNEKTOR H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



MONCONE SFERA H 1.0 mm
MONCONE SFERA H 2.0 mm
MONCONE SFERA H 3.0 mm
MONCONE SFERA H 4.0 mm
MONCONE SFERA H 5.0 mm
MONCONE SFERA H 6.0 mm

Titanio grado 5

* i diametri Ø 4.8 possono essere utilizzati nei diametri maggiori Ø 6.5 creando platform switching **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE



MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm
MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

IMPIANTI Ø3.75-Ø4.5	IMPIANTI Ø3.75-Ø4.5	IMPIANTI Ø5.5-Ø6.5
PIATTAFORMA NT	PIATTAFORMA RT	PIATTAFORMA WT
AN5951	AN5957	AN5963
AN5952	AN5958	AN5964
AN5953	AN5959	AN5965
AN5954	AN5960	AN5966
AN5955	AN5961	AN5967
AN5956	AN5962	AN5968
AN5881	AN5889	AN5896
AN5883	AN5890	AN5900
AN5885	AN5891	AN5901
AN5886	AN5892	AN5902
AN5887	AN5893	AN5906
AN5888	AN5894	AN5907
AN5908	AN5919	AN5943
AN5909	AN5920	AN5944
AN5913	AN5921	AN5945
AN5915	AN5922	AN5946
AN5916	AN5925	AN5947
AN5917	AN5926	AN5949
AN5918	AN5927	AN5950
AN5078	AN5078	AN5078*
AN5079	AN5079	AN5079*
AN5080	AN5080	AN5080*
AN5081	AN5081	AN5081*
AN5082	AN5082	AN5082*
AN5083	AN5083	AN5083*
AN5084	AN5084	AN5084*
AN5085	AN5085	AN5085*
AN5086	AN5086	AN5086*
AN5087	AN5087	AN5087*
AN5091	AN5091	AN5091

COMPONENTISTICA OCTA



MULTI-BASE DRITTO H 1.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 2.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 3.5 mm
MULTI-BASE DRITTO H 4.5 mm

Titanio grado 5

* nei diametri WT possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 17° H 2.5 mm
MULTI-BASE 17° H 3.5 mm
MULTI-BASE 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5

* nei diametri WT possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



MULTI-BASE 30° H 3.5 mm
MULTI-BASE 30° H 4.5 mm
MULTI-BASE 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5

* nei diametri WT possono essere utilizzati i diametri minori RB creando platform switching



VITE MULTI-BASE ANGOLATO

Titanio grado 5

COMPONENTI MULTIBASE - DESIGN STRAUMANN®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



ANALOGO ANALOGICO MULTIBASE AN5779
Acciaio



A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL MULTIBASE AN1297
Acciaio



TRANSFER OPEN TRAY MULTIBASE AN2436
VITE TRANSFER MULTIBASE AN2781
Titanio grado 5



VITE COPERTURA MULTIBASE H4 AN1708
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE



MONCONE SFERA MULTIBASE AN5286
Titanio grado 5



MONCONE CONNEKTOR MULTIBASE AN5285
Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN1330
DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5733
DUAL SISTEM MULTIBASE NON ROTANTE 9.0mm AN5738
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



VITE DUAL SISTEM MULTIBASE H8 AN5939
Titanio grado 5



CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 4.0mm AN3106
CALCINABILE DUAL SISTEM MULTIBASE 9.0mm AN5752
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



COMBY CHROME MULTIBASE AN1341
COMBY CHROME 360° MULTIBASE AN5853
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



CALCINABILE MULTIBASE AN1524
CALCINABILE 360° MULTIBASE AN5580
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



INTRAORAL SCANBODY MULTIBASE SCAN1084
MICROVITE MULTIBASE H6 AN5727
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



SCANBODY MULTIBASE SHORT H9 SCAN1114
MICROVITE MULTIBASE H4 AN5726
Titanio grado 5

3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



CONNECTION PIN L6 ST1725
CONNECTION PIN L9 ST1726
CONNECTION PIN L12 ST1727

KIT CONNECTION PINS ST1728
Acciaio
Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO



MONCONE SALDATURA TITANIO MULTIBASE AN2774
Titanio grado 5



MONCONE MULTIBASE 360° AN4852
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**



MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1066
Titanio grado 5



CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz


STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICRO-VITE MULTIBASE AN5595
MICRO-VITE D.I.S. e (Esagono) MULTIBASE AN1875
MICRO-VITE D.I.S. t (Torx) MULTIBASE AN1884
Titanio grado 5



DRIVER MULTIBASE CORTO ST1040
DRIVER MULTIBASE MEDIO ST1050
DRIVER MULTIBASE LUNGO ST1060
Acciaio



MICROVITI MULTIBASE
2.0 mm AN5595
4.0 mm AN5726
6.0 mm AN5727
12.0 mm AN2781
24.0 mm AN2782
Titanio grado 5



ADATTATORE CRICCHETTO MULTIBASE ST1007
Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI


ITI®, Straumann®, Bone Level® TLX® sono marchi registrati da Straumann Holding AG, Svizzera.
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

WXSerie

Compatibile **WINSIX®**



	Ø3.3	Ø3.8	Ø4.5
	N.cm 32	N.cm 32	N.cm 32
	M 2.0	M 2.0	M 2.0
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm

		IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.5
		PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0	PIATTAFORMA Ø4.5
	ANALOGO	AN1091	AN1249	AN1335
	Acciaio			
	TRANSFER OPEN TRAY	AN3079	AN3080	AN3081
	Titanio grado 5			
	MONCONE PROVVISORIO ROTANTE H 1.5 mm	AN1227	AN1231	AN1233
	MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE H 1.5 mm	AN2296	AN2297	AN1236
	Titanio grado 5			
	MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1986	AN1987	AN1988
	MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE	AN2006	AN2007	AN2008
	Polimetilmetacrilato			
	MONCONE ESTETICO DRITTO H 2.0 mm	AN1989	AN1990	AN2212
	Titanio grado 5			
	MONCONE FRESABILE P.E. 4.5	AN2009	-	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 5.0	-	AN2010	-
	MONCONE FRESABILE P.E. 6.0	-	-	AN2011
	Titanio grado 5			
	MONCONE 15° H 2.0 mm	AN2213	AN2214	AN2215
	Titanio grado 5			
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 3.0 mm	-	AN1080	AN1992
	VITE GUARIGIONE ANATOMICA H 5.0 mm	AN1078	AN1081	-
	VITE GUARIGIONE DRITTA H 3.0 mm	AN1322	AN1077	AN1079
	VITE GUARIGIONE DRITTA H 5.0 mm	AN1340	AN2400	AN2401
	Titanio grado 5			
	VITE PROTESICA	AN1242	AN1242	AN1242
	VITE TRANSFER	AN1627	AN1627	AN1627
	VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN4816	AN4816	AN4816
	VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx)	AN2962	AN2962	AN2962
	Titanio grado 5			



COMBY CHROME ROTANTE

COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**
Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE H 0.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE H 0.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN BODY

Titanio grado 4



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ACN**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE OT-EQUATOR H 1.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 2.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 3.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 4.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 5.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 6.0 mm

MONCONE OT-EQUATOR H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø3.3	IMPIANTI Ø3.8	IMPIANTI Ø4.5
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.0	PIATTAFORMA Ø4.5
AN2219	AN2220	AN2221
AN2216	AN2217	AN2218
AN3098	AN3099	AN3099
ST1511	ST1512	ST1512
AN1301	AN1357	AN1065
AN3102	AN3102	AN3102
AN1108	AN1111	AN1115
AN3098	AN3099	AN3099
SCAN N-R	SCAN N-R	SCAN R-R
SCAN N	SCAN N	SCAN R
SCAN1005	SCAN1005	SCAN1005
AN4550 (R)	AN4563 (R)	AN4576 (R)
AN4551 (R)	AN4564 (R)	AN4577 (R)
AN4552 (R)	AN4565 (R)	AN4578 (R)
AN4553 (R)	AN4566 (R)	AN4579 (R)
AN4554 (R)	AN4567 (R)	AN4580 (R)
AN4555 (R)	AN4568 (R)	AN4581 (R)
AN4569 (R)	AN4543 (R)	AN4556 (R)
AN4570 (R)	AN4544 (R)	AN4557 (R)
AN4571 (R)	AN4545 (R)	AN4558 (R)
AN4572 (R)	AN4546 (R)	AN4559 (R)
AN4573 (R)	AN4547 (R)	AN4560 (R)
AN4574 (R)	AN4548 (R)	AN4561 (R)
AN4575 (R)	AN4549 (R)	AN4562 (R)

COMPONENTI M.U.A. - DESIGN WINSIX®

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA



**A.D.M.
ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN5693**
Acciaio

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE



DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5825
Titanio grado 5
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**
Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica



CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. AN3106
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz



INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1128
MICROVITE M.U.A. H6 AN5743
Titanio grado 5
3shape exocad dental wings hypsocad open technologies



COMBY CHROME M.U.A. AN5824
Lega Cr.Co.
Polimetilmetacrilato
Aggiungendo la lettera **e** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa esagonale**
Aggiungendo la lettera **t** ai codici riceverete: **vite D.I.S. Testa torx**

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO




**MONCONE
PROVVISORIO M.U.A. AN5823**
Titanio grado 5



**CALCINABILE
PASSIVAZIONE AN1216**
Polimetilmetacrilato
Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE



MICROVITI VITI M.U.A.
1.0 mm - RIBASSATA AN5741
2.0 mm AN1274
4.0 mm AN5742
6.0 mm AN5743
8.0 mm AN5744
14.0 mm AN1723
24.0 mm AN2776
Titanio grado 5



MICRO-VITE M.U.A. AN1274
MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290
MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894
Titanio grado 5



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Win Six® è un marchio registrato di BioSAF EUROPE
Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

ZSerie

Compatibile **ZIMMER®**

Ø3.5

AB®
Adin® (OS/S/Swell)
Alpha Bio®
AoN® (Cyroth)
AoN® (Karoht)
AoN® (Is-Four)
AoN® (Is-Two)
Avinent® (IC Ø3.5)
Axelmed® (Paradigma)
BioHorizon® Ø3.5
BTK® (INT IR)
Cortex® (CLASSICS)
Cortex® (Internal Ex Dinamix)
Cortex® (Saturn)
Dentaltech® (Implogic)
Dering® (Exacort)
Ditron® (Mci-Ultimate)
Edgar® (Max-Logic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
Intralock® (IntraHex)
Ires® (Shape Oneb)
Ires® (TN)
Ires® (Imax Nhsi)
Ires® (Volution)
Isomed® (E-linterno)
JDCare® (JD Evolution)
JDCare® (JD Evolution Plus+)
Kristal® (BioImplant)
Kristal® (Core V2)
Kristal® (K-Core V2)
Krugg® (Platinum/Gold)
Leader Medica® (Mito)
Medline® (V Core/Classic / Short)
Mirell®
MIS® (Seven-M4)
Noris Medical® (Tuff)
Noris Medical® (TUFF PRO)
Noris Medical® (TUFF TT)
Noris Medical® (ONYX)
Noris Medical® (Cortical Ptericore)
NSI® (LIGHT)
Proclinique® (Connection Internal)
RESITA® (IC / IA / IK)
Ritter®
SouthernImplant® (Internal Ex)
TAG® (Axis-Massif)
Trinon® (Q Implant Ø3.5 QZA)

Ø4.5

Avinent® (IC Ø4.1)
Bio Horizon®
Dentaltech® (Implogic)
Hi-Tec Implant® (Plus-Spark)
Implant Direct® (Legacy)
MIS® (Seven M4)
Triton® (Q Implant Ø4.5 QZA)

Ø5.7

Bio Horizon® Ø 5.7



	Ø3.5	Ø4.5	Ø5.7	M.U.A.
	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 30	N.cm 15
	M 1.72 UNF	M 1.72 UNF	M 1.72 UNF	M 1.4
	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm	ES 1.27 mm



	IMPIANTI Ø3.7-Ø4.1	IMPIANTI Ø4.7	IMPIANTI Ø6.0
	PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
ANALOGO Acciaio	AN1169	AN1056	AN1055
A. TRANSFER OPEN TRAY	AN1824	AN1825	-
B. TRANSFER CLOSED TRAY	AN2602	-	-
C. UNIVERSAL IMPRESSION CAP Titanio grado 5 Polimetilmetacrilato	AN3136	-	-
MONCONE PROVVISORIO ROTANTE - H 1.5 mm	AN1224	AN1142	-
MONCONE PROVVISORIO NON ROTANTE - H 1.5 mm Titanio grado 5	AN1148	AN1098	-
MONCONE CALCINABILE ROTANTE	AN1831	AN1833	AN2109
MONCONE CALCINABILE NON ROTANTE Polimetilmetacrilato	AN1832	AN1834	AN2108
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 4.5	AN1839	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 5.5	-	AN1840	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 1.5 mm - P.E. 6.5	-	-	AN1841
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 4.5	AN1842	-	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 5.5	AN2595	AN1843	-
MONCONE ESTETICO DRITTO H 3.0 mm - P.E. 6.5 Titanio grado 5	-	-	AN1844
MONCONE FRESABILE P.E. 3.8	AN2470	-	-
MONCONE FRESABILE P.E. 4.5	AN1147	AN1095	-
MONCONE FRESABILE P.E. 5.5	AN1829	AN1152	-
MONCONE FRESABILE P.E. 6.0 Titanio grado 5	-	-	AN1712
MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1209	-	-
MONCONE 15° H 2.0 mm - P.E. 5.5	AN2596	AN1355	-
MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN2597	-	-
MONCONE 15° H 4.0 mm - P.E. 5.5 Titanio grado 5	AN2598	-	-
MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 4.5	AN1155	-	-
MONCONE 25° H 2.0 mm - P.E. 5.5	AN2599	AN1094	-
MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 4.5	AN2600	-	-
MONCONE 25° H 4.0 mm - P.E. 5.5 Titanio grado 5	AN2601	-	-
VITE GUARIGIONE H 2.0 mm	AN1845	-	-
VITE GUARIGIONE H 3.0 mm	AN1867	AN1846	AN1847
VITE GUARIGIONE H 4.0 mm	AN1848	-	-
VITE GUARIGIONE H 5.0 mm	AN1853	AN1849	AN1850
VITE GUARIGIONE H 7.0 mm Titanio grado 5	AN1851	AN1852	-
VITE PROTESICA	AN1075	AN1075	AN1075
VITE TRANSFER	AN1779	AN1779	AN1779
VITE PROTESICA D.I.S. e (Esagono)	AN3229	AN3229	AN3229
VITE PROTESICA D.I.S. t (Torx) Titanio grado 5	AN3923	AN3923	AN3923
I-BASE* H 0.5 mm	AN3172	AN3309	-
I-BASE* H 1.5 mm	AN3173	AN3310	-
I-BASE* H 2.5 mm	AN3174	AN3311	-
SCANPOS*	AN3174	AN3311	-
VITE PROTESICA*	AN1075	AN1075	-
SCANBODY FOR BLUECAM L **	ST1741 (L)	ST1741 (L)	-

*Titanio grado 5

**ABS



BASE FOR PRESS ROTANTE BASE FOR PRESS NON ROTANTE

Titanio grado 5



COMBY CHROME ROTANTE COMBY CHROME NON ROTANTE

Lega Cr.Co.

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa **esagonale e calcinabile 360°**

Postponendo ai codici COMBY CHROME la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa **torx e calcinabile 360°**

N.B. Lasciando il codice COMBY CHROME da catalogo riceverete vite "standard" e **calcinabile dritto**



CALCINABILE*

CALCINABILE 360°**

*Polimetilmetacrilato

**Poliossimetilene



DUAL SISTEM ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE ROTANTE

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 0.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 1.5 mm

DUAL SISTEM NON ROTANTE - H 2.5 mm

CALCINABILE NON ROTANTE

Titanio grado 5

ATTENZIONE: IL DUAL SISTEM NON PUÒ ESSERE VENDUTO SINGOLARMENTE SENZA VITE.

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **E** riceverete vite D.I.S. testa esagonale

N.B. Postponendo ai codici DUAL SISTEM la lettera **T** riceverete vite D.I.S. testa torx

N.B. Lasciando il codice DUAL SISTEM da catalogo riceverete vite "standard"



SCANBODY ROTANTE

SCANBODY NON ROTANTE

Poli-Eter-Eter-Chetone



INTRAORAL SCAN

Titanio grado 4



MONCONE CONNECTOR H 1.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 2.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 3.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 4.0 mm

MONCONE CONNECTOR H 5.0 mm

Titanio grado 5 **Kit riferimento pag. 151**



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

MONCONE SFERA NORMO H 1.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 2.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 3.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 4.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 5.0 mm

MONCONE SFERA NORMO H 6.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cap Normo - Ref.192ACN**

* Prodotto su richiesta



SU RICHIESTA 5 GIORNI
LAVORATIVI A CONFERMA ORDINE

OT-EQUATOR ABUTMENT H 0.5 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 1.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 2.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 3.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 4.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 5.0 mm

OT-EQUATOR ABUTMENT H 6.0 mm


OT-EQUATOR ABUTMENT H 7.0 mm

Titanio grado 5 **Venduto con Kit Cappette - Ref.192ECE**

N.B. Postponendo ai codici la lettera **S** (singolo) riceverete il solo moncone

IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.7	IMPIANTI Ø6.0
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
AN2604	-	-
AN2603	-	-
AN1836	AN1838	AN1879
AN1835	AN1837	AN1880
AN3098	AN3099	AN3100
ST1511	ST1512	ST1513
AN1331	AN1353	AN1964
AN2448	AN2457	-
AN2454	AN2458	-
AN3101	AN3102	AN3103
AN1429	AN1430	AN1431
AN2459	AN2819	-
AN2461	AN2820	-
AN3098	AN3099	AN3100
SCAN N-R	SCAN R-R	SCAN W-R
SCAN N	SCAN R	SCAN W
SCAN1004	SCAN1006	SCAN1025
AN2482	AN2636	-
AN2483	AN2637	-
AN2484	AN2638	-
AN2485	AN2639	-
AN2486	AN2640	-
AN1093 (R)	AN3771 (R)	AN3916 (R)
AN1092 (R)	AN3772 (R)	AN3917 (R)
AN1125 (R)	AN3773 (R)	AN3918 (R)
AN1126 (R)	AN3774 (R)	AN3919 (R)
AN1234 (R)	AN3775 (R)	AN3920 (R)
AN3892 (R)	AN3776 (R)	AN3921 (R)
AN5797(R)	-	-
AN3764 (R)	AN3781 (R)	AN3924 (R)
AN3765 (R)	AN3782 (R)	AN3925 (R)
AN3766 (R)	AN3783 (R)	AN3926 (R)
AN3767 (R)	AN3784 (R)	AN3927 (R)
AN3768 (R)	AN3785(R)	AN3928 (R)
AN3769 (R)	AN3786 (R)	AN3929 (R)
AN3770 (R)	AN3787 (R)	AN3930 (R)

COMPONENTISTICA M.U.A.



M.U.A. DRITTO H 1.0 mm
M.U.A. DRITTO H 2.0 mm
M.U.A. DRITTO H 3.0 mm
M.U.A. DRITTO H 4.0 mm
M.U.A. DRITTO H 5.0 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 17° H 2.5 mm
M.U.A. 17° H 3.5 mm
M.U.A. 17° H 4.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 30° H 3.5 mm
M.U.A. 30° H 4.5 mm
M.U.A. 30° H 5.5 mm

Titanio grado 5



M.U.A. 45° H 3.5 mm

Titanio grado 5



VITE M.U.A. ANGOLATO

Titanio grado 5

IMPIANTI Ø4.1	IMPIANTI Ø4.7	IMPIANTI Ø6.0
PIATTAFORMA Ø3.5	PIATTAFORMA Ø4.5	PIATTAFORMA Ø5.7
AN1615	AN1614	-
AN1616	AN1362	-
AN1617	AN1856	-
AN1336	AN1333	-
AN1536	AN1858	-
AN1012	AN4943	-
AN1356	AN4949	-
AN1013	-	-
AN1207	AN4944	-
AN1144	AN4950	-
AN1334	-	-
AN2749	AN2749	-

COMPONENTI PROTESICI PER IMPRONTA

	ANALOGO ANALOGICO M.U.A. AN5773 Acciaio		A.D.M. ANALOGO DIGITAL MODEL M.U.A. AN1604 Acciaio
	TRANSFER OPEN TRAY M.U.A. AN1318 VITE TRANSFER M.U.A. AN1423 Titanio grado 5		ANALOGO PROTEZIONE M.U.A. AN2275 Acciaio Confezione 5pz
	TRANSFER CLOSED TRAY M.U.A. AN5740 Titanio grado 5		COPERTURA IMPRESSIONE CLOSED TRAY M.U.A. 1268 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz
			VITE COPERTURA M.U.A. H4 AN2258 VITE COPERTURA M.U.A. H6 AN5284 VITE COPERTURA M.U.A. H9 AN5238 Titanio grado 5

COMPONENTI PROTESICI PER SALDATURA E TECNICA DI CARICO IMMEDIATO CONO MORSE

	ANALOGO CONO MORSE M.U.A. AN5765 Acciaio		CONO MORSE M.U.A. AN5745 Titanio grado 5		IMPRESSION COPY / MONCONE CONO MORSE M.U.A. AN5749 Poliuretano etere chetone
	MONCONE SALDATURA CONO MORSE M.U.A. AN5747 Titanio grado 5		MONCONE TITANIO CONO MORSE M.U.A. AN5748 Titanio grado 5		

COMPONENTI PROTESICHE PER OVERDENTURE

	MONCONE SFERA M.U.A. AN4624 Titanio grado 5		MONCONE CONNEKTOR M.U.A. AN4623 Titanio grado 5
---	---	---	---

COMPONENTI PROTESICI PER TECNICA CAD-CAM O FUSIONE

	DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN1332 DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5730 DUAL SISTEM M.U.A. NON ROTANTE 9.0mm AN5735 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx Lasciando i codici DUAL SISTEM M.U.A. riceverete la microvite protesica		COMBY CHROME M.U.A. AN2327 COMBY CHROME 360° M.U.A. AN5578 Lega Cr.Co. Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 4.0mm AN3106 CALCINABILE DUAL SISTEM M.U.A. 9.0mm AN5752 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz		CALCINABILE M.U.A. AN1253 CALCINABILE M.U.A. 360° AN5586 Polimetilmetacrilato Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx
	INTRAORAL SCANBODY M.U.A. SCAN1001 MICROVITE M.U.A. H6 AN5743 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies		SCANBODY M.U.A. SHORT H9 SCAN1020 MICROVITE M.U.A. H4 AN5742 Titanio grado 5 3shape exocad dental wings hypsocad open technologies
			CONNECTION PIN L6 ST1725 CONNECTION PIN L9 ST1726 CONNECTION PIN L12 ST1727 Acciaio KIT CONNECTION PINS ST1728 Confezione 4pz

COMPONENTI PROTESICHE PER TECNICA DI RIBASATURA E CARICO IMMEDIATO

	MONCONE SALDATURA M.U.A. AN2774 Titanio grado 5		MONCONE 360° M.U.A. AN4636 Titanio grado 5 Aggiungendo la lettera e ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa esagonale Aggiungendo la lettera t ai codici riceverete: vite D.I.S. Testa torx		MONCONE PROVVISORIO M.U.A. AN1226 Titanio grado 5
					CALCINABILE PASSIVAZIONE AN2520 Polimetilmetacrilato Confezione 5pz

STRUMENTARIO E VITI PROTESICHE

	MICROVITI VITI M.U.A. 1.0 mm - RIBASSATA AN5741 2.0 mm AN1274 4.0 mm AN5742 6.0 mm AN5743 8.0 mm AN5744 14.0 mm AN1723 24.0 mm AN2776 Titanio grado 5		MICRO-VITE M.U.A. AN1274 MICRO-VITE D.I.S. ESA AN3290 MICRO-VITE D.I.S. TORX AN3894 Titanio grado 5		DRIVER M.U.A. CRICCHETTO LUNGO ST1106 Acciaio
					DRIVER M.U.A. CRICCHETTO CORTO ST1107 Acciaio
					DRIVER M.U.A. ST1001 Acciaio



Per il serraggio delle **componenti M.U.A. (viti e microviti)** si raccomanda di **non superare i 15 Ncm.**

NOTE LEGALI

Zimmer® e Screw VentTM® sono marchi registrati da Zimmer Dental INC, USA.

Tutti i marchi, i nomi e i codici registrati, appartengono ai legittimi proprietari e sono riportati unicamente per indicare la compatibilità con i nostri prodotti commerciali. Anteea S.r.l.

SCHEMI DI SERRAGGIO

Per un corretto serraggio delle viti Anteea® si consiglia l'uso dei nostri driver originali e chiave dinamometrica dedicata.

Si consiglia di rispettare sempre i valori contenuti in questa tabella di riferimento.

Anteea® non risponde di eventuali rotture delle viti, dovuto all'impiego di attrezzature non conformi.

VITI PASSANTI PER SERRARE GLI IMPIANTI E ABUTMENT

M 1.4	M 1.6		M 1.8		M 2.0		M 2.5
12 Ncm	25 Ncm		30 Ncm		35 Ncm		35 Ncm
A-Serie BH-Serie EV-Serie N-Serie	A-Serie B-Serie BX-Serie C-Serie CI-Serie CL-Serie D-Serie ETK-Serie	EV-Serie FX-Serie GM-Serie MSC-Serie N-Serie OS-Serie S-Serie	AK-Serie AL-Serie BH-Serie BT-Serie CSR-Serie CX-Serie EV-Serie LP-Serie MG-Serie	MS-Serie MSC-Serie MSV-Serie PH-Serie R-Serie SH-Serie SK-Serie SO-Serie Z-Serie	A-Serie B-Serie CL-Serie ETK-Serie EV-Serie I-Serie MO-Serie N-Serie NE-Serie	O-Serie OS-Serie PH-Serie R-Serie S-Serie SO-Serie SK-Serie WX-Serie	B-Serie

MICROVITI PASSANTI PER SERRARE SOVRASTRUTTURE PROTESICHE AGLI ABUTMENT M.U.A.

M 1.4		M 1.6	M 1.8	M 2.0
12 Ncm		25 Ncm	30 Ncm	35 Ncm
A-Serie	GM-Serie	AK-Serie FX-serie	EV-Serie Z-serie	S-Serie LE-serie
AL-Serie	MS-Serie			
B-Serie	N-serie			
BE-Serie	O-Serie			
BH-Serie	OS-Serie			
BX-Serie	R-Serie			
C-Serie	SK-Serie			
CI-Serie	SO-Serie			
CL-Serie	T-Serie			
D-Serie	Z-serie			
ETK-Serie				

VITI TRANSMUCOSE DI GUARIGIONE

M 1.4	M 1.6		M 1.8		M 2.0	M 2.5
12 Ncm	25 Ncm		30 Ncm		35 Ncm	35 Ncm
A-Serie BH-Serie N-Serie	A-Serie B-Serie BX-Serie C-Serie CI-Serie CL-Serie D-Serie ETK-Serie	FX-Serie GM-Serie N-Serie OS-Serie MSC-Serie S-Serie T-Serie	AK-Serie AL-Serie BT-Serie BH-Serie LP-Serie	MS-Serie R-Serie SK-Serie SO-Serie Z-Serie	B-Serie O-Serie R-Serie S-Serie SO-Serie SK-Serie WS-Serie	B-Serie

SOLUZIONI OVERDENTURE



L'overdenture su impianti rappresenta un'opzione terapeutica relativamente semplice con un buon rapporto costo-beneficio per molti pazienti. In alcuni casi non è necessario realizzare una nuova protesi in quanto è possibile utilizzare la protesi del paziente.

L'overdenture su impianti può essere utilizzata anche come protesi provvisoria.

L'overdenture può essere fissata all'impianto in tre modi:

Moncone Connector

Moncone a sfera

Moncone per barra

I monconi a sfera sono tradizionalmente utilizzati nella mandibola, su due impianti.

L'overdenture fissata su barra può avere una struttura rigida (impianti multipli) o resiliente (due impianti).

Il Moncone Connector è indicato in caso di protesi totali o parziali supportate da impianti nell'arcata superiore o inferiore. Il design auto-posizionante permette ai pazienti di applicare facilmente la protesi.

CONNEKTOR Vedi singole case implantari

KIT 1081 - SET LAVORAZIONE 0°- 10°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Trasparente, 1 Cuffia Rosa, 1 Cuffia Blue, 1 Contenitore in titanio.



KIT 1082 - SET LAVORAZIONE 10°- 20°

1 Cuffia Nera, 1 Spaziatori Bianchi, 1 Cuffia Verde, 1 Cuffia Rossa, 1 Cuffia Arancio, 1 Contenitore in titanio.



Connektor extended - Ref. 1083
(Cuffia Verde) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1084
(Cuffia Arancio) RETENTION: 2LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1085
(Cuffia Rossa) RETENTION: 1LB
4 PACK



Connektor extended - Ref. 1086
(Cuffia Grigia) RETENTION: 0LB
4 PACK



Contenitore titanio - Ref. 1087
2 PACK



Analogo Connektor - Ref. 1088
1 PACK



Connektor - Ref. 1089
(Cuffia Trasparente) RETENTION: 5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1090
(Cuffia Rosa) RETENTION: 3LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1091
(Cuffia Blue) RETENTION: 1.5LB
4 PACK



Connektor - Ref. 1092
(Cuffia Nera) CUFFIA LABORATORIO
4 PACK



Perno parallelismo - Ref. 1093
4 PACK



Transfer abutment - Ref. 1094
2 PACK



Guida misurazione angolare Connektor
Ref. ST1506
1 PACK



Puntale in acciaio avvitaemento Connektor
Ref. ST1003
1 PACK



STRUMENTO UNIVERSALE CONNEKTOR - Ref. ST1110



Puntale in acciaio inserimento - Ref. ST1109



Manico - Ref. ST1108



Driver Manuale - Ref. ST1111

RICAMBI OT CAP SYSTEM - Normo Ø 2,5 mm



Ref. 055SCN

- 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE

Ref. 151BAN

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI

Ref. 150BPN

- 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE



Ref. 192ACN

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 048CAN

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO
(ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g



Ref. 048CON

- 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO
(LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g



Ref. 049PCN

- 6 CAPPETTE NORMO VERDI
(RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g



Ref. 060CRN AY

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE
(RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g



Ref. 040CRN SN

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA
(RITENZIONE SOFT) - 900g



Ref. 040CRN

- 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI
(RITENZIONE STANDARD) - 1300g



Ref. 040TCN

- 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO



Ref. 043CLN

- 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 042AMN

- 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

- 2 CONTENITORI INOX NORMO



Ref. 041CTN

- 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

- 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA




Ref. 044PPN

- 2 PERNI ANALOGHI NORMO



Ref. 100SAN

- 10 SPAZIATORI IN ALLUMINIO PER BARRE OT CAP NORMO



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°

RICAMBI OT CAP SYSTEM - per sfere sottodimensionate $\varnothing 2.25$



Ref. KITBN225

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP $\varnothing 2.25$

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE ACQUA, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 ARANCIO)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO



Ref. 043CLN

- 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 049PCNDR8

- 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 350g



Ref. 060CRNAYDR8

- 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 500g



Ref. 040CRNSNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 900g



Ref. 040CRNDR8

- 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE)
(FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE $\varnothing 2,25$ mm) - 1300g



Ref. 042AMN

- 2 OT BOX MONO NORMO
(CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)



Ref. 041CAN

- 2 CONTENITORI INOX NORMO




Ref. 041CTN

- 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 101PPN

- 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK

CONFEZIONE CONTENENTE

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°



Ref. 100PDR

- 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm



Ref. 044PP22

- 2 PERNI ANALOGHI SFERA $\varnothing 2,2$ mm

STRUMENTI NORMO-MICRO



Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO
(NEI BOX METALLICI E IN BOCCA AL PAZIENTE)



Ref. 74AC01

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/EQUATOR



Ref. 74AC02

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO



Ref. 74AC03

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO
(SOLO PER OT CAP TECNO)



Ref. 491EC

- 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO
(CON FORO PORTA STELO)



Ref. 008MDS

- 1 MISURATORE DI SFERE
(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,2-2,5mm)

NEW

SFERE SINGOLE FILETTATE CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Normo) in ACCIAIO

Ref. 139KSFM

KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine)
- 2 GUAINE FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera Micro) in ACCIAIO

RICAMBI



Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 1.6mm passo fine

Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per Normo e Micro - 1.6mm passo fine

Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2.0mm

Ref. 039SFM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2.0mm

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate normo)
ESAGONO 1.3mm

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE A BRUGOLA (per sfere singole filettate micro)
ESAGONO 0.9mm

Ref. 771CEF

- 1 CHIAVE A PER SFERO FLEX SPHERO BLOCK
Normo e Micro - Esagono 2.3mm

OT CAP TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,2mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile

Ref. 044CAIM


- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
da impronta a strappo con cappetta intercambiabile



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI



CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 MASCHI "semi sfere" CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

IMPIANTI



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TIN

BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1.6 mm)
- 2 GUAINA FILETTATE (FILETTO 1.6 mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLA EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

RICAMBI



Ref. 151SS

• 2 MASCHI "OT EQUATOR" CALCINABILI



Ref. 140CEV

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)



Ref. 140CET

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)



Ref. 140CER

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)



Ref. 140CEG

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)



Ref. 140CEN

• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)



Ref. 140CEDR8

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA **DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm** (FORTE 1300g)



Ref. 140CEADR8

• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO **DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm** (MOLTO ELASTICA 350g)



Ref. 141CAE

• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE



Ref. 141CTE

• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA



Ref. 330SBE

• 1 CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO)



Ref. 335CSB

• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)



Ref. 039SFE2

• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)



Ref. 339SFE

• 1 EQUATOR FILETTATO 1.6mm (PER GUAINA IN TITANIO)



Ref. 239GSF

• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1.6mm)



Ref. 339SSE

• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR



Ref. 159VEA

• 1 OT EQUATOR SEEGER
(PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO)



Ref. 158VAE

• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE



Ref. 158SAE

• 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK



Ref. 158CCE

• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)



Ref. 158CCAE

• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)



MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. MTSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MT40SEG

Ø 4,0 mm

Ref. MT50SEG

Ø 5,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h9,5mm
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MMSEG

Ø 3,5 mm

Ref. MM40SEG

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI DA INCOLLAGGIO h5,7mm
- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MTSFEG

Ø 3,5 mm

Ref. MTEG15SF

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO



Ref. CMEG40C

Ø 4,0 mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MCEG15SF

Ø 4,0 mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4,0mm)
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. CMTFP

h 1,8 mm

Ref. CMTB30FP

h 3,0 mm

MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI h3,0mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
- 1 VITE h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO



Ref. MT40GL

Ø 4,0 mm

MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h9,5mm Ø 4,0 mm
- 1 VITE h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

ACCESSORI



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR
PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM Ø 4mm

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM Ø 5mm

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h6mm



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR *PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE*



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER OT EQUATOR h3,7mm

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

- 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

TAPPI DI GUARIGIONE



Ref. 159VAG

VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 VITE IN TITANIO AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159EAG

OT EQUATOR E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 OT EQUATOR SEEGER IN TITANIO + TIN AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO



Ref. 159VEA

- 1 OT EQUATOR SEEGER
(per anello autoestraente in peek o anello di guarigione in titanio)

ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

Ref. AI502

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4mm

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 5mm

KIT CALBRATORI PER TAGLIO MONCONI EXTRAGRADE



Ref. CGDA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h 6,8mm
- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h 4,8mm
- 1 CALBRATORE PER TAGLIO MONCONE INCLINATO h 5,0mm
- 1 VITE DI SERRAGGIO PER CALBRATORE

VITI



Ref. 147VME

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE
(per cacciavite foro inclinato)



Ref. 146VMI

- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO
(per cacciavite foro inclinato)



Ref. 148VCM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
(per cacciavite foro inclinato)

Ref. VC

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h2mm

Ref. VM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h6mm

Ref. VXL

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h11,5mm



STRUMENTI

	Ref. 776CGC	• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare Ot Equator
	Ref. 775CLE* (*versione lunga)	(QUADRATO 1.25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
	Ref. 760CSC	• 1 CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO
	Ref. 760CS* (*versione lunga)	PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (QUADRATO 1,25mm) E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO
	Ref. 760ACC	• 1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)
	Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE
	Ref. 760CQC	• 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25MM)
	Ref. 760CRD-US	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per Ot Equator VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE
	Ref. 124ICP	• 1 MANICO UNIVERSALE
	Ref. CGD48	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h4,8mm
	Ref. CGD68	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE EXTRAGRADE h6,8mm
	Ref. CGA5	• 1 CALIBRATORE PER TAGLIO MONCONE INCLINATO h5,0mm
	Ref. VCG	• 1 VITE DI SERRAGGIO PER CALIBRATORE

T-BAR ACCIAIO MEDICALE

	Ref. G80A	• 4 GIUNTI IN ACCIAIO MEDICALE
	Ref. T20A	• 4 CILINDRI IN ACCIAIO MEDICALE
	Ref. T20Ai	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN ACCIAIO MEDICALE

T-BAR TITANIO

	Ref. G80T	• 4 GIUNTI IN TITANIO
	Ref. T20T	• 4 CILINDRI IN TITANIO
	Ref. T20Ti	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN TITANIO

T-BAR STRUMENTI

	Ref. T-APLUS	• 2 ADATTATORI T-BAR
---	---------------------	----------------------

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA

	Ref. RMTSFEG	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 3,5mm
	Ref. RMTEG15SF	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 4,0mm
	Ref. RMTSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 3,5mm
	Ref. RMT40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 4,0mm
	Ref. RMT50SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 5,0mm
	Ref. RMMSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm
	Ref. RMM40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 4,0mm
	Ref. GCMR	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 3,5mm
	Ref. GCMR4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 4,0mm
	Ref. GC	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 3,5mm
	Ref. GC4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 4mm
	Ref. GC5	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 5mm
	Ref. GMM	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 3,5mm
	Ref. GMM4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 4mm
	Ref. MTFP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h1,8mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
	Ref. MTB30FP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h3mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
	Ref. HR800	• 1 FILO RICURVO IN TITANIO SPECIALE SENZA MEMORIA ELASTICA Ø 1,0mm
	Ref. MEG40C	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE Ø 4,0mm
	Ref. RMCEG15SF	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4,0mm)
	Ref. SM6	• 6 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)
	Ref. SRM6	• 6 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)
	Ref. 022RGO	• 3 CONNETTORI CALCINABILI
	Ref. FSS	• 1 FRESA PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEI SEEGER

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



KIT OT BAR MULTIUSE REF. 0210BM



- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLO
- 2 CONNETTORI



Ref. 0220BB
4 OT Bar Multiuse calceinabile



Ref. 025CPB
4 BOX calceinabili OT Bar Multiuse



Ref. 023CPA
4 OT Bar Multiuse clip di posizione A



Ref. 024CPB
6 OT Bar Multiuse clip di posizione B



Ref. 022RGO
2 Raccordi gengivali



Ref. 027CRG
Clip ritentiva gialla tenuta "medium"



Ref. 026CRR
Clip ritentiva rosa tenuta "soft"



Ref. 027CRS
Clip ritentiva rossa tenuta "extra soft"



Ref. 472ICV
Inseritore/Estrattore per clip




Ref. 0280CP
Parallelometro per OT Bar Multiuse



Ref. 155CC
Connettore

SPECIFICHE PRODOTTO




La OT BAR è una barra a due lati, un lato piatto e un lato rotondo che può essere utilizzata ogni volta secondo le esigenze. Se occorre resilienza si monta la barra con la parte piana girata verso l'alto, se si costruisce una protesi a funzione rigida sarà il lato rotondo rivolto verso l'alto. Quando la barra viene montata in un solo tratto lineare per esempio nel caso classico fra due canini in zona incisiva, si può utilizzare indifferentemente uno dei due lati. Nel caso del lato rotondo avremo un movimento altalenante con cedimento solo nella zona edentula distale. Nell'altra versione avremo una resilienza anche in zona incisiva e il cedimento anche in zona distale. Altra opportunità è la struttura fusa di rinforzo alla protesi mobile in resina che verrà modellata direttamente sul modello MASTER senza duplicare il modello in rivestimento. La nicchia di questa fusione che trattiene la CLIP ritentiva è calcolata con una tolleranza all'imbocco che permette una duratura funzionalità alla CLIP ritentiva.



LABORATORIO

La barra in versione "RIGIDA" è particolarmente indicata per i collegamenti fra due pilastri dove si richiede un movimento basculante anteroposteriore e nei casi con più pilastri dove la base protesica di una progettazione rigida appoggia su gengiva "ATROFICA".



Applicare la barra nel verso A con l'apposita chiave e completare la modellatura con cera o resina.



Barra fusa e finita, attenzione a non consumare nella lucidatura l'area ritentiva della barra.



Eliminare i sottosquadri con cera ed inserire il posizionatore A in sito.



Per isolare, adattare del nastro in teflon sui posizionatori A e sulla barra fusa, poi inserire i box contenitori calceinabili.



Unire i box calceinabili con resina autopolimerizzante. Il nastro in teflon impedisce le infiltrazioni della resina.



Completare la modellatura anche con cera, per le estensioni usare i connettori calceinabili, applicare i perni di colata e fondere.



Fusione finita, inserzione delle clip ritentive a scatto nella fusione.



Protesi finita con rinforzo fuso incorporato, con clip ritentive inserite.

ATTACCHI ASSIALI

Attacco assiale a sfera per protesi rimovibili in resina con matrice intercambiabile in plastica con tre valori di ritenzione. La matrice può essere inglobata nella resina o direttamente nello scheletrato. La patrice può essere svitata, sovrapposta con una lega preziosa o fusa in una lega dura.



MATRICE PRECI-BALL

Matrice in lega TITANAX (non riscaldare) o ORAX da inglobare nella resina.

Altezza: 2,8 mm - ø 3 mm

CK 1201 A	LEGA ORAX	1 pezzo
CK 1201 AB	LEGA ORAX	20 pezzi
CK 1205 A	LEGA TITANAX	1 pezzo
CK 1205 AB	LEGA TITANAX	20 pezzi



MANTENITORE DI SPAZIO PRECI-CLIX

Mantenitore di spazio grande per la cappetta radicolare. Unicamente per l'uso in laboratorio.

FOGLIO DI STAGNO - Spessore: 0,4 mm

CK RA 0055	1 pezzo
------------	---------



ALLOGGIAMENTO PRECI-CLIX

Alloggiamento per la matrice in lega di titanio anodizzata, da usare durante la fase di polimerizzazione della resina. Non riscaldare.

Altezza: 2,65 mm - ø 4 mm

CK 1235	6 pezzi
CK 1235 B	30 pezzi



MATRICE PRECI-CLIX

Poliacetale - Altezza: 2,65 mm - ø 3,55 mm

Ritenzione normale:

CK 1231	GIALLA	6 pezzi
CK 1231 B	GIALLA	30 pezzi

Ritenzione inferiore:

CK 1232	BIANCA	6 pezzi
CK 1232 B	BIANCA	30 pezzi

Ritenzione maggiore:

CK 1233	ROSSA	6 pezzi
CK 1233 B	ROSSA	30 pezzi

Confezione combinata:

CK 1234	2 + 2 + 2 pezzi
---------	-----------------



SET DI MATRICI PRECI-CLIX

Set di matrici PRECI-CLIX da combinare con tutte le patrici sferiche con un diametro di 2,25 mm, e gli abutment a sfera per impianto. Il set contiene 2 matrici incorporate negli alloggiamenti.

CK 1242	2 set
---------	-------



ACCESSORIO DUPLICAZIONE PRECI-CLIX

Accessorio per la duplicazione in plastica, per protesi parziali in metallo. Il mantenitore di spazio non è necessario! Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza: 2,8 mm - ø 3,55 mm

CK 1236	6 pezzi
CK 1236 B	30 pezzi



MANTENITORE SPAZIO PRECI-CLIX

Mantenitore di spazio elastico, da porre sempre tra la patrice e la matrice durante la lavorazione.

Gomma - Altezza: 0,7 mm - ø 1,8 mm

CK 1251 B	6 pezzi
-----------	---------



PATRICE PA PRECI-CLIX

Patrice sferica in plastica calcinabile da incorporare nella modellazione in cera della cappetta radicolare e da fondere. Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza: 2,4 mm - ø 2,25 mm - ø base: 3,2 mm

CK 1205 C	1 pezzo
CK 1205 CB	50 pezzi



PATRICE V E V LUNGA PRECI-BALL/CLIX

Patrice sferica rimovibile in lega TITANAX da avvitare in un anello di base M2 sulla cappetta radicolare.

Non riscaldare.

Altezza patrice V: 3,05 mm, patrice V lunga: 3,35 mm

ø 2,25 mm - Filettatura: M2 - Esagono interno: 0,9 mm

CK 1206 C	1 pezzo
CK 1206 CL	Allungata di 0,3 mm 1 pezzo



PERNO RADICOLARE PRECI-CLIX

Perno radicolare in lega TITANAX per l'incollaggio con base filettata per la patrice V PRECI-CLIX 1206 C oppure con sfera incorporata. Non riscaldare. Lunghezza perno: 7 mm (riducibile) - ø 1,35 mm ø base: 3,4 mm - Filettatura: M2 - ø bola: 2,25 mm

CK 1291 C	Con filettatura	1 pezzo
CK 1293 C	Con sfera	1 pezzo



FRESA CAVA PRECI-CLIX

Fresa per rifinire la patrice PA PRECI-CLIX 1205 C e la patrice PE PRECI-CLIX 1281 C.

Unicamente per l'uso in laboratorio. ø 2,35 mm

CK 1230	2 pezzi
---------	---------



MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PATRICE PRECI-CLIX

Mandrino per il parallelometro attivabile per patrici. Unicamente per l'uso in laboratorio.

ø 2,35 mm

CK 1201 P	1 pezzo
-----------	---------



MANDRINO PER IL PARALLELOMETRO PATRICE PRECI-CLIX

Mandrino per il parallelometro attivabile per matrici. Da usare con patrici divergenti.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

ø 2,35 mm

CK 1211 P	1 pezzo
-----------	---------



ANALOGO DELLA PATRICE PRECI-CLIX

Analogo della patrice per il modello da lavoro, con mantenitore di spazio.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

CK 1201 D	2 pezzi + 2 mantentori di spazio
-----------	----------------------------------



SET DI FRESE PRECI-CLIX R

Set di 3 frese calibrate per contrangolo.

Da usare per la preparazione del canale radicolare prima della cementazione del perno radicolare PRECI-CLIX.

CK 1226	Set: 1 fresa di penetrazione, 1 fresa di cavità, 1 alesatore di precisione
CK 1227	1 fresa di penetrazione
CK 1228	1 fresa di cavità
CK 1229	1 alesatore di precisione



ACCESSORIO PER L'ATTIVAZIONE PRECI-BALL

Attivatore per stringere le lamelle del PRECI-BALL

CK 1220	1 pezzo
---------	---------



ACCESSORIO PER DISATTIVAZIONE PRECI-BALL

Disattivatore per allargare le lamelle del PRECI-BALL.

CK 1221	1 pezzo
---------	---------



ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-BALL

Accessorio per l'inserzione delle matrici in plastica.

Altezza totale: 67,5 mm

CK 1222	1 pezzo
---------	---------



CAPPA DI PROTEZIONE PRECI-CLIX

Cappa di protezione in lega TITANAX da fissare nell'anello di base.

Non riscaldare.

ø 3 mm - Filettatura: M2

CK RE H 17	1 pezzo
------------	---------



CEKA SITE

Composito per il fissaggio dei componenti degli attacchi. Conservare tra 3 °C e 9 °C.

CEKA SITE B	2 X 2 g
-------------	---------

NEW




ANELLO PRECI-CLIX®

Anello di base M2 in lega ad alto punto di fusione IRAX oppure in lega NOPRAX in cui incorporare la patrice V PRECI-CLIX 1206 C. Per sovrapposizione con leghe preziose


CK RA 0063	LEGA IRAX	1 pezzo
CK RA 0064	LEGA NOPRAX	20 pezzi

PRECİ-HORİX®




CK1701 SET PRECİ-HORİX STANDARD

2 barre in plastica
6 cavalieri gialli
6 cavalieri per lavorazione
1 accessorio per l'inserzione



CK1731 SET PRECİ-HORİX PLASTICWAX

2 barre in Plasticwax
6 cavalieri gialli
6 cavalieri per lavorazione
1 accessorio per l'inserzione



CK1741 SET PRECİ-HORİX COMBI

1 barra in plastica
2 cavalieri gialli
2 cavalieri per lavorazione
2 alloggiamenti in acciaio inossidabile
1 accessorio per l'inserzione



PARTI SINGOLE E ACCESSORI



ALLOGGIAMENTO PRECI-HORİX

Alloggiamento in acciaio inossidabile ultrasottile con uno strato colore giallo oro di nitrato di titanio per un assetto preciso dei cavalieri nella protesi. L'alloggiamento viene fissato nella resina (con il cavaliere per la lavorazione).

Non saldare! Contiene Ni.

Lunghezza: 5 mm - Larghezza: 5 mm - Spessore: 0,2 mm

CK1706 6 pezzi



PREFORMATO PRECI-HORİX

Barra preformata in plastica calcinabile che può essere ridotta in caso di occlusione bassa facilitando così l'applicazione. Usare solamente leghe dure.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza barra: 4 mm - Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1704 6 pezzi



CAVALIERE PRECI-HORİX

Polipropilene

Altezza: 2,87 mm - Lunghezza: 5 mm - $\varnothing$ 3,3 mm

Disponibile con tre valori di ritenzione:

Ritenzione normale:

CK 1802 GIALLO 6 pezzi



Ritenzione inferiore:

CK 1805 BIANCO 6 pezzi



Ritenzione maggiore:

CK 1806 ROSSO 6 pezzi

Confezione combinata:

CK 1807 2 giallo + 2 rosso + 2 bianchi



PREFORMATO PRECI-HORİX PLASTICWAX

Barra preformata in PLASTICWAX che può essere ridotta in caso di occlusione bassa facilitando così l'applicazione. Ideale per la lavorazione con rivestimenti rapidi.

Usare solamente leghe dure.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza barra: 8,25 mm (riducibile fino a 3 mm)

Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1734 4 pezzi



ANALOGO DEL PREFORMATO PRECI-HORİX

Analogo del preformato in plastica per il modello da lavoro, da usare in caso di riparazioni e ribasatura o per ricostruire una protesi nuova.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Altezza: 8,25 mm - Lunghezza: 50 mm - $\varnothing$ 1,8 mm

CK1707 2 pezzi



CAVALIERE PER LAVORAZIONE PRECI-HORİX

Adattare il cavaliere per la lavorazione in plastica alla barra prima della polimerizzazione.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

Lunghezza: 5 mm

(riducibile a seconda dell'altezza della barra)

CK 1703 6 PEZZI

CX 1703B 50 pezzi



ACCESSORIO PER L'INSERZIONE PRECI-HORİX

Accessorio per l'inserzione dei 3 tipi di cavalieri

CK1705 2 pezzi



MANDRINO PARALLELOMETRO PRECI-HORİX

Mandrino per posizionare in parallelo i preformati.

Ideale per parallelizzare più sezioni della barra.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

CK1708 1 pezzo

PRECİ-BAR

BARRE MINI

Altezza: 2,3 mm - Larghezza: 1,6 mm



BARRA MINI OVALE DINAMICA IN PLASTICA
CK1012/B 4 x 50 mm



CAVALIERI MINI

Altezza: 2,8 mm - Larghezza: 4 mm



CAVALIERE MINI ORAX®
con ritenzione
CK1102/H/MR/OR 50 mm
senza ritenzione
CK1102/H/ZR/OR 50 mm



CAVALIERE MINI IN PALLAX®
con ritenzione
CK1102/H/MR/PA 50 mm



CAVALIERE MINI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CK1102/H/MR/IN 50 mm



BARRE STANDARD


Altezza: 3 mm - Larghezza: 2,2 mm



BARRA STANDARD OVALE DINAMICA IN ORAX®
CK1101/B/OR 50 mm



BARRA STANDARD OVALE DINAMICA IN PLASTICA
Per l'uso in laboratorio
CK1013/B 4 x 50 mm



BARRA STANDARD FORMA U RIGIDA IN PLASTICA
Per l'uso in laboratorio
CK1011/B 4 x 50 mm



CAVALIERI STANDARD

Altezza: 3,5 mm - Larghezza: 5 mm



CAVALIERE STANDARD IN ORAX®
con ritenzione
CK 1100/H/MR/OR 50 mm
senza ritenzione
CK 1100/H/ZR/OR 50 mm



CAVALIERE STANDARD IN PALLAX®
con ritenzione
CK 1100/H/MR/PA 50 mm
senza ritenzione
CK 1100/H/ZR/PA 50 mm



CAVALIERE STANDARD IN ACCIAIO INOSSIDABILE
CK 1100/H/MR/IN 50 mm



MANDRINI PER PARALLELOMETRO
Unicamente per l'uso in laboratorio
CK1000 P BARRE STANDARD
CK1102 P BARRE MINI

LEGHE*

ORAX

Colore: Giallo - Au 70 - Pt 5 - Ag 12 - Cu 13
Tempera: 60 min. a 400 °C
Intervallo di fusione: 910-955 °C

PALLAX

Colore: Bianco - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 14,5
Tempera: 60 min. a 450 °C
Intervallo di fusione: 1055-1130 °C

ACCIAIO INOSSIDABILE

Colore: Bianco - Fe 73 - Cr 18 - Ni 8 - Mo, Cu, C, Mn e Si 1
Non riscaldare! Contiene Ni.

PRECIPROFILE

Profilati di titanio da saldare con il laser, idoneo per impianti ponti.
Da usare con il saldame CEKA SOL T1 CS31.
Veloce, versatile e economico. Titanio puro grado 2.

Altezza: 2,9 mm - Larghezza: 2 mm - Lunghezza: 50 mm - Durezza Vickers: 210 ± 20

PROFILATO DI TITANIO DRITTO PER LA SALDATURA LASER

CK-IMP-015 1 pezzo

CK-IMP-025 25 pezzi

PROFILATO DI TITANIO CURVO PER LA SALDATURA LASER

CK-IMP-016 1 pezzo

CK-IMP-026 25 pezzi

Raggio di curva: 20 mm - A trattamento termico



PLASTIC-WAX



CERA ARRICHITA CON RESINA. (45GR)

Ideale per la modellazione e la tecnica di fresaggio.

Unicamente per l'uso in laboratorio.

CK-IMP-045 Scatola 45 g



PROFILATI DI 8°

(altezza: 4,5 mm - lunghezza: 60 mm - larghezza sopra: 1,9 mm / sotto: 2,8 mm)

CK-IMP-014 Profilati 8° 4 pezzi



TABELLA DELLE LEGHE E DEI MATERIALI

PALLAX

Da saldare con leghe preziose e non preziose

Bianco - Au 2 - Ag 37 - Pt 9,5 - Pd 37 - Cu 12,5 - Co 2 Intervallo di fusione: 1055-1130 °C

IRAX

Unicamente per sovrapposizione con leghe preziose

Bianco - Au 60 - Pt 24 - Pd 15 - Ir 1 Intervallo di fusione: 1400-1460 °C

NOPRAX

Unicamente per sovrapposizione con leghe non preziose

Bianco - Ni 72 - Cr 17 - Fe 10 - Mn 1 - Contiene Ni. Intervallo di fusione: 1355-1450 °C

ORAX

Da saldare con leghe preziose e non preziose

Giallo - Au 67 - Pt 8,6 - Ag 13,2 - Cu 11 - Zn 0,2 Intervallo di fusione: 910-995 °C

Temperatura: 60 min. a 400 °C

PLATIRAX

Per sovrapposizione con qualsiasi lega

Bianco - Pt 85 - Ir 15

Intervallo di fusione: 1790-1820 °C

TITANAX

Unicamente per l'incollaggio e da inglobare nella resina

Bianco - Ti 90 - Al 6 - V 4 - Non riscaldare!

ACCIAIO INOSSIDABILE

Unicamente per l'incollaggio e da inglobare nella resina

Bianco - Fe 66 - Cr 17 - Ni 11 - Mo 2 - altri 4 - Non riscaldare! Contiene Ni.

POLIPROPILENE

1802, 1805, 1806

POLIACETALE

1231, 1232, 1233, 1311, 1312, 1313, 1361, 1362, 1363, 1822

ELASTOMERO TERMOPLASTICO

1201 B

► SOLUZIONI PER SALDATURA

ANTEEA® è in grado di offrire soluzioni per saldatura a 360° tra cui barre in Titanio Gr.4, mediante le quali è possibile realizzare una struttura stabile, dal fit passivo, per ricostruzioni immediate sia provvisorie che durature.

Sono idonee sia per i carichi immediati sia per quello differito.

È una soluzione rapida ed economica che consente di fornire ricostruzioni di arcate parziali o complete nello stesso giorno dell'intervento chirurgico.



BARRA IN TITANIO Ø1.2mm ST1157

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 1.2 mm

Confezione da 5 pezzi



BARRA IN TITANIO Ø1.5mm ST1158

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 1.5 mm

Confezione da 5 pezzi



BARRA IN TITANIO Ø2.0mm ST1159

Ti4 - Titanio Gr. 4

Barra in titanio Gr. 4, L. 150 mm, Ø 2.0 mm

Confezione da 5 pezzi

STRUMENTARIO PROTESICO



CACCIAVITI MANUALI
CACCIAVITE PER CONTRANGOLO - ATTACCO MANIPOLO
CHIAVE PER DINAMOMETRICA
ADATTATORE PER CHIAVE PER DINAMOMETRICA
IMPUGNATURA MANUALE
SCHEMI DI SERRAGGIO



CONNEKIT V1 MEDIUM

Il Kit comprende la seguente strumentazione

DESCRIZIONE		MEDIA 29 mm
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1041
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1042
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1043
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1044
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1045
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1046
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1047
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1048
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1049
TORX 6.0 mm	★	ST1050
ADATTATORE MANUALE		ST1005

STRUMENTI OPTIONAL

MANICO DA LABORATORIO	ST1006
ADATTATORE CRICCHETTO	ST1007
TORQUE WRENCH 10-40 NCM	ST1008



CONNEKIT V2 MEDIUM LONG

Il Kit comprende la seguente strumentazione

DESCRIZIONE		MEDIA 29 mm	LUNGA 36 mm
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1041	ST1051
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1042	ST1052
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1043	ST1053
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1044	ST1054
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1045	ST1055
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1046	ST1056
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1047	ST1057
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1048	ST1058
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1049	ST1059
TORX 6.0 mm	★	ST1050	ST1060
ADATTATORE MANUALE		ST1005	

STRUMENTI OPTIONAL

MANICO DA LABORATORIO	ST1006
ADATTATORE CRICCHETTO	ST1007
TORQUE WRENCH 10-40 NCM	ST1008




CONNEKIT V3 COMPLETE

Il Kit comprende la seguente strumentazione


DESCRIZIONE		CORTA 21 mm	MEDIA 29 mm	LUNGA 36 mm
ESAGONALE 0.9 mm	●	ST1031	ST1041	ST1051
ESAGONALE 1.0 mm	●	ST1032	ST1042	ST1052
ESAGONALE 1.2 mm	●	ST1033	ST1043	ST1053
ESAGONALE 1.27 mm	●	ST1034	ST1044	ST1054
ESAGONALE 1.3 mm	●	ST1035	ST1045	ST1055
ESAGONALE 1.8 mm	●	ST1036	ST1046	ST1056
ATTACCO QUADRATO 1.3 mm	■	ST1037	ST1047	ST1057
A TAGLIO 2.0 mm	—	ST1038	ST1048	ST1058
UNIGRIP 5.5 mm	★	ST1039	ST1049	ST1059
TORX 6.0 mm	★	ST1040	ST1050	ST1060
VITE ANGOLATA D.I.S.	●	ST1434	ST1445	ST1460
ADATTATORE MANUALE		ST1005		
MANICO DA LABORATORIO		ST1006		
ADATTATORE CRICCHETTO		ST1007		
TORQUE WRENCH 10-40 NCM		ST1008		

CACCIAVITI MANUALI STUDIO


DESCRIZIONE		CORTA	MEDIA	LUNGA	COMPATIBILITÀ
0.9 mm HEXAGONAL		ST1424(E)	ST1435	ST1446(E)	BREDENT® (Viti laterali)
1.0 mm HEXAGONAL		ST1425(E)	ST1436	ST1447(E)	ANKYLOS®
1.2 mm HEXAGONAL		ST1426	ST1437	ST1448	3I ES. ESTERNO® - 3I CERTAIN® - CHAORUM® - DIOIMPLANT® FRIALIT® (XIVE®) - NEOBHIOTECH® - OSSTEM®
1.27 mm HEXAGONAL		ST1014	ST1024	ST1449	ANTONGYR® - ASTRA® - BTK® - BIOGENESIS® - BIOHORIZON® ALPHABIO® - CAMLOG® - DENTIUM® - DENTIS® - DIOIMPLANT® GEASS® - WINSIX® - INTRALOCK® - ISOMED® - LEADER® - MEGAGEN® MIS® - PRODENT® - TEKKA® - SWEDEN® MARTINA® - ZIMMER®
1.3 mm HEXAGONAL		ST1427(E)	ST1438(E)	ST1450(E)	ASTRA® - RHEIN83®
1.6 mm HEXAGONAL		ST1428(E)	ST1439	ST1451(E)	INTRALOCK® (FLAT ABUTMENT)
1.67 mm HEXAGONAL		ST1429(E)	ST1440	ST1452(E)	MATRIX®
1.8 mm HEXAGONAL		ST1430	ST1441	ST1453(E)	ANKYOS® - BALANCE BASE®
1.3 mm SQUARE		ST1431(E)	ST1442	ST1454(E)	3I® - LIFE CORE®
QUADRILOBE		ST1432(E)	ST1443	ST1455	THOMMEN®
2.0 mm CUT		ST1018(E)	ST1028	ST1456(E)	UNIVERSALE
5.5 mm UNIGRIP		ST1019	ST1029	ST1457	NOBEL® - ACTIVE® NOBEL® - BRANEMARK® NOBEL® - REPLACE®
5.5 mm TORX		ST1704(E)	ST1705	ST1706	IDI EVOLUTION® NEOSS®
6.0 mm TORX		ST1020	ST1030	ST1458	STRAUMANN® - BONE LEVEL® STRAUMANN® - TISSUE LEVEL® STRAUMANN® - BLX® - BLT® BREDENT®



LUNGO




MEDIO




CORTO

CACCIAVITI ATTACCO MANIPOLO


DESCRIZIONE		CORTA	MEDIA	LUNGA	COMPATIBILITÀ
0.9 mm HEXAGONAL		ST1031(E)	ST1041	ST1051(E)	BREDENT® (Viti laterali)
1.0 mm HEXAGONAL		ST1032(E)	ST1042	ST1052	ANKYLOS®
1.2 mm HEXAGONAL		ST1033	ST1043	ST1053	3I ES. ESTERNO® - 3I CERTAIN® - FRIALIT® (XIVE®) - OSSTEM NEOBHIOTECH - DIOIMPLANT - CHAORUM
1.27 mm HEXAGONAL		ST1034	ST1044	ST1054	ASTRA® - SWEDEN&MARTINA® - ZIMMER® - BIOHORIZON® ALPHABIO® - MIS® - CAMLOG® - DENTIUM® - DENTIS® - BIOGENESIS®
1.3 mm HEXAGONAL		ST1035(E)	ST1045(E)	ST1055(E)	ASTRA® - RHEIN83®
1.6 mm HEXAGONAL		ST1461(E)	ST1465	ST1469(E)	INTRALOCK® (FLAT ABUTMENT)
1.67 mm HEXAGONAL		ST1462(E)	ST1466	ST1470(E)	MATRIX®
1.8 mm HEXAGONAL		ST1036	ST1046	ST1056(E)	ANKYOS® - BALANCE BASE®
1.3 mm SQUARE		ST1037(E)	ST1047	ST1057(E)	3I® - LIFE CORE®
QUADRILOBE		ST1463(E)	ST1467	ST1471	THOMMEN®
2.0 mm CUT		ST1038(E)	ST1048	ST1058(E)	UNIVERSALE
5.5 mm UNIGRIP		ST1039	ST1049	ST1059	NOBEL® - ACTIVE® NOBEL® - BRANEMARK® NOBEL® - REPLACE®
5.5 mm TORX		ST1701(E)	ST1702	ST1703	IDI EVOLUTION® NEOSS®
6.0 mm TORX		ST1040	ST1050	ST1060	STRAUMANN® - BONE LEVEL® STRAUMANN® - TISSUE LEVEL® STRAUMANN® - BLX® - BLT®



LUNGO




MEDIO








CORTO

STRUMENTARIO D.I.S.




Dinamic Inclinated Screws



CACCIAVITI MANUALI STUDIO

	LUNGO	MEDIO	CORTO	COMPATIBILITÀ
 D.I.S. e (Esagono)	 22mm ST1459	 15mm ST1444	 7mm ST1433	TUTTE LE VITI INCLINATE PRODOTTE DA ANTEEA®
 D.I.S. t (Torx)	 22mm ST1460	 15mm ST1445	 7mm ST1434	DINAMIC ABUTMENT®

CACCIAVITI ATTACCO MANIPOLO

	LUNGO	MEDIO	CORTO	COMPATIBILITÀ
 D.I.S. e (Esagono)	 22mm ST1129	 15mm ST1128	 7mm ST1127	TUTTE LE VITI INCLINATE PRODOTTE DA ANTEEA®
 D.I.S. t (Torx)	 22mm ST1472	 15mm ST1468	 7mm ST1464	DINAMIC ABUTMENT®



IMPUGNATURA STUDIO ST1005



ADATTATORE
CHIAVE DINAMOMETRICA ST1314

SYSTEM TORQUE

DRIVER

CHIAVE PER M.U.A. DRITTO  ST1001

DRIVER LOCATOR  ST1003

DRIVER MONCONE SFERICO
(Esagono Ø 2.0mm)  ST1002

DRIVER P.A.D.
(Esagono Ø 2.7mm)  ST1004

DRIVER COMPONENTE
SECONDARIA SYNOCTA  ST1063

DRIVER M.U.A. DRITTO - SHORT  ST1107

DRIVER M.U.A. DRITTO - LONG  ST1106

CHIAVE UNIVERSALE
SFERA NORMO - MICRO
CHIAVE DINAMOMETRICA
ATTACCO STRAUMANN  ST1063

ADATTATORI

ADATTATORE PER WRENCH
ATTACCO NOBEL  ST1189

ADATTATORE PER WRENCH
ATTACCO STRAUMANN  ST1007

IMPUGNATURE

IMPUGNATURA MANUALE LAB.



ST1006

IMPUGNATURA MANUALE STUDIO



ST1005

WRENCH



10-45 Ncm ST1008



15-70 Ncm ST1507



∞ Ncm ST1010



10-70 Ncm ST1130



10-100 Ncm ST1131

MANIPOLO WRENCH



5-35 Ncm ST1536



SURGICAL GUIDE SLEEVES



CARATTERISTICHE:

Il posizionamento delle sleeves può avvenire sia per ritenzione o per incollaggio.

Il design delle sleeves è ottimizzato e consente anche l'utilizzo in spazi interdentali ristretti.


Le sleeves Anteea® sono compatibili con le diverse case implantari disponibili a catalogo e con i maggiori software per chirurgia guidata 3Shape®, Exoplan®, Medialab®, Real Guide®, ed Exoplan Guide Creator®.

APPLICAZIONE:

Per preparare il sito implantare utilizzare le frese chirurgiche della relativa casa implantare in quanto le sleeves garantiscono totale compatibilità.

DETTAGLI TECNICI:

- Titanio grado 5 o PEEK Polietereeterketone



SURGICAL GUIDE SLEEVES

GUIDE SLEEVE FOR:	CODE:	Ø i	Ø e	K	C	F	L
Biomet 3i Ø4.1	ST1260	4.15	5.18	0.25	5.6	X	4
Biomet 3i Ø5.0	ST1389	5.0	6.18	0.25	6.6	x	4
Alphabio® Ø4.1	ST1009	4.1	5.0	1.5	5.5	x	5
Alphabio® Ø5.5	ST1261	5.5	6.35	1.5	7.0	x	5
Alphabio® Ø4.1 CAMMA	ST1390	4.1	5.5	x	5.5	x	4
Alphabio® Ø5.5 CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Ankylos® ND	ST1360	4.48	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Ankylos® WD	ST1361	4.9	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Astra EV® ND	ST1362	4.6	5.6	0.5	7.0	x	4
Astra EV® WD	ST1363	5.2	6.0	0.5	8.0	x	4
Bicon® Violet Ø4.0	ST1366	4.0	5.2	0.3	5.7	x	5
Bicon® Red Ø4.5	ST1367	4.5	5.7	0.3	6.2	x	5
Bicon® Yellow Ø5.0	ST1368	5.0	6.2	0.3	6.75	x	5
BioHorizons® Yellow	ST1369	4.3	5.3	0.5	6.0	4.5	6
BioHorizons® Green	ST1370	5.1	6.0	0.5	6.6	5.4	6
BioHorizons® Blue	ST1371	6.3	7.0	0.5	7.0	6.5	6
Camlog® Ø3.5	ST1372	3.5	4.8	0.5	5.8	4.5	3
Camlog® Ø4.5	ST1373	4.5	5.6	0.5	6.6	5.1	3
Camlog® Ø4.5	ST1255	4.5	5.6	0.5	6.6	5.1	4
IDC® Guide Pilot	ST1254	2.4	3.5	0.5	5.8	x	6
IDC® SP	ST1374	2.8	3.5	0.5	5.8	4.5	4
IDC® NP	ST1255	4.5	5.5	0.5	6.6	5.1	4
IDC® LP	ST1256	5.5	6.5	0.5	7.7	x	4
Sleeves K (NP) Ø4.5	ST1305	4.5	5.5	0.5	5.5	x	4
Sleeves K (LP) Ø5.5	ST1486	5.5	6.7	0.5	7.5	x	4
IDC® PEEK Esa Ø4.5 NP	ST1303	4.5	5.5	0.3	x	x	4
IDC® PEEK Esa Ø5.5 LP	ST1304	5.5	6.5	0.5	x	x	4
IDC® Ø4.5 NP CAMMA	ST1390	4.5	5.5	x	5.5	x	4
IDC® Ø5.5 LP CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Medialab® Ø4.1	ST1009	4.1	5.00	1.5	5.5	x	5
Medialab® Ø5.5	ST1261	5.5	6.35	1.5	7.0	x	5
Medialab® Ø4.1 CAMMA	ST1390	4.1	5.5	x	x	x	4
Medialab® Ø5.5 CAMMA	ST1391	5.5	6.7	1.5	7.3	x	4
Mis® Narrow	ST1375	4.0	4.6	0.5	5.5	x	4
Mis®	ST1376	5.5	6.5	0.5	7.0	6.0	4.5
Nobel Biocare® NP	ST1377	4.1	5.0	0.5	5.8	4.4	3.5
Nobel Biocare® RP	ST1378	5.0	6.0	0.5	7.0	5.6	3.5
Nobel Biocare® WP	ST1379	6.2	7.0	0.5	8.0	6.7	3.5
Straumann® Ø2.8	ST1380	2.8	3.8	0.4	5.8	3.5	4
Straumann® Ø5.0	ST1259	5.0	6.3	0.4	7.0	5.6	5
Sweden&Martina® Ø4.25	ST1382	4.25	5.0	0.5	5.5	x	5
Sweden&Martina® Ø5.5	ST1383	5.55	6.35	0.5	7.0	x	5
Xive® ND	ST1360	4.48	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Xive® WD	ST1363	5.2	6.0	0.5	7.0	5.7	4
Zimmer® A	ST1386	4.20	5.2	0.5	5.5	x	4
Zimmer® B	ST1387	5.3	6.30	0.5	7.0	x	4
Sleeve for Anchor Pin Medialab	ST1295	1.5	3.2	0.8	3.8	x	3
Sleeve for Anchor Pin IDC	ST1517	1.5	3.2	0.5	3.5	x	6
Fresa Pin Laterale	ST1301						
Pin Laterale	ST1320						

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

BROKEN IMPLANT SCREW EXTRACTOR KIT


Una vite rotta all'interno di un impianto non è frequente, ma succede può essere un problema serio e di difficile soluzione.

Con il sistema BONE SCREW EXTRACTOR KIT creato da Anteea, si può togliere dall'impianto la vite rotta, quando questa non è stata fissata con qualche tipo di cemento o non è stata manomessa tentando di estrarla: queste operazioni infatti possono deteriorare la parte filettata all'interno della fixture. Inserendo all'interno dell'impianto il "corpo centratore" e usando la fresa artiglio reverse, seguendo perfettamente le istruzioni, nel 90% dei casi si sviterà il residuo di vite rotta.

Nel caso la vite rotta fosse bloccata, si deve utilizzare sempre attraverso il centratore la fresa SPECIALE PERFORANTE reverse, con la quale si riesce a consumare il pezzo di vite bloccata.

L'operazione va eseguita con molta perizia, pazienza e attenzione. Il tempo occorrente può dipendere da alcuni fattori, tra cui non trascurabile è la posizione dell'impianto che può facilitare o complicare l'operazione.

Una volta consumata la vite si può eliminare il truciolo dalla cavità con aria, acqua ed eventualmente smuovere con attenzione i residui più grossi con uno specillo.



IL KIT **ST 1769** COMPRENDE:

- Snodo adattatore
- Manico corpo centratore
- Corpo centratore *(su indicazione del cliente)*
- Porta fresa manuale
- Fresa artiglio reverse
- Fresa speciale reverse

NB. Al momento dell'ordine il cliente deve specificare che tipo di connessione implantare desidera e il diametro dell'impianto come indicato nella tabella sottostante

Accessori

STRUMENTARIO

	CORPO CENTRATORE*	Vedi tabella
	PORTA FRESA MANUALE	ST1005
	MANICO CORPO CENTRATORE**	ST1746
	SNODO ADATTATORE	ST1771
	FRESA ARTIGLIO REVERSE SP	ST1747
	FRESA ARTIGLIO REVERSE NP	ST1748
	FRESA ARTIGLIO REVERSE RP	ST1749
	FRESA SPECIALE REVERSE SP/NP	ST1744
	FRESA SPECIALE REVERSE RP/WP	ST1745
	MASCHIATORE DI RECUPERO 1.4	ST1755
	MASCHIATORE DI RECUPERO 1.6	ST1756
	MASCHIATORE DI RECUPERO 1.8	ST1757
	MASCHIATORE DI RECUPERO 2.0	ST1758
	MASCHIATORE DI RECUPERO 2.4	ST1759
	PUNTA RECUPERO SPECIALE	ST1791

*TABELLA CONNESSIONI DISPONIBILI

ASTRATECH TX Ø3.0	ST1784
ASTRATECH TX Ø3.5/4.0	ST1785
ASTRATECH TX Ø4.5/5.0	ST1786
ALPHABIO / NORIS / MIS	ST1754
ANKYLOS	ST1776
BEGO	ST1789
BREDENT SKY	ST1790
NOBEL BRANEMARK Ø3.5	ST1765
NOBEL BRANEMARK Ø4.1	ST1766
NOBEL BRANEMARK Ø5.0	ST1767
BIOHORIZON Ø3.0	ST1760
BIOHORIZON Ø3.5	ST1754
BIOHORIZON Ø4.5	ST1772
BIOHORIZON Ø5.7	ST1773
3i CERTAIN Ø3.4	ST1777
3i CERTAIN Ø4.1/5.0	ST1778
STRAUMANN BONE LEVEL Ø3.3	ST1774
STRAUMANN BONE LEVEL Ø4.1/4.8	ST1775
NOBEL ACTIVE Ø3.0	ST1768
NOBEL ACTIVE NP	ST1750
NOBEL ACTIVE RP	ST1751
NOBEL ACTIVE WP	ST1752
NOBEL REPLACE Ø3.5	ST1781
NOBEL REPLACE Ø4.3	ST1782
NOBEL REPLACE Ø5.0	ST1783
OSSTEM Ø3.5	ST1787
OSSTEM Ø4.0	ST1788
3i ESAGONO ESTERNO Ø3.4	ST1780
3i ESAGONO ESTERNO Ø4.1/5.0	ST1783
ZIMMER Ø3.5	ST1754
ZIMMER Ø4.5	ST1772
ZIMMER Ø5.7	ST1773

Le connessioni disponibili sono in costante aggiornamento da parte dell'ufficio tecnico di anteea per verificare le ulteriori disponibilità si prega di contattare anteea all'indirizzo: info@anteea.com

SMART LOCK-C SCREW

Per avvitamenti occlusali e orizzontali

CARATTERISTICHE:

Con il sistema Smart Lock C Screw è possibile eseguire l'avvitamento di protesi amovo-inamovibili. È così possibile realizzare un avvitamento sia trasversale che occlusale.

Quando la direzione della vite, nel cavo orale del paziente, per motivi funzionali ed estetici deve essere cambiata, l'avvitamento può essere riposizionato e adattato alle nuove esigenze.

Questo sistema rappresenta una nuova soluzione di avvitamento secondario individuale per i materiali di nuova generazione come: Zirconio, BioHpp, etc.



KIT M1.4 - ST1583

2 Microviti Coniche M1.4
2 Anelli Calcinabili M1.4
2 Guaine Filettate M1.4



KIT M1.6 - ST1584

2 Microviti Coniche M1.6
2 Anelli Calcinabili M1.6
2 Guaine Filettate M1.6



Microvite Conica M1.4 *Passo Fine*

Microvite Conica M1.6 *Passo Fine*

Titanio

CODE:	L	T	LT*	M	E	G
AN2252	4.5	2.1	2.5	1.4	0.9	1.5
AN4661	5.2	2.2	2.5	1.6	0.9	1.7

* accorciabile max 1.4mm



Anello Copertura M1.4

Anello Copertura M1.6

POM - Poliossimetilene

CODE:	L	T	C	G
AN4643	2.1	2.1	2.7	1.5
AN4659	2.1	2.2	2.8	1.7



Guaina Filettata M1.4 *Passo Fine*

Guaina Filettata M1.6 *Passo Fine*

Titanio

CODE:	L	D	F
AN2430	3.5	2.8	2.3
AN4645	3.6	2.9	2.4

CACCIAVITE MANUALE



ST1424

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Short - ST1031

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Medium - ST1041

SMART LOCK-T BAR

Per avvitamento trasversale

CARATTERISTICHE:

Con il sistema Smart - Lock T Bar è possibile eseguire l'ancoraggio della protesi amovo-inamovibili realizzando un avvitamento trasversale.

Quando la direzione della vite, nel cavo orale del paziente, per motivi funzionali ed estetici deve essere cambiata, l'avvitamento può essere riposizionato e adattato alle nuove esigenze.

Questo sistema rappresenta una nuova soluzione di ancoraggio individuale per le strutture secondarie realizzate con materiali di nuova generazione come: Zirconio, BioHpp, etc



KIT M1.4 - ST1585

2 Microviti M1.4
2 Smart Connector M1.4
2 Guaine Filettate M1.4






KIT M1.6 - ST1586

2 Microviti M1.6
2 Smart Connector M1.6
2 Guaine Filettate M1.6



KIT M1.8 - ST1587


2 Microviti M1.8
2 Smart Connector M1.8
2 Guaine Filettate M1.8



	CODE:	DT	F	E	C*	A	B	L	CH	LC
Vite con Perno M1.4	AN4647	ø1.4	ø1.3	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3
Vite con Perno M1.6	AN4648	ø1.6	ø1.5	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3
Vite con Perno M1.8	AN4649	ø1.8	ø1.7	1.0	2.5	5.0	3.5	8.5	0.9	2.3

Titanio

* accorciabile max 1.4mm




Perno Modellazione ø1.4

Perno Modellazione ø1.6

Perno Modellazione ø1.8

Ottone

CODE:	L	A	B	C
AN4660	11	3.5	5.3	ø1.3
AN4646	11	3.5	5.3	ø1.5
AN4662	11	3.5	5.3	ø1.7



Guaina Filettata M1.4

Guaina Filettata M1.6

Guaina Filettata M1.8

Titanio

CODE:	DT	F	D	A	L
AN4663	ø2.8	ø1.3	1.4	5.0	5.3
AN4664	ø2.8	ø1.5	1.6	5.0	5.3
AN4665	ø3.2	ø1.7	1.8	5.0	5.3

CACCIAVITE MANUALE



ST1424

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Short - ST1031

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Medium - ST1041

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

SMART LOCK-B SCREW

Per avvitamento occlusale con stop

CARATTERISTICHE:

La tecnica Smart Lock-B permette di ancorare la struttura secondaria alla primaria per mezzo di due sistemi :
o per ancoraggio diretto o per cementazione della guaina filettata nella struttura.



Il primo sistema quello dell'ancoraggio diretto è possibile integrare viti aggiuntive per avvitare la struttura secondaria es: (in zirconio) alla barra in titanio. Grazie alle nuove funzioni dei software in commercio è possibile visualizzare le posizioni virtuali delle viti e generare filettature.

I canali della vite generati nel software vengono integrati nella barra durante la fresatura. La barra in titanio viene quindi avvitata agli impianti e la struttura secondaria alla barra.

Il secondo sistema è quello analogico , inserire nella struttura primaria incollando una ghiera filettata, così che per mezzo della cannula guida (in dotazione) possiamo generare il canale vite (con il metodo analogico) così che possiamo ancorare la struttura secondaria alla barra primaria .

La tecnica Smart Lock-B non solo evita i canali vestibolari non estetici, ma migliora anche la manutenzione e l'igiene post-operatorie.

Con la tecnica Smart Lock-B è così possibile realizzare riabilitazioni su barra altamente stabili anche in casi complessi senza comprometterne l'estetica.



SMART LOCK - B Kit M1.4 - ST1589

2 Microviti M1.4
2 Smart Connector POM
2 Guaine Filettate M1.4



SMART LOCK - B Kit M1.6 - ST1590

2 Microviti M1.6
2 Smart Connector POM
2 Guaine Filettate M1.6



Microvite M1.4 *Passo Fine*

Microvite M1.6 *Passo Fine*

Titanio

CODE:	L	T	LT*	M	E
AN4652	6.7	2.3	0.7	1.4	1.2
AN4653	6.7	2.3	0.7	1.6	1.2

* accorciabile max 2.0mm



Smart Connector - POM *(For Custom)*

Smart Connector - TITANIO *(For Zirconia)*

CODE:	L	T	C	G	M
AN4654	8.0	2.4	3.0	1.0	1.7
AN4655	8.0	2.4	3.0	1.0	1.7



Guaina Filettata M1.4 *Passo Fine*

Guaina Filettata M1.6 *Passo Fine*

Titanio

CODE:	L	D	F
AN2430	3.5	2.8	2.3
AN4645	3.6	2.9	2.4



Perno Filettato M1.4 *Passo Fine*

Perno Filettato M1.6 *Passo Fine*

Titanio

CODE:

AN1663

AN1241

CACCIAVITE MANUALE



ST1426

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Short - ST1034

CACCIAVITE CONTRANGOLO



Medium - ST1044

N.B. Tutte le misure sono espresse in millimetri

ACCESSORI O-RING

Per sistemica overdenture

CARATTERISTICHE:

Il sistema O-Ring può accogliere fino a 15 gradi di divergenza tra gli impianti. Ogni sistema O-Ring include 2 pezzi di contenitore femmina in titanio e 2 pezzi di O-Ring Neri.

Nota: l'O-Ring rosso viene utilizzato per l'allestimento del laboratorio, mentre l'O-Ring bianco viene utilizzato per l'overdenture finita.



O-RING CLOSED KIT Kit 2.5 Normo AN5607



2 Contenitore Titanio
2 O-Ring Silicone Nero



O-RING CLOSED KIT Kit 2.25 AN5608



2 Contenitore Titanio
2 O-Ring Silicone Nero



O-RING OPEN KIT Kit 2.5 Normo AN5612





2 Contenitore Titanio
2 O-Ring Silicone Nero



O-RING OPEN KIT Kit 2.25 AN5611



2 Contenitore Titanio
2 O-Ring Silicone Nero



O-RING RICAMBIO Bianco ST1742

Confezione da 4 pezzi



O-RING RICAMBIO Nero ST1743

Confezione da 4 pezzi

MATERIALI

ACCIAIO KLEINOX 4598

Aspetto

Colore

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Odore

Resistenza alla trazione

Trattamento termico

Velocità di taglio

COMPOSIZIONE CHIMICA (%)

Carbonio (C)

Silicio (Si)

Manganese (Mn)

Fosforo (P)

Zolfo (S)

Cromo (Cr)

Nichel (Ni)

Molibdeno (Mo)

Rame (Cu)

Solido

Grigio metallico

Inodore

ca 740-960 N/mm² (a seconda della misura)

ricottura: 1050°C con raffreddamento in H₂O

da 45 a 60 m/min in relazione ad utensili e tipo di pezzo



Kleinox 4598-4404+S+Cu è un acciaio legato al Cr-Ni-Mo adatto per lavorazione su torni automatici impiegato soprattutto dove è richiesta altissima resistenza alla corrosione. In particolare, con l'aggiunta di zolfo e rame si ottengono elevate caratteristiche di lavorabilità.

TITANIO GR. 5**

Aspetto

Colore

Solido

Grigio metallico

PROPRIETÀ MECCANICHE

	Tensione a rottura	Carico di snervamento	Allungamento (4D)	Allungamento (5D)	Riduzione di area %	Modulo (info only)
Specifiche (min)	135 ksi	125 ksi	10%	10%	25%	Mps (info only)
Risultati	143,7	131,1	22,4	20,8	51,7	15,6

COMPOSIZIONE CHIMICA

	Spec. min.	Spec. max.	Top	Bottom
Vanadio (V)	3,5	4,5	4,0	4,0
Alluminio (Al)	5,5	6,5	6,0	6,0
Carbonio (C)	0	0,08	0,01	<0,01
Ferro (Fe)	0	0,25	0,16	0,16
Azoto (N)	0	0,05	0,01	0,01
Ossigeno (O)	0	0,13	0,11	0,12
Ittrio (Y)	0	0,005	< 0,001	< 0,001
Titanio (Ti)		Balance		



**** Queste informazioni tecniche fanno fede a quanto espressamente riportato nelle normative vigenti per l'utilizzo del Titanio gr.5 in implantologia:**

• Specifiche standard per saldato Titanium-6 in alluminio-4 VanadiumELI (Extra Low Interstitial) in lega per applicazioni di impianti chirurgici;

• ISO 5832-3:1996: Impianti per la chirurgia - materiali metallici - Parte 3: lega di titanio saldato 6-alluminio a 4-Vanadio.

MATERIALI

LEGA DI CROMO COBALTO

Aspetto
Colore
PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE
Odore
Intervallo di fusione
Temperatura di colata
Densità
Carico di rottura (MPa)
Carico di snervamento Rp 0,2%
Modulo di elasticità
Allungamento percentuale A%
Riduzione di area %
Durezza Vickers HV 30
COMPOSIZIONE ELEMENTARE IN PESO
Cromo (Cr)
Molibdeno (Mo)
Tungsteno (W)
Cobalto (Co)

Solido
Grigio metallico
Inodore
1.310-1.330°C
1.450°C
8.8 g/cm ³
700 MPa
580 MPa
210 MPa
8%
10%
300
22%
6.5%
6%
63%

Possano essere presenti inoltre elementi come P,S,Cu,Al,V,Nb,etc.
La concentrazione in peso di questi elementi è inferiore ai limiti riportati nel supplemento ordinario alla G.U. 29/02/1992, Serie Generale nr. 50.
Essi non sono classificati come pericolosi per la salute o non sono soggetti a limiti di esposizione riconosciuti.

PEEK - POLI-ETER-ETER-CHETONE

Aspetto
Colore
PROPRIETÀ MECCANICHE
Resistenza a trazione - rottura
Allungamento a rottura
Modulo elastico a trazione
Resistenza agli urti
Durezza Rokwell
Durezza alla sfera di acciaio
Limite a tensione
Compressione-carico per determinare 2% di deformazione
Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio)
PROPRIETÀ TERMICHE
Punto di fusione Met. A
Temperatura di utilizzo:
- minima
- per qualche ora
- 5.000 ore (50% res. a trazione)
- 20.000 ore (50% res. a trazione)
Temperatura Met.A di distorsione ISO 75 Met.B
Coefficiente di dilatazione termica lineare
Conduttività termica Met.A
Calore specifico

Solido
Naturale (Sabbia)
97 N/mm ²
25%
3,600 N/mm ²
NR
M105
230 N/mm ²
-
57 N/mm ²
-
340°C
-60°C
300°C
260°C
250°C
152°C
4,7 1/K-105
0,25 W/K-m
-

Tutti i valori qui indicati sono stati testati con una temperatura di +23°C e umidità relativa del 50%.
I dati qui riportati vogliono essere un aiuto affinché sia possibile individuare ed utilizzare il tipo di materiale più adatto nelle varie applicazioni.
Poiché le condizioni di impiego generalmente non corrispondono a quelle dei metodi di prova, questi valori dovranno essere considerati solo come una indicazione e non una base di calcolo per l'ottenimento dei limiti specifici in fase di progettazione; tutti i dati di questo prospetto sono forniti in buona fede, ma senza garanzia e non implicano responsabilità da parte nostra

MATERIALI

PMMA - POLIMETILMETACRILATO

Colore

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura di transizione vetrosa (DIN 537665);
Temperatura di distorsione (HTD metodo A - DIN 53461);
Temperatura di distorsione (HTD metodo B - DIN 53461);
Temperatura massima per l'utilizzo a breve;
Temperatura massima per l'utilizzo in continuo;
Conducibilità termica (23°C);
Calore specifico;
Coefficienti di dilatazione termica lineare a 23-55°C (DIN 53752).

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Densità (DIN 53479);
Tensione di snervamento (ISO 527);
Tensione di rottura a trazione (ISO 527);
Modulo elastico a trazione (ISO 527);
Durezza con penetrazione a sfera (DIN 53456);
Resistenza all'urto a 23°C (Charpy, ISO 179);
Resistenza a compressione;
Varie
Assorbimento umidità (23°C / 50% RH, ISO 62);
Assorbimento d'acqua (ISO 62).

Trasparente

105°C
60°C
100°C
100°C
100°C
0,19 W/(mK)
1,47 J/(gK)
7 x 10⁻⁵ 1/K

1,18 g/cm³
60 MPa
3-8 MPa
3000 MPa
180
18KJ/m²
110 MPa

1%
2%



POM - POLIOSSIMETILENE

Colore

PROPRIETÀ TERMICHE

Temperatura di fusione (DIN 53736)
Temperatura di trasformazione vetrosa (DIN 537665);
Temperatura di stabilità dimensionale (metodo A - ISO 75);
Temperatura di stabilità dimensionale (metodo B - ISO 75);
Temperatura massima per l'utilizzo a breve;
Temperatura massima per l'utilizzo in continuo;
Capacità termica specifica;
Conducibilità termica;
Coefficienti di dilatazione termica lineare.

PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE

Densità (DIN 53479);
Tensione di snervamento (ISO 527);
Allungamento a rottura (ISO 527);
Modulo di elasticità alla trazione (ISO 527);
Durezza con penetrazione a sfera (DIN 53456);
Resistenza all'urto a 23°C (Charpy, ISO 179);
Resistenza a rottura per creep (a 1000 ore carico statico).
Varie
Assorbimento umidità (23°C / 50% RH, ISO 62);
Assorbimento d'acqua (ISO 62).

Bianco opaco


165°C
-60°C
110°C
160°C
140°C
100°C
1,5 J/(gK)
0,31 W/(mK)
10x10⁻⁵ 1/K

1,18 g/cm³
65 MPa
40%
3000 MPa
150
Intatto - Unbroken
40 MPa

0,3%
0,5%



ONLINE SHOP



Intuitive and easy to use, it was created to become the reference e-commerce for your implant components.

Quality, precision and reliability in just one click.





20 anni di storia, ricerca e manifattura
più di **15** paesi forniti nel mondo
oltre **600.000** componenti prodotti annualmente
1500 mq di superficie produttiva, logistica e amministrativa
200 mq di spazio congressi e formazione



Viale Europa, 126 O/P - 55012
loc. Lammari (LUCCA) - ITALY
Tel.+39 0583 308371 - [info@ anteea.com](mailto:info@anteea.com)
www.anteea.com