



Square



Triangular



Ovoid

ERAY DELUXE[®]

Upper Incisors



42.3
8.1
10.4



E 1



41.7
8.2
11.0



E 2



44.0
8.6
12.1



E 3



47.4
8.8
12.7



E 4



50.0
9.5
14.5



E 5



41.2
7.7
11.6



F 2



41.4
7.9
12.4



F 3



46.6
8.5
12.5



F 4



40.1
7.3
10.0



G 1



43.3
8.1
10.1



G 2



43.9
8.2
11.6



G 3




47.1
8.7
11.3



G 4



Square



Triangular



Ovoid

Upper Incisors



42.0
7.5
11.3



H 2




42.3
7.6
10.4



H 3



43.3
8.0
11.4



H 4

Lower Incisors

31.6
4.4
9.7



K 1

33.0
4.7
9.7



K 3

33.0
5.0
10.9



K 5

34.0
5.3
11.0



K 6

38.4
6.1
10.1



K 8

37.8
5.6
11.2






K 9

40.0
5.7
14.0




K10


Upper and Lower Posterior

56.6 60.4		 M 1
58.2 62.3		 M 2
59.4 65.8		 M 3
61.0 66.6		 M 4
66.4 71.2		 M 5
58.4 62.3		 AB

E1



M1



DENTI ACRILICI A 3 STRATI

Denti in resina a tre strati per protesi mobile. Fluorescenti, stabilità del colore nel tempo e alta resistenza all'abrasione.

Venduti a bocca intera (28 denti, 4 file) con combinazioni relative a frontali superiori, come riportati nella tabella seguente (combinazioni non modificabili).

Per ordinare la bocca comunicare il codice dei frontali superiori (es. bocca E1, bocca E2, bocca E3, etc.) ed il colore.

Colori disponibili in scala VITA: A2 - A3 - A3,5 - A4 - B3 - C2 - C3 - C4 - D3

NON VENDIBILI A SINGOLE FILE.

COLOURS

VITA

A1	A2	A3	A3.5	A4
B1	B2	B3	B4	
C1	C2	C3	C4	
D2	D3	D4	BL	

MOULDS

UPPER	LOWERS	POSTERIOR
E1	K3	M2
E2	K5	AB
E3	K6	M4
E4	K9	M5
E5	K10	M5
F1	K1	M1
F2	K5	AB
F3	K5	M3
F4	K9	M5
G1	K1	M1
G2	K6	M2
G3	K6	M4
G4	K8	M5
H1	K1	M1
H2	K5	AB
H3	K3	M3
H4	K3	M4