



T H E D E N T A L A T T A C H M E N T S C O M P A N Y

MODIFICHE EVIDENZIATE 13 - 11 - 2023



1983-2023

LISTINO PREZZI PROTESI FISSA E RIMOVIBILE

per odontoiatri e odontotecnici



RHEIN83

PROTESI FISSA OT BRIDGE

<i>Moncone OT Equator, Misuratore di bordo gengivale, KIT 42, Monconi in titanio</i>	Pag. 3
<i>Monconi calcinabili, Moncone titanio fori passanti, Moncone titanio per elettro-saldature</i>	Pag. 4
<i>Tappi di guarigione, Transfer da impronta</i>	Pag. 4
<i>Analoghi da laboratorio, Scan Abutment, Viti, Strumenti per avvitamento OT Equator</i>	Pag. 5
<i>Strumenti avvitamento, Manico universale, Inseritore seeger, T-Bar Componenti ed accessori</i>	Pag. 6
<i>Componenti in confezione singola, Connettori gengivali, Fresa pulizia della sede seeger, Ot Cem</i>	Pag. 7

PROTESI RIMOVIBILE

<i>OT Equator per impianti, OT Equator per barre, kit cappette OT Equator, OT Equator calcinabile</i>	Pag. 8
<i>Ricambi OT Equator</i>	Pag. 9
<i>Transfer e analoghi OT Equator, Strumenti e accessori OT Equator</i>	Pag. 10
<i>Sfere singole filettate, Ricambi e accessori sfere singole filettate</i>	Pag. 11
<i>Sphero block e Sphero flex per impianti, Misuratore di bordo gengivale</i>	Pag. 12
<i>Strumenti Sphero flex Sphero block, Sistema antisvitamento</i>	Pag. 13
<i>Kit Laboratorio</i>	Pag. 14
<i>Kit Basic</i>	Pag. 15
<i>Attacchi OT Cap / OT Box, attacchi OT Box large, attacchi OT Strategy, attacchi OT Bar multiuse</i>	Pag. 16
<i>Attacchi OT Vertical, attacchi OT Unilateral, attacchi OT Cap Tecno, attacchi OT Lock</i>	Pag. 17
<i>Kit pivots per studio, Kit pivot OT Equator</i>	Pag. 18
<i>Kit Cappette per Pivot OT Equator, Pivot Block / Flex</i>	Pag. 19
<i>Ricambi OT Cap NORMO</i>	Pag. 20
<i>Ricambi OT Cap MICRO</i>	Pag. 21
<i>Kit cappette OT Cap</i>	Pag. 22
<i>Strumenti e accessori OT Cap NORMO / MICRO</i>	Pag. 23
<i>Ricambi OT Strategy</i>	Pag. 24-25
<i>Ricambi OT Bar multiuse</i>	Pag. 25
<i>Ricambi OT Vertical, ricambi OT Reverse</i>	Pag. 26
<i>Ricambi OT Lock, kit Sfere cave ricostruttive</i>	Pag. 27
<i>OT Lever, Mini parallelometro, Box porta protesi</i>	Pag. 28
<i>OT Cem, Broken screw extractor kit</i>	Pag. 29
<i>Rhein83: La formazione</i>	Pag. 30
<i>Servizi alla clientela Rhein83</i>	Pag. 31

MONCONE OT EQUATOR



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%

MISURATORE DI BORDO GENGIVALE



Ref. 008MBG

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE

€ 80,00 + IVA 22%

KIT 42



Ref. BE42
+ n° 42 OT Equator
(Ref. 030 a scelta)

- 1 KIT ASSORTIMENTO (autoclavabile) 42 MONCONI OT EQUATOR +TiN
IL KIT 42 PUÒ ESSERE PERSONALIZZATO IN BASE ALLE MARCHE E ALLE ALTEZZE PREFERITE. INDICARE IL NUMERO E LE SPECIFICHE PER OGNI TIPO DI MONCONE DESIDERATO IN FASE D'ORDINE. (GLI STRUMENTI NON SONO INCLUSI NEL KIT)

€ 3000,00 + IVA 4%



Ref. BE42

- 1 BOX PER ASSORTIMENTO MONCONI OT Equator (SENZA MONCONI)

€ 120,00 + IVA 22%

MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. MTSEG

Ø3,5mm

Ref. MT40SEG

Ø4mm

Ref. MT50SEG

Ø5mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE DA INCOLLAGGIO h9,5mm
- 1 VITE IN TITANIO h2mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MMSEG

Ø3,5mm

Ref. MM40SEG

Ø4mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI DA INCOLLAGGIO h5,7mm
- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MTSFEG

Ø3,5mm

Ref. MTEG15SF

Ø4mm

MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO 15°

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE INCLINATO DI 15° DA INCOLLAGGIO
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO
- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO

€ 65,00 + IVA 4%

MONCONI PER PROTESI FISSA



Ref. CMEG40C

Ø4mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE CON FORO
- 1 VITE IN TITANIO h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MCEG15SF

Ø4mm

MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE (DISPONIBILE SOLO CON Ø4mm)
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. CMTFP

h1,8mm

Ref. CMTB30FP

h3mm

MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%



Ref. MT40GL

Ø4mm

MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE IN TITANIO NORMO PER SALDATURA ENDORALE h9,5 mm Ø4mm
- 1 VITE h2 mm
- 2 SEEGER BIANCHI CON MANICO
- 1 SEEGER ROSA CON MANICO

€ 39,00 + IVA 4%

TAPPI DI GUARIGIONE



Ref. 159VAG

VITE E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 VITE IN TITANIO
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO

€ 29,00 + IVA 4%



Ref. 159EAG

OT EQUATOR E ANELLO DI GUARIGIONE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 OT EQUATOR SEEGER IN TITANIO + TiN AUTOESTRAENTE
- 1 ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO

€ 35,00 + IVA 4%



Ref. 159VEA

- 1 VITE OT EQUATOR IN TITANIO + TiN
(per anello autoestraente in peek o anello di guarigione in titanio)

€ 25,00 + IVA 4%

TRANSFER DA IMPRONTA



Ref. 144TLE

- 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm

€ 44,00 + IVA 22%



Ref. 144TTE

- 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h6 mm

€ 44,00 + IVA 22%



Ref. 144MTE

- 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE

€ 36,00 + IVA 22%



Ref. TPM2

- 2 MINI TRANSFER OT EQUATOR h3,7mm

€ 28,00 + IVA 22%

ANALOGHI DA LABORATORIO



Ref. 144AE

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm

€ 38,00 + IVA 22%

Ref. AI502

- 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm

€ 38,00 + IVA 22%



Ref. 144AVC4

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 4mm

€ 23,00 + IVA 22%

Ref. 144AVC5

- 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE PER CAD/CAM ø 5mm

€ 23,00 + IVA 22%

OT EQUATOR SCAN ABUTMENT



Ref. 145SAE

- 1 OT EQUATOR SCAN ABUTMENT + VITE

€ 85,00 + IVA 22%

VITI



Ref. 147VME

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. 146VMI

- 1 VITE IN TITANIO SFERICA PER MONCONE INCLINATO
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. 148VCM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE MINI
(per cacciavite foro inclinato)

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VC

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h2mm

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VM

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h6mm

€ 15,00 + IVA 4%



Ref. VXL

- 1 VITE IN TITANIO PER MONCONE EXTRAGRADE h11,5mm

€ 15,00 + IVA 4%

STRUMENTI



Ref. 774CHE

Ref. 775CLE*

(*versione lunga)

- 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT Equator
(QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)

€ 42,00 + IVA 22%



Ref. 774HC

- 1 HOLDER INTERCAMBIABILE

€ 8,00 + IVA 22%



Ref. 760CSC

Ref. 760CS*

(*versione lunga)

- 1 CACCIAVITE/STILO PER FORO INCLINATO
PER MANIPOLO DINAMOMETRICO (QUADRATO 1,25mm)
E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO

€ 39,00 + IVA 22%

STRUMENTI

	Ref. 760ACC	• 1 ADATTATORE PER CACCIAVITE/STELO PER FORO INCLINATO (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)	€ 55,00 + IVA 22%
	Ref. 760CE	• 1 CACCIAVITE/STELO OT Equator PER MANIPOLO DINAMOMETRICO E PER ADATTATORE CRICCHETTO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25mm)	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 760CRD-US	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per OT Equator VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE	€ 240,00 + IVA 22%
	Ref. 124ICP	• 1 MANICO UNIVERSALE	€ 15,00 + IVA 22%
	Ref.490IS	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE PER SEEGER PROTESI FISSA CON TESTER, MANICO E CUSTODIA	€ 42,00 + IVA 22%
	Ref.190IS	• 1 INSERITORE E TESTER PER SEEGER PROTESI FISSA	€ 18,00 + IVA 22%

T-BAR ACCIAIO MEDICALE

	Ref. G80A	• 4 GIUNTI IN ACCIAIO MEDICALE	€ 32,00 + IVA 4%
	Ref. T20A	• 4 CILINDRI IN ACCIAIO MEDICALE	€ 8,00 + IVA 4%
	Ref. T20Ai	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN ACCIAIO MEDICALE	€ 12,00 + IVA 4%

T-BAR TITANIO

	Ref. G80T	• 4 GIUNTI IN TITANIO	€ 37,00 + IVA 4%
	Ref. T20T	• 4 CILINDRI IN TITANIO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. T20Ti	• 4 CILINDRI RITENTIVI IN TITANIO	€ 24,00 + IVA 4%

T-BAR STRUMENTI

	Ref. T-APLUS	• 2 ADATTATORI T-BAR	€ 48,00 + IVA 22%
--	---------------------	----------------------	-------------------

COMPONENTI IN CONFEZIONE SINGOLA

	Ref. RMTSFEG	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 3,5mm	€ 54,00 + IVA 4%
	Ref. RMTEG15SF	• 1 MONCONE EXTRAGRADE INCLINATO 15° Ø 4mm	
	Ref. RMTSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 3,5mm	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. RMT40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 4mm	
	Ref. RMT50SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE Ø 5mm	
	Ref. RMMSEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 3,5mm	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. RMM40SEG	• 1 MONCONE IN TITANIO EXTRAGRADE MINI Ø 4mm	
	Ref. GCMR	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 3,5mm	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. GCMR4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE INCLINATO Ø 4mm	
	Ref. GC	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 3,5mm	€ 12,00 + IVA 4%
	Ref. GC4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 4mm	
	Ref. GC5	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO Ø 5mm	
	Ref. GMM	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 3,5mm	€ 12,00 + IVA 4%
	Ref. GMM4	• 1 GUAINA CALCINABILE PER MONCONE IN TITANIO MINI Ø 4mm	
	Ref. MTFP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h1,8mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. MTB30FP	• 1 MONCONE IN TITANIO CON FORI PASSANTI PER PROVVISORIO RESINA-FILO-ARMATA h3mm (DISPONIBILE SOLO CON Ø 3,5mm)	
	Ref. HR800	• 1 FILO RICURVO IN TITANIO SPECIALE SENZA MEMORIA ELASTICA Ø 1mm	€ 7,80 + IVA 4%
	Ref. MEG40C	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE Ø 4mm	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. RMCEG15SF	• 1 MONCONE CALCINABILE EXTRAGRADE SENZA FORO (DISPONIBILE SOLO CON Ø 4mm)	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. SM6	• 6 SEEGER BIANCHI CON MANICO (TENUTA STANDARD)	€ 30,00 + IVA 4%
	Ref. SRM6	• 6 SEEGER ROSA CON MANICO (TENUTA SOFT)	€ 30,00 + IVA 4%
	Ref. 022RGO	• 3 CONNETTORI CALCINABILI	€ 8,00 + IVA 4%
	Ref. FSS	• 1 FRESA PER LA PULIZIA DELLE SEDI DEI SEEGER	€ 55,00 + IVA 22%
	Ref. OC	• 1 OT CEM (CEMENTO COMPOSITO: 1 SIRINGA BICOMPONENTE E 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI)	€ 49,00 + IVA 4%
	Ref. TOC	• 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI	€ 11,50 + IVA 22%

OT EQUATOR PER IMPIANTI



Ref. 130

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE INOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 115,00 + IVA 4%



Ref. 131

KIT OT EQUATOR PER IMPIANTI CON SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN
- 1 CONTENITORE DI CAPPETTE "AUTOPARALLELIZZANTE" SMART BOX
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 125,00 + IVA 4%



Ref. 030

- 1 MONCONE OT EQUATOR IN TITANIO CON RIVESTIMENTO TiN

€ 80,00 + IVA 4%

GLI ATTACCHI OT Equator SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE D'IMPIANTI. SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA E IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE. DISPONIBILE FINO A 7 mm.

OT EQUATOR PER BARRE



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETTATO CON GUAINA DI INCOLLAGGIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 EQUATOR FILETTATO per guaina in titanio (FILETTO 1,6mm)
- 2 GUAINA FILETTATE (FILETTO 1,6mm)
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 2 SPAZIATORI IN ACCIAIO (per guaina filettata)
- 8 CAPPETTE RITENTIVE
(2 GIALLE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD, 2 NERE DA LABORATORIO)

€ 125,00 + IVA 4%

ELASTIC SEEGER UNIONE A BARRA PASSIVA FRA IMPIANTI



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CILINDRO CALCINABILE CONTENITORE PER SEEGER
- 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT Equator
- 1 VITE IN TITANIO PER ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE

€ 27,00 + IVA 4%

KIT CAPPETTE



Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 38,00 + IVA 4%

KIT SMART BOX CONTENITORE AUTOPARALLELIZZANTE PER OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE SMART BOX CON CAPPETTA NERA DI POSIZIONAMENTO
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO ROSA
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)

€ 45,00 + IVA 4%

OT EQUATOR CALCINABILE



Ref. 092ECQ

KIT OT EQUATOR CALCINABILE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ASSORTITE
(2 ROSA SOFT, 2 BIANCHE TRASPARENTI STANDARD)

€ 50,00 + IVA 4%

RICAMBI OT EQUATOR

	Ref. 140CEV	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VIOLA (FORTE 2700g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CET	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - BIANCA TRASPARENTE (STANDARD 1800g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CER	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ROSA (SOFT 1200g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEG	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - GIALLA (EXTRA-SOFT 600g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEN	• 4 CAPPETTE NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 15,00 + IVA 22%
	Ref. 140CEDR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - VERDE ACQUA DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (FORTE 1300g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 140CEADR8	• 4 CAPPETTE RITENTIVE - ARANCIO DIAMETRO INTERNO RIDOTTO 2,2mm (MOLTO ELASTICA 350g)	€ 29,00 + IVA 4%
	Ref. 141CAE	• 2 CONTENITORI INOX DI CAPPETTE	€ 21,00 + IVA 4%
	Ref. 141CTE	• 2 CONTENITORI IN TITANIO DI CAPPETTE ANODIZZATI FUCSIA	€ 28,00 + IVA 4%
	Ref. 330SBE	• 1 CONTENITORE IN TITANIO SMART BOX (CON CAPPETTA DI POSIZIONAMENTO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 335CSB	• 4 CAPPETTE SMART BOX NERE (DI POSIZIONAMENTO)	€ 16,00 + IVA 22%
	Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETTATO 2mm (FILETTO STANDARD)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETTATO 1,6mm (PER GUAINA IN TITANIO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 239GSF	• 1 GUAINA IN TITANIO FILETTATA (FILETTO 1,6mm)	€ 24,00 + IVA 4%
	Ref. 339SSE	• 1 SPAZIATORE PER GUAINA OT EQUATOR	€ 10,00 + IVA 22%
	Ref. 159VEA	• 1 OT EQUATOR SEEGER (PER ANELLO AUTOESTRAENTE IN PEEK O ANELLO DI GUARIGIONE IN TITANIO)	€ 25,00 + IVA 4%
	Ref. 158VAE	• 1 VITE IN TITANIO PER SEEGER AUTOESTRAENTE	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158SAE	• 1 ANELLO SEEGER AUTOESTRAENTE OT EQUATOR IN PEEK	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158CCE	• 1 CILINDRO CALCINABILE h 2,5mm (PER ANELLO SEEGER)	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 158CCA	• 1 CILINDRO CALCINABILE ALTO h 3,5mm (PER ANELLO SEEGER)	€ 15,00 + IVA 4%
	Ref. 151SS	• 2 OT EQUATOR CALCINABILI	€ 20,00 + IVA 4%

ACCESSORI OT EQUATOR

	Ref. 144TLE	• 1 TRANSFER LUNGO OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO h11,5mm	€ 44,00 + IVA 22%
	Ref. 144TTE	• 1 TRANSFER OT EQUATOR IN TITANIO + VITE IN TITANIO	€ 44,00 + IVA 22%
	Ref. 144MTE	• 2 TRANSFER OT EQUATOR PER PORTAIMPRONTA INDIVIDUALE	€ 36,00 + IVA 22%
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE	€ 25,00 + IVA 22%
	Ref. 144AE	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 4mm	€ 38,00 + IVA 22%
	Ref. AI502	• 2 ANALOGHI DA LABORATORIO ø 5mm	€ 38,00 + IVA 22%
	Ref. 144AVC4	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø4mm	€ 23,00 + IVA 22%
	Ref. 144AVC5	• 1 ANALOGO DA LABORATORIO CON VITE IN TITANIO PER CAD/CAM ø5mm	€ 23,00 + IVA 22%
 	Ref. 161SCME	• 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT EQUATOR	€ 26,00 + IVA 22%

STRUMENTI OT EQUATOR

	Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 774CHE	• 1 CHIAVE QUADRATA + HOLDER per avvitare OT Equator (QUADRATO 1,25mm) (UTILIZZABILE CON CRICCHETTO DINAMOMETRICO)	€ 42,00 + IVA 22%
	Ref. 774HC	• 1 HOLDER INTERCAMBIABILE	€ 8,00 + IVA 22%
	Ref. 760CE	• 1 CACCIAVITE/STELO OT EQUATOR PER MANIPOLO DINAMOMETRICO PREDISPOSTO PER HOLDER (QUADRATO 1,25 mm)	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 185SIS	• 1 STELO CURVO PER INSERIMENTO SEEGER	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO (CON FORO PORTA STELO)	€ 29,00 + IVA 22%
	Ref. 760CRD-US	• 1 CRICCHETTO DINAMOMETRICO Per OT Equator e Spheroblock/Flex: VALORE DA 15 A 35Ncm - MAX 50Ncm TORQUE, SUGGERITO 25Ncm	€ 240,00 + IVA 22%

SFERE SINGOLE FILETTATE CON GUAINA DA INCOLLAGGIO NORMO - MICRO

Ref. 139KSFN
**KIT SFERA FILETTATA NORMO + TiN da INCOLLARE
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera NORMO) in ACCIAIO

€ 88,00+ IVA 4%
Ref. 139KSFM
**KIT SFERA FILETTATA MICRO + TiN da INCOLLARE
CONFEZIONE CONTENENTE**

- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE in TITANIO
(ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine)
- 2 GUAINA FILETTATE DA INCOLLARE in TITANIO
- 2 SPAZIATORI PER GUAINA (sfera MICRO) in ACCIAIO

€ 88,00+ IVA 4%
RICAMBI SFERE SINGOLE FILETTATE

Ref. 239SFN

- 1 SFERA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1,3mm FILETTO 1,6mm passo fine

€ 20,00+ IVA 4%

Ref. 239SFM

- 1 SFERA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0,9mm FILETTO 1,6mm passo fine

€ 20,00+ IVA 4%

Ref. 239GSF

- 1 GUAINA FILETTATA DA INCOLLARE
per NORMO e MICRO - 1,6mm passo fine

€ 24,00+ IVA 4%

Ref. 239SSN

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA NORMO

€ 10,00+ IVA 22%

Ref. 239SSM

- 1 SPAZIATORE PER GUAINA con SFERA MICRO

€ 10,00+ IVA 22%

Ref. 039SFN2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA NORMO + TiN
ESAGONO 1.3mm FILETTO 2mm

€ 20,00 + IVA 4%

Ref. 039SFM2

- 1 SFERA SINGOLA FILETTATA MICRO + TiN
ESAGONO 0.9mm FILETTO 2mm

€ 20,00 + IVA 4%

Ref. 760CBR

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate NORMO)
ESAGONO 1,27mm

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 772CSF

- 1 CHIAVE ESAGONALE (per sfere singole filettate MICRO)
ESAGONO 0,9mm

€ 39,00 + IVA 22%
OT CAP TRANSFER DA IMPRONTA

Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT Equator - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00+ IVA 22%

Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFER PER SFERE Ø 2,25mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00+ IVA 22%

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00+ IVA 22%

IMPLANTOLOGIA ATTACCHI IN TITANIO PER OVERDENTURE

SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Ref. 109



SPHERO FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO CON SFERA MOBILE AUTOPARALLELIZZANTE (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 103,00 + IVA 4%

Ref. 002



SPHERO BLOCK NORMO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 2,5mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%

Ref. 003




SPHERO BLOCK MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MONCONE (ABUTMENT) IN TITANIO (SFERA Ø 1,8mm)
- 3 CAPPETTE (gialla - rosa - trasparente)
- 1 CONTENITORE INOX PER CAPPETTE
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 85,00 + IVA 4%

GLI ATTACCHI SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK E OT REVERSE 3 SONO DISPONIBILI PER LE MAGGIORI CASE DI IMPIANTI. SU RICHIESTA SI POSSONO COSTRUIRE PER OGNI TIPO DI IMPIANTO. PER ORDINARE INDICARE SEMPRE: LA MARCA DELL'IMPIANTO, IL DIAMETRO DELL'IMPIANTO, L'ALTEZZA DEL BORDO DI GUARIGIONE: DISPONIBILE FINO a 7 mm.



MISURATORE DI BORDO GENGIVALE


STRUMENTO GRADUATO A COLORI PER MISURARE LA CORRETTA ALTEZZA TRASMUCOSA DELL'ABUTMENT IN TITANIO

Ref. 008MBG



CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 MISURATORE B.G. A CORSOIO
- 1 MISURATORE B.G. AD ASTA FISSA
- 1 DISPENSER DI ANELLINI IN SILICONE
- 20 ANELLINI IN SILICONE



€ 80,00 + IVA 22%

STRUMENTI SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK

Ref. 771CEF

- 1 CHIAVE PER SPHERO FLEX SPHERO BLOCK (NORMO e MICRO) ESAGONO 2,3mm

€ 48,00 + IVA 22%


Ref. 760CBM

- 1 CONNETTORE PER MANIPOLO DINAMOMETRICO ESAGONO 1,3mm

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 760CRD-US

- 1 CRICCHETTO REVERSIBILE DINAMOMETRICO
Per il serraggio di Sphero block - flex e OT Equator
Valore da 15 a 35Ncm - Max 50Ncm torque, suggerito 25Ncm

€ 240,00 + IVA 22%

Ref. 4851C

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT EQUATOR - NORMO - MICRO

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 008MDS

- 1 MISURATORE DI SFERE
(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)

€ 35,00 + IVA 22%


Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFER OT Equator - OT CAP NORMO Ø 2,5mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00+ IVA 22%

Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8mm
DA IMPRONTA A STRAPPO CON CAPPETTA INTERCAMBIABILE

€ 25,00+ IVA 22%

Ref. 100AD

- ANELLI DIREZIONALI PER SPHERO FLEX - BLOCK**
• 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°

€ 10,00 + IVA 22%

Ref. 044ABN

- ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX - BLOCK NORMO
CONFEZIONE CONTENENTE**
• 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO FLEX/BLOCK
• 1 CAPPETTA NORMO NERA DA LABORATORIO
• 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

€ 18,00 + IVA 22%

Ref. 044ABM

- ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
CONFEZIONE CONTENENTE**
• 1 ANALOGO DA LABORATORIO SPHERO BLOCK MICRO
• 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
• 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONE DI 0° - 7° - 14°

€ 18,00 + IVA 22%
SISTEMA "ANTISVITAMENTO" A TASSELLO ELASTICO

APPLICABILE AGLI ATTACCHI SPHERO FLEX-BLOCK - OT REVERSE e viti varie
IL TASSELLO ELASTICO "ANTISVITAMENTO" PUÒ ESSERE APPLICATO A RICHIESTA
(Solo da RHEIN83) a viti - attacchi Sphero Flex - Sphero Block e OT Reverse
con filettatura non inferiore 1,8mm

Supplemento
applicazione tassello



TASSELLO ELASTICO


€ 20,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT TECNO - OT VERTICAL - SFERE SINGOLE IN TITANIO

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO COMPLETA



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 4 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 SFERE SINGOLE TIT. NORMO/MICRO + GUIDE CALC. + INSERTORI TRASP.
- 4 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE TECNO CALCINABILI NORMO/MICRO COMPLETO
- 4 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 4 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 16 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
- BIANCHE rit. standard - ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- VERDI molto elastiche
- 4 CAPPETTE TITAN CAP NORMO/MICRO
- 4 CAPPETTE NERE **solo uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 8 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO
- 4 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO NORMO/MICRO
- 4 SPAZIATORI ALLUMINIO x OT CAP NORMO/MICRO
- 4 DISCHETTI PROTETTIVI

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX: BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY NERE PER CONTENITORE INOX **solo uso laboratorio**
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 6 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE: BIANCHE ritenzione standard - ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE NERE **solo uso laboratorio**
- 2 PERNI TRANSFER per MODELLI in GESSO OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE

- 2 BARRA CALCINABILE OT BAR MULTIUSE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 2 CLIP DI POSIZIONE A
- 2 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 CONTENITORI CALCINABILI OT BAR MULTIUSE
- 6 CLIP OT BAR MULTIUSE
- ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI OT VERTICAL CALCINABILI
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABILI
- 4 CLIP OT VERTICAL
- BIANCHE ritenzione standard - VERDI ritenzione soft
- 2 CHIAVI A SPINA OT VERTICAL CALCINABILI

STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 REGOLATORI di TENUTA CAPPETTE NORMO/MICRO
- 1 REGOLATORE di TENUTA CAPPETTE STRATEGY
- 2 CHIAVI per PARALLELOMETRO NORMO/MICRO
- 1 CHIAVE per PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKL

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKT

€ 300,00 + IVA 4%

€ 100,00 + IVA 22%

ATTACCHI OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT Equator

CONFEZIONE PROMOZIONALE DA LABORATORIO "BASIC"



CONFEZIONE CONTENENTE

OT CAP - OT BOX SYSTEM

- 16 PERNI CALCINABILI ASSORTITI NORMO/MICRO
- 8 SFERE CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT CAP CALCINABILI NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX CALCINABILI CLASSIC (superiore + inferiore) NORMO/MICRO
- 2 BARRE OT BOX SPECIAL CALCINABILI NORMO/MICRO
- 6 CONNETTORI OT BOX CALCINABILI
- 4 CONTENITORI OT BOX MONO CALCINABILI NORMO/MICRO
- 8 ANELLI POSIZIONATORI NORMO/MICRO
- 13 CAPPETTE OT-CAP NORMO/MICRO
ROSA rit. soft - GIALLE rit. extra-soft
- 13 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO/MICRO

OT STRATEGY

- 4 PATRICI OT STRATEGY (2 standard 2 lunghe)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABILI
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY PER CONTENITORE INOX:
ROSA ritenzione soft
- 2 CONTENITORI INOX STRATEGY
- 2 ANELLI POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY
- 3 CAPPETTE OT STRATEGY per TECNICA DUPLICAZIONE:
ROSA ritenzione soft - GIALLE ritenzione extra-soft
- 4 CAPPETTE NERE **uso laboratorio** (per contenitore e per tecnica duplicazione)

OT Equator

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 CONTENITORI INOX PER CAPPETTE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (2 soft, 2 standard)
- 2 CAPPETTE NERE **uso laboratorio**

OT UNILATERAL

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 ANELLO POSIZIONATORE MICRO
- 2 CAPPETTE OT CAP MICRO: 1 rosa - 1 nera **uso laboratorio**
- 2 CAPPETTE OT STRATEGY (per tecnica duplicazione): 1 gialla - 1 nera da lab.
- 1 CONNETTORE

OT BAR MULTIUSE

- 1 BARRA CALCINABILE
- 1 RACCORDO GENGIVALE
- 4 CLIP DI POSIZIONE (A - B)
- 2 BOX CALCINABILI
- 6 CLIPS - 2 ROSA - soft - 2 GIALLE medium - 2 ROSSE extra soft

OT VERTICAL

- 2 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS - 2 BIANCA- standard - 2 VERDI soft
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

STRUMENTI

- 1 PINZETTA
- 2 CHIAVI PER PARALLELOMETRO OT CAP NORMO-MICRO
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT STRATEGY
- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO OT BAR MULTIUSE
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 1 STELO INSERITORE OT STRATEGY
- 1 STELO INSERITORE OT BAR MULTIUSE
- 1 STELO INSERITORE OT VERTICAL

Ref. 005SKLB

DA VENDERSI
ESCLUSIVAMENTE
ABBINATI

Ref. 005SKTB

€ 80,00 + IVA 4%

€ 70,00 + IVA 22%

ATTACCHI OT CAP E OT BOX



NORMO

Ref. 092CAN

MICRO

Ref. 092CAM

OT CAP NORMO/MICRO CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 SFERE SINGOLE
- 4 CAPPETTE RITENTIVE ROSA
- 4 CONTENITORI INOX
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

€ 49,00 + IVA 4%



NORMO

Ref. 196BCN

MICRO

Ref. 197BCM

OT CAP NORMO/MICRO "ECONOMICA" CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 BARRA CALCINABILE DIRITTA
- 1 BARRA CALCINABILE ANGOLARE
- 4 CAPPETTE BIANCHE (RITENZIONE STANDARD)

€ 39,00 + IVA 4%



NORMO

Ref. 099BSN

MICRO

Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono NORMO/MICRO PER SCHELETRATI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI (1 DIRITTA - 1 ANGOLARE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE BIANCHE
- 4 OT BOX MONO CALCINABILI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA

€ 64,00 + IVA 4%



NORMO

Ref. 058BSN

MICRO

Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL NORMO/MICRO + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX SPECIAL
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

€ 37,00 + IVA 4%



NORMO

Ref. 153BCN

MICRO

Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC NORMO/MICRO + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE SUPERIORI
- 2 BARRE INFERIORI
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

€ 34,00 + IVA 4%

OT BOX LARGE CONTENITORE CALCINABILE SOVRADIMENSIONATO PER FISSAGGIO IN BOCCA DELLE CAPPETTE



NORMO

Ref. 253BLN

MICRO

Ref. 253BLM

OT BOX LARGE NORMO/MICRO + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE OT BOX LARGE
- 4 POSIZIONATORI PLASTICA
- 4 CONNETTORI

€ 34,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY CAPPETTE PER TECNICA DUPLICAZIONE CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 2 STEADY
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER TECNICA DUPLICAZIONE (2 SOFT, 2 STANDARD)

€ 49,00 + IVA 4%



Ref. 098CAL

OT STRATEGY CAPPETTE PER CONTENITORI INOX CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 PATRICI STRATEGY (2 STANDARD - 2 LUNGHE)
- 4 CAPPETTE RITENTIVE PER CONTENITORE INOX (2 SOFT, 2 STANDARD)
- 4 CONTENITORI INOX
- 2 POSIZIONATORI IN PLASTICA
- 2 STEADY

€ 59,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNETTORI CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 BARRE CALCINABILI
- 4 CLIP DI POSIZIONE A
- 4 CLIP DI POSIZIONE B
- 4 BOX CALCINABILI
- 4 CLIP RITENTIVE ROSA
- 4 CLIP RITENTIVE GIALLE
- 4 CLIP RITENTIVE ROSSE
- 2 CONNETTORI
- 1 RACCORDO GENGIVALE

€ 92,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4 MASCHI CALCINABILI
- 2 STEADY
- 4 CLIPS RITENTIVE BIANCHE
- 2 CLIPS RITENTIVE VERDI
- 4 CHIAVI PER PARALLELOMETRO + SPINA CALCINABILE

€ 50,00 + IVA 4%

OT UNILATERAL ATTACCO A RITENZIONE COMBINATA PER PROTESI MONOLATERALI



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONNETTORE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate
- 1 UNI-BOX CALCINABILE
- 1 POSIZIONATORE MICRO PLASTICA
- 1 CAPPETTA MICRO ROSA
- 1 CAPPETTA STRATEGY GIALLA (per tecnica duplicazione)
- 1 CAPPETTA MICRO NERA DA LABORATORIO
- 1 CAPPETTA STRATEGY NERA DA LABORATORIO
- 1 CONNETTORE

€ 35,00 + IVA 4%



Ref. 156BCU

- 1 ATTACCO CALCINABILE CON SFERE COMBinate

€ 12,00 + IVA 4%



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABILE

€ 12,00 + IVA 4%

OT CAP TECNO

NORMO

Ref. 093CTN

MICRO

Ref. 093CTM



OT CAP TECNO NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE
- 2 SFERE SINGOLE FILETTATE IN TITANIO + TiN
- 2 GUAINA IN TITANIO DA INCOLLAGGIO
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO/MICRO
- 2 CAPPETTE GIALLI NORMO/MICRO

€ 92,00 + IVA 4%



Ref. 193BCA

- 2 ESTENSIONI CALCINABILI PRE ANGOLATE

€ 10,00 + IVA 4%

OT LOCK CHIAVISTELLI CON MECCANISMI INTERCAMBIABILI



Ref. 880CLT

OT LOCK KIT CHIAVISTELLO IN TITANIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE
- 1 PERNO IN CERAMICA

€ 70,00 + IVA 4%



Ref. 880CLR

OT LOCK KIT CHIAVISTELLO REGOLABILE IN TITANIO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CHIAVISTELLO COMPLETO
- 1 POSIZIONATORE IN OTTONE ALLUNGATO
- 1 PERNO IN CERAMICA
- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI

€ 70,00 + IVA 4%

ATTACCHI OVERDENTURE

PERNI S.P.L. - COPING COVER CONFEZIONE PROMOZIONALE DA STUDIO



Ref. 011SPL

CONFEZIONE CONTENENTE

- 24 PERNI CALCINABILI MICRO ASSORTITI
- 40 PERNI CALCINABILI NORMO ASSORTITI
- 12 PERNI MICRO ASSORTITI IN TITANIO
- 12 PERNI NORMO ASSORTITI IN TITANIO
- 16 CAPPETTE RITENTIVE NORMO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 16 CAPPETTE RITENTIVE MICRO (BIANCHE RITENZIONE STANDARD - ROSA RITENZIONE SOFT)
- 20 DISCHETTI PROTETTIVI
- 2 REGOLATORI (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 INSERITORE MULTIUSO IN PLASTICA BLU (per steli inox e per cappette in bocca)
- 1 STELO INSERITORE OT CAP NORMO/MICRO
- 4 CONTENITORI INOX NORMO
- 4 CONTENITORI INOX MICRO
- 12 ANELLI DIREZIONALI (grigio 0° - verde 7° - rosso 14°)
- 1 PINZETTA

€ 310,00 + IVA 22%



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

KIT PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PIVOT OT Equator h 7-9-10mm (della medesima misura scelta)
- 2 CONTENITORI IN TITANIO ANODIZZATI FUCSIA
- 2 CAPPETTE GIALLE EXTRA SOFT
- 2 CAPPETTE ROSA SOFT
- 2 CAPPETTE TRASPARENTI STANDARD
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI

€ 85,00 + IVA 4%



Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

PIVOT OT EQUATOR CON RIVESTIMENTO TiN PERNO IN TITANIO CON TESTA A BASSO PROFILO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PIVOT OT Equator h 7-9-10mm (della misura scelta)

€ 38,00 + IVA 4%




Ref. 192ECE

KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT EQUATOR

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA da laboratorio
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 GIALLA EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 BIANCA TRASPARENTE STANDARD, 1 VIOLA FORTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 38,00 + IVA 4%



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

PIVOT FLEX CON RIVESTIMENTO TiN

PERNO IN TITANIO CON SFERA MOBILE NORMO (Ø 2,5 mm)

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 PERNO SFERA MOBILE IN TITANIO
- 1 CONTENITORE INOX NORMO
- 2 CAPPETTE ROSA NORMO (RITENZIONE SOFT)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO
- 3 ANELLI DIREZIONALI

€ 48,00 + IVA 4%

Disponibile
nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm
Sfera NORMO Ø2,5
Sfera MICRO Ø1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

PIVOT BLOCK in TITANIO NORMO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 2,5mm

€ 41,00 + IVA 4%

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

PIVOT BLOCK in TITANIO MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 5 PERNI IN TITANIO Sfera 1,8mm

€ 41,00 + IVA 4%

NORMO

Ref. 192ACN

MICRO

Ref. 192ACM



KIT ASSORTIMENTO CAPPETTE OT CAP NORMO/MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 CONTENITORE INOX DI CAPPETTE
- 1 CAPPETTA NERA DA LABORATORIO
- 4 CAPPETTE RITENTIVE (1 VERDE, 1 GIALLA, 1 ROSA, 1 BIANCA TRASPARENTE)
- 1 DISCHETTO PROTETTIVO

€ 27,00 + IVA 4%



Ref. 034PRK

OT REVERSE 3 in TITANIO MICRO CON RIVESTIMENTO TiN

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 PERNI RADICOLARI OT REVERSE/3 IN TITANIO + TiN
- 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON
- 2 ATTREZZO MANUALE IN PLASTICA
- 2 CONTENITORI INOX
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA

€ 120,00 + IVA 4%

Ø del perno sottosfera:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Ref. 010PSP

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI NORMO

Disponibile nelle lunghezze:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

€ 26,00 + IVA 4%



Ref. 012PSM

PERNI CALCINABILI PER IMPRONTE CANALARI

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Disponibile nelle lunghezze:
10 - 9 - 7mm

€ 27,00 + IVA 4%



Ref. A01MOG

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 7 - 9 - 10

€ 32,00 + IVA 22%



Ref. A03MOB

FRESA MOOSER ALESATURA PER PERNI OT CAP mm 12 - 14

€ 32,00 + IVA 22%



Ref. 121FD

FRESA OT REVERSE 3 DIAMANTATA PER RADICI

€ 25,00 + IVA 22%



Ref. 100AD

ANELLI DIREZIONALI PER PIVOT FLEX - BLOCK

- 3 ANELLI DIREZIONALI CON INCLINAZIONI DI 0° - 7° - 14°

€ 10,00 + IVA 22%




Ref. 485IC

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT Equator - NORMO - MICRO

€ 39,00 + IVA 22%

RICAMBI OT CAP SYSTEM NORMO Ø 2,5 mm

	Ref. 055SCN	• 4 SFERE NORMO CALCINABILI SINGOLE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 151BAN	• 2 BARRE CALCINABILI NORMO ANGOLARI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 150BPN	• 2 BARRE CALCINABILI NORMO DIRITTE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 048CAN	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ARGENTO (ELASTICHE-GOMMOSE) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048CON	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI NORMO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCN	• 6 CAPPETTE NORMO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRN AY	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN SN	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRN	• 6 CAPPETTE NORMO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040TCN	• 2 CAPPETTE TITAN CAP NORMO	€ 37,50 + IVA 4%
	Ref. 043CLN	• 6 CAPPETTE NORMO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCNDR8	• 6 CAPPETTE ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 350g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRNAYDR8	• 6 CAPPETTE NORMO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 500g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRNSNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO ROSA (RITENZIONE SOFT) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 900g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRNDR8	• 6 CAPPETTE NORMO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 2,25 mm) - 1300g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 042AMN	• 2 OT BOX MONO NORMO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 041CAN	• 2 CONTENITORI INOX NORMO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 041CTN	• 2 CONTENITORI IN TITANIO NORMO ANODIZZATI FUCSIA	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 101PPN	• 2 POSIZIONATORI NORMO PLASTICA	€ 5,00 + IVA 22%
	Ref. 044PPN	• 2 PERNI ANALOGHI NORMO	€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	Ref. 055SCM	• 4 SFERE MICRO CALCINABILI SINGOLE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 151BAM	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO ANGOLARI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 150BPM	• 2 BARRE CALCINABILI MICRO DIRITTE	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 048CAM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ARGENTO (ELASTICHE- GOMMOSE) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 048COM	• 6 CAPPETTE EXTRARESILIENTI MICRO ORO (LEGGERMENTE ELASTICHE) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 049PCM	• 6 CAPPETTE MICRO VERDI (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 060CRM AY	• 6 CAPPETTE MICRO GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 450g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM SN	• 6 CAPPETTE MICRO ROSA (RITENZIONE SOFT) - 800g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRM	• 6 CAPPETTE MICRO BIANCHE TRASPARENTI (RITENZIONE STANDARD) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040TCM	• 2 CAPPETTE TITAN CAP MICRO	€ 37,50 + IVA 4%
	Ref. 043CLM	• 6 CAPPETTE MICRO NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,50 + IVA 22%
	Ref. 049PCMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO ARANCIO (RITENZIONE MOLTO ELASTICA) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 200g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 040CRMDR8	• 6 CAPPETTE MICRO VERDE ACQUA (RITENZIONE FORTE) (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE Ø 1,6 mm) - 1100g	€ 27,50 + IVA 4%
	Ref. 042AMM	• 2 OT BOX MONO MICRO (CONTENITORI CALCINABILI PER CAPPETTE)	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO	€ 20,00 + IVA 4%
	Ref. 041CTM	• 2 CONTENITORI IN TITANIO MICRO ANODIZZATI FUCSIA	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 101PPM	• 2 POSIZIONATORI MICRO PLASTICA	€ 5,00 + IVA 22%
	Ref. 044PPM	• 2 PERNI ANALOGHI MICRO	€ 22,00 + IVA 22%

KIT ASSORTIMENTO COMPLETO CAPPETTE RITENTIVE



KIT NORMO

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAM

CONFEZIONE CONTENENTE

- 8 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 8 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 6 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 4 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 4 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 2 CAPPETTE TITAN CAP

€ 192,00 + IVA 4%



Ref. 074KNM

KIT ASSORTIMENTO NORMO-MICRO

CONFEZIONE CONTENENTE

- 4+4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4+4 CAPPETTE TRASPARENTI - RITENZIONE STANDARD
- 2+2 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 3+3 CAPPETTE VERDI TRASPARENTI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 3+3 CAPPETTA ORO - SUPER RESILIENTE
- 3+3 CAPPETTA ARGENTO - SUPER RESILIENTE
- 2+2 CAPPETTE VERDE ACQUA - RIT/STANDARD FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE ARANCIO - RIT. MOLTO ELASTICA FORO INTERNO STRETTO
- 2+2 CAPPETTE NERE - USO LABORATORIO
- 1+1 CAPPETTE TITAN CAP

€ 192,00 + IVA 4%

CAPPETTE OT CAP ASSORTITE



NORMO

Ref. 064ACN

MICRO

Ref. 064ACM

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CAPPETTE VERDI - RITENZIONE MOLTO ELASTICA
- 6 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 6 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 6 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

€ 95,00 + IVA 4%

ATTACCHI OT CAP DA SALDARE O INCOLLARE NORMO/MICRO



NORMO

Ref. 038STN

SFERE SINGOLE IN TITANIO NORMO + TiN

DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

€ 50,00 + IVA 4%



MICRO

Ref. 038STM

SFERE SINGOLE IN TITANIO MICRO + TiN



DA SALDARE CON IL LASER - DA INCOLLARE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE SINGOLE IN TITANIO
- 2 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 1 PORTA SFERA
- 2 BASI GUIDA CALCINABILI

€ 50,00 + IVA 4%

STRUMENTI OT CAP NORMO-MICRO

	Ref. 485IC	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE OT Equator - OT CAP NORMO/MICRO	€ 39,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC01	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO NORMO/ OT Equator	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC02	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO MICRO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 74AC03	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO TECNO NORMO E MICRO <i>(SOLO PER OT CAP TECNO)</i>	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 491EC	• 1 ESTRATTORE DI CAPPETTE RITENTIVE MULTIUSO <i>(CON FORO PORTA STELO)</i>	€ 29,00 + IVA 22%
	Ref. 008MDS	• 1 MISURATORE DI SFERE <i>(PER MISURARE LE SFERE DI DIAMETRO: 1,6-1,8-2,25-2,5mm)</i>	€ 35,00 + IVA 22%
	Ref. 080RCN	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 080RCM	• 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE MICRO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 082ATN	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE NORMO	€ 22,00 + IVA 22%
	Ref. 083ATM	• 1 ATTREZZO DI CONTROLLO TENUTA CAPPETTE MICRO	€ 22,00 + IVA 22%

OT CAP ACCESSORI NORMO-MICRO E Ø 2,25 mm

	Ref. 155CC	• 6 CONNETTORI	€ 18,00 + IVA 4%
	Ref. 187CRS	• 2 SFERE CAVE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8 - 2,25 - 2,5mm	€ 84,00 + IVA 4%
	Ref. 187CRE	• 2 OT EQUATOR CAVI	€ 84,00 + IVA 4%
	Ref. 189SRS	• 2 SFERE PIENE DISPONIBILI NEI DIAMETRI: 1,8mm	€ 80,00 + IVA 4%
	Ref. 100PD	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI TRASPARENTI DIAMETRO INTERNO 1,6mm	€ 10,00 + IVA 22%
	Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA DIAMETRO INTERNO 2,9mm	€ 10,00 + IVA 22%
	Ref. 161SCMN	NORMO • 4 SPAZIATORI PER CONTENITORE OT CAP NORMO/MICRO	€ 26,00 + IVA 22%
	Ref. 161SCMM	MICRO	
	Ref. 038GCS	• 2 BASI GUIDA CALCINABILI	€ 10,00 + IVA 4%
	Ref. 044PP22	• 2 PERNI ANALOGHI SFERA Ø2,25mm	€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT STRATEGY

	Ref. 154PCS	• 4 PATRICI STANDARD STRATEGY CALCINABILI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 054PLS	• 4 PATRICI LUNGHE STRATEGY CALCINABILI	€ 19,00 + IVA 4%
	Ref. 154STY	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT STRATEGY	€ 9,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD AY	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" GIALLE (RITENZIONE EXTRA SOFT) - 500g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD SN	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" ROSA (RITENZIONE SOFT) - 900g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CSD	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" BIANCHE (RITENZIONE STANDARD) - 1300g	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 047CLS	• 4 CAPPETTE STRATEGY "PER TECNICA DUPLICAZIONE" NERE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 047CSDDR8	• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA "PER TECNICA DUPLICAZIONE" (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	€ 27,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM AY	• 4 CAPPETTE STRATEGY GIALLE PER CONTENITORE (RITENZIONE EXTRASOFT) - 500g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM SN	• 4 CAPPETTE STRATEGY ROSA PER CONTENITORE (RITENZIONE SOFT) - 900g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CSM	• 4 CAPPETTE STRATEGY BIANCHE PER CONTENITORE (RITENZIONE STANDARD) - 1300g (DA UTILIZZARE SOLO CON CONTENITORE ACCIAIO)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 045CLS	• 4 CAPPETTE STRATEGY NERE PER CONTENITORE (SOLO AD USO LABORATORIO)	€ 12,00 + IVA 22%
	Ref. 045CSMDR8	• 4 CAPPETTE STRATEGY VERDE ACQUA PER CONTENITORE (FORO INTERNO RIDOTTO PER SFERE MICRO SOTTODIMENSIONATE)	€ 22,00 + IVA 4%
	Ref. 046CSM	• 2 CONTENITORI INOX STRATEGY	€ 21,00 + IVA 4%
	Ref. 101OTS	• 2 POSIZIONATORI PLASTICA STRATEGY (PER SALDARE CONTENITORE INOX)	€ 5,00 + IVA 22%

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER TECNICA DUPLICAZIONE

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

Ref. 047ACS

€ 68,00 + IVA 4%

CAPPETTE OT STRATEGY ASSORTITE PER CONTENITORI INOX

CONFEZIONE CONTENENTE:

- 4 CAPPETTE GIALLE - RITENZIONE EXTRA SOFT
- 4 CAPPETTE ROSA - RITENZIONE SOFT
- 4 CAPPETTE BIANCHE - RITENZIONE STANDARD

Ref. 045ACS

€ 55,00 + IVA 4%

Ref. 044PPS

- 2 PERNI ANALOGHI STRATEGY

€ 32,00 + IVA 22%

Ref. 486ICS

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CAPPETTE STRATEGY

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 75AC04

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO STRATEGY

€ 22,00 + IVA 22%

Ref. 081RCS

- 1 REGOLATORE DI TENUTA CAPPETTE STRATEGY

€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT BAR MULTIUSE

Ref. 022OBB

- 2 BARRE CALCINABILI OT BAR MULTIUSE

€ 16,00 + IVA 4%

Ref. 025CPB

- 4 BOX CALCINABILI PER OT BAR MULTIUSE

€ 18,00 + IVA 4%

Ref. 023CPA

- 4 CLIP DI POSIZIONE A PER BOX CALCINABILE

€ 16,00 + IVA 22%

Ref. 024CPB

- 4 CLIP DI POSIZIONE B PER BOX CALCINABILE

€ 16,00 + IVA 22%

Ref. 027CRG

- 4 CLIP GIALLE PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE MEDIA 1,8Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 026CRR

- 4 CLIP ROSA PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE SOFT 1,2 Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 027CRS

- 4 CLIP ROSSE PER OT BAR MULTIUSE
RITENZIONE EXTRA SOFT 0,6Kg

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 022RGO

- 3 CONNETTORI CALCINABILI

€ 8,00 + IVA 4%

Ref. 429IOBM

- 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT BAR MULTIUSE

€ 39,00 + IVA 22%

Ref. 028OCP

- 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO PER OT BAR MULTIUSE

€ 22,00 + IVA 22%

RICAMBI OT VERTICAL

		Ref. 072MCV	• 2 MASCHI CALCINABILI • 2 CHIAVI A SPINA	€ 22,00 + IVA 4%
		Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABILI PER OT VERTICAL	€ 7,00 + IVA 4%
		Ref. 072CBV	• 4 CLIPS BIANCHE RITENZIONE STANDARD	€ 21,00 + IVA 4%
		Ref. 072CVV	• 4 CLIPS VERDI RITENZIONE SOFT	€ 21,00 + IVA 4%
		Ref. 472ICV	• 1 INSERITORE/ESTRATTORE DI CLIP PER OT VERTICAL	€ 39,00 + IVA 22%

RICAMBI OT REVERSE 3 MULTISERVER

		Ref. 120MR2	• 2 MASCHI RITENTIVI IN TITANIO + NYLON (RITENZIONE STANDARD)	€ 40,00 + IVA 4%
		Ref. 041CAM	• 2 CONTENITORI INOX MICRO	€ 18,00 + IVA 4%
		Ref. 121AAR	• 2 ANALOGHI IN ACCIAIO PER RADICI	€ 50,00 + IVA 22%
		Ref. 121AM	• 2 ATTREZZI MANUALI	€ 8,00 + IVA 22%
		Ref. 121PR	• 2 POSIZIONATORI DUPLICABILI	€ 8,00 + IVA 22%
		Ref. 100PDR	• 10 DISCHETTI PROTETTIVI ROSA	€ 10,00 + IVA 22%
		Ref. 124IMR	• 1 INSERITORE DI METALLO PER MASCHIO OT REVERSE 3	€ 15,00 + IVA 22%
		Ref. 72CBR	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO INOX OT REVERSE 3 (per barra calcinabile)	€ 30,00 + IVA 22%
		Ref. 72CFR	• 1 CHIAVE PER PARALLELOMETRO IN OTTONE OT REVERSE 3 (per femmina in titanio)	€ 30,00 + IVA 22%

RICAMBI OT LOCK

Ref. 882CS

- 1 CHIAVE SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio - calcinabile)

€ 14,00 + IVA 4%

Ref. 882AF

- 1 ANELLO FLESSIBILE

€ 18,00 + IVA 4%

Ref. 882CB

- 1 CHIAVE DI BLOCCAGGIO

€ 20,00 + IVA 4%

Ref. 882CPT

- 1 CONTENITORE PREFABBRICATO IN TITANIO
(solo per chiavistello in titanio - titanio regolabile)

€ 19,00 + IVA 4%

Ref. 882PPC

- 1 PERNO PASSANTE IN CERAMICA

€ 6,00 + IVA 4%

Ref. 882CLSCT

- 1 CHIAVE LUNGA SCORREVOLE
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

€ 14,00 + IVA 4%

Ref. 882DCC

- 9 ANELLI DISTANZIATORI CALCINABILI
(solo per chiavistello in titanio regolabile)

€ 16,00 + IVA 4%
ACCESSORI OT LOCK

Ref. 882CG

- 1 CONO GUIDA

€ 10,00 + IVA 4%

Ref. 882CAS

- 1 CHIAVE D'APERTURA A SPINTA

€ 15,00 + IVA 22%
KIT DI RICOSTRUZIONE SFERE USURATE

 Ø DISPONIBILI:
1,8 - 2,25 - 2,5

Ref. 087CRS
SFERA CAVA RICOSTRUTTIVA
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE CAVO IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%

Ref. 087CRE
OT EQUATOR CAVO RICOSTRUTTIVO
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 OT EQUATOR CAVI IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 1 INSERITORE TRASPARENTE
- 1 CALIBRATORE E PORTA STRIP

€ 100,00 + IVA 4%

Ref. 089SRS
SFERA SOLIDA RICOSTRUTTIVA
CONFEZIONE CONTENENTE

- 2 SFERE PIENE Ø 1,8 IN TITANIO C/RIVESTIMENTO TIN
- 2 CAPPETTE ROSA (RITENZIONE SOFT)
- 2 DISCHETTI PROTETTIVI
- 1 CHIAVE

€ 100,00 + IVA 4%

BOX PORTA-PROTESI



Ref. 0P6

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 BOX COLORI: BLU, AZZURRO, BIANCO

€ 5,00 + IVA 22%



Ref. 100AS

- 30 ANELLINI IN SILICONE

€ 8,00 + IVA 22%

MINI PARALLELOMETRO



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLELOMETRO**
CON BASE PORTAMODELLI
(PER USO LABORATORIO, CORSI, ECC.)

€ 185,00 + IVA 22%

OT LEVER


LEVA UNIVERSALE



Ref. 761OTL

- 2 **OT LEVER**
PER LA RIMOZIONE DELLE PROTESI E DEGLI ALLINEATORI DENTALI

€ 16,00 + IVA 22%



Ref. BOL

OT LEVER BOX

CONFEZIONE CONTENENTE

- 6 CONFEZIONI OT LEVER
- 1 ESPOSITORE PER CONFEZIONI OT LEVER

€ 90,00 + IVA 22%



OT CEM

CEMENTO COMPOSITO



Ref. OC

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 SIRINGA BICOMPONENTE 5ml
- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 52,00 + IVA 4%



Ref. TOC


- 10 PUNTALI AUTOMISCELANTI

€ 11,50 + IVA 22%

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

PER RIMUOVERE LE VITI ROTTE DAGLI IMPIANTI

IL "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" È GIÀ DISPONIBILE PER MOLTE MARCHE D'IMPIANTI. SU ORDINAZIONE, SI PUÒ PERSONALIZZARE PER QUASI TUTTE LE MARCHE PRESENTI SUL MERCATO, NON DISPONIBILI A MAGAZZINO.



Ref. 680

CONFEZIONE CONTENENTE

- 1 FRESA AD ARTIGLIO
- 1 FRESA SPECIALE
- 1 PORTA FRESA MANUALE
- 1 CORPO CENTRATORE

€ 280,00 + IVA 22%

Ref. 680FS

- 1 FRESA "SPECIALE"

€ 50,00 + IVA 22%

Ref. 680FA*

- 1 FRESA AD ARTIGLIO

€ 50,00 + IVA 22%

*Specificare tipo di impianto e diametro

IL KIT BROKEN SCREW POTREBBE AVERE PROBLEMI DI INGOMBRO NEI SETTORI POSTERIORI CHE NE PRECLUDEREBBERO IL FUNZIONAMENTO. È IMPORTANTE VALUTARNE L'USO QUANDO SI VERIFICA QUESTA CONDIZIONE.

Formazione scientifica



Si propongono diversi approcci all'odontotecnica e all'odontoiatria, dalle tecniche tradizionali alle più avanzate soluzioni digitali.

Corsi Live



Il processo chirurgico-protesico in tutte le sue fasi, un ottimo strumento per facilitare l'apprendimento di nuovi protocolli.

RHEIN83

All on
40
1983-2023

Ricerca e Sviluppo




L'innovazione e la ricerca si sviluppano con la collaborazione di numerose università, italiane e straniere.


Accademia Rhein83




Conferenze, eventi e corsi pratici, accogliendo professionisti da tutto il mondo per la formazione in protesi fissa e rimovibile.



Consulta il calendario corsi Rhein83



Consulta la letteratura scientifica Rhein83



Guarda i video clinici Rhein83



SERVIZI ALLA CLIENTELA

In orario d'ufficio è attivato un servizio telefonico per risposte a domande tecniche e informazioni varie



800-901172

Tel. 051 244510 - 051 244396 - Fax 051 245238

Rhein83 internet
www.rhein83.com

Informazioni generali
info@rhein83.com

Ordini Italia
vendite.italia@rhein83.it

Servizio acquisti
acquisti@rhein83.it

Amministrazione
amministrazione@rhein83.it

Ordini esteri
international.orders@rhein83.it

Supporto tecnico
direzione.technica@rhein83.it

Ufficio Marketing
marketing@rhein83.it



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238
Numero Verde 800-901172

MOD. D394 REV.02 del 11/09/2023

